

NÁVOD NA POUŽITIE ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ MORPHEUS COMFORT

Číslo dielu: 661

Rozmery: 48 cm×30 cm×11/14 cm



POZNÁMKA! Pred použitím vankúša si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚVOD

Vankúš je určený na prevenciu degenerácie a bolesti krčnej chrbtice spôsobené nesprávnou polohou počas spánku, pre tých, ktorí si cenia prevenciu zdravého spánku, majú problémy vyplývajúce z nesprávnej polohy krku a hlavy počas spánku (napr. bolesti chrbta, svalové napätie, brnenie a necitlivosť končatín a pod.), potrebujú stabilnú oporu hlavy a krčnej chrbtice počas spánku pri súčasnom znižovaní tlaku na telo, vyžadujú vysoký komfort spánku na vankúši (vankúš sa prispôbujú tvaru hlavy) a majú jemnú Koža a cievy (vankúš eliminuje tlak na krk a modriny), pre akýkoľvek typ postavy a výšku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyčistite jemnou handričkou namočenou v teplej vode a jemných čistiacich prostriedkoch. Obličku na vankúš umyte a vyčistite podľa informácií na štítku. Po vyčistení dobre osušte.



POZNÁMKA! Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte reklamuamp prípravok v priamom kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutie, prasknutie).

Nepoužívajte nič iné, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom o nedostatku kontraindikácií pri používaní produktu.

Výrobok by mal byť prispôbený veľkosti tela pomocou podložky na nastavenie výšky alebo nie.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu alebo iným zdrojom ohňa, ktoré môžu spôsobiť vznietenie. Pena vystavená otvorenému ohňu sa prudko vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobému vystaveniu nízkym teplotám (pod 5 °C). Obal produktu nie je hračka.

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a Úradu pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.



POZNÁMKA! Pena by mala byť chránená pred slnečným žiarením, pretože vplyvom slnečného žiarenia môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálne a mechanické vlastnosti.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Penová vložka	100% polyuretánová pena
Podšívka	100% polyester
Obliečka na vankúš	100% bavlna

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Prečítajte si návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo série
	Týmto smerom v správnej polohe, neprevracajte
	Skladujte v suchu
	Krehké, manipulujte opatrne
	Neumývajte
	Nebielte
	Nežehlite
	Nečistite chemicky
	Suché rozloženie v tieni



REHA FUND Sp. z o.o.

Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Vydané: 01/2021

ZÁRUČNÝ LIST ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ MORPHEUS COMFORT

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, ku ktorému je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
- Na vankúš sa vzťahuje záručná doba 36 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- Prípadné záady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaný servisný technik za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho účelom a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- Oprava sa vykoná čo najskôr, najviac 14 dní odo dňa prijatia produktu do servisu.
- Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržba, čistenie a nastavenie vankúša podľa popisu v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. deformácia, roztrhnutie;
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbanlivosťou, vykonaním nezávislých opráv, úprav alebo štruktúrnych zmien.
- Pred odovzdaním produktu autorizovaným servisným technikom ho vyčistíte v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servis.
- Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.o.
- V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV *(vyplňa servis)*

Č.	Dátum nahlásenia	Číslo objednávky	Popis záady/Rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisného technika
1.					
2.					

POZNÁMKY