

Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, zajistíte tak bezpečné používání a předejdete zbytečným škodám.

Obsah balení

Po převzetí objednávky zkontrolujte stav přístroje a kompletnost příslušenství

1 x Silikonová trubička	1 x Ventil
1 x Prachová krytka	1 x Láhev na krmení
1 x Masážní polštář	1 x Dudlík
1 x Prsní štít	1 x Motor čerpadla
1 x Silikonová membrána	1 x Adaptér
1 x Konektor	

Specifikace

Hmotnost výrobku: 800 g

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 5V-1A

Kapacita: 150 ml

Jmenovité napětí: 100-240 V

Typ: Připojení USB C

Bezpečnostní instrukce a upozornění

1. Pokud chcete mateřské mléko zmrazit, nádobu nebo sáček neplňte celou. Naplňte ji do 3/4 a ponechte dostatečný prostor pro rozpínání ledu. Mateřské mléko neumísťujte na boční dveře ledničky.
2. Aby si mateřské mléko zachovalo své výživné složky, vložte zmražené mléko přes noc do ledničky. K ohřátí láhve nebo sáčku použijte tekoucí teplou vodu (nižší než 37 stupňů).
3. Jemně protřepte lahvičku, nebo sáček tak, aby se oddělené částice mléka znovu spojily.
4. Neohřívejte zmražené mléko v mikrovlnné troubě nebo ve vařící vodě. Mléko tak ztratí své výživové hodnoty a může popálit dítě.
5. Rozmražené mléko nesmíte znovu zamrazovat. Oddělte od sebe čerstvé a rozmražené mléko.
6. Tento výrobek je osobní, nesdílejte jej. Při demontáži nebo spojování dílů buďte opatrní, nepoužívejte nadměrnou sílu. Tento výrobek by neměl být vystaven přímému slunci a měl by být umístěn na místě mimo dosah dětí.
7. Mějte na paměti, že je přísně zakázáno mýt motor přístroje a další elektronické součásti.

Představení produktu

Tato elektronická odsávačka mléka má unikátní design, který umožňuje udržovat pohodlnější polohu při sání. Měkká masážní destička vytváří příjemný a hřejivý pocit. Přístroj dokáže imitovat přirozené sání, díky kterému může mléko vytékat klidně, komfortně, jemně a rychle. Díky kompaktnímu designu, který neobsahuje bisphenol, lze přístroj lehce sestavit. Komponenty mohou být umývány v myčce na nádobí.

Odsávačka mateřského mléka dokáže prodloužit dobu kojení. Můžete odsávat mléko a následně jej uchovávat pro pozdější potřebu. Odsávačka je navíc díky svému smart designu lehce přenosná. Mléko tak můžete odsávat kdykoliv a kdekoliv.

Instrukce

1. Sestavení přístroje

Před prvním použitím nejdříve očistěte a vydezinfikujte všechny komponenty dle postupu, který naleznete v kapitole ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKACE. Dezinfekci všech komponentů provádějte před a po každém použití.

Poznámka: ujistěte se, že jste zdezinfikovaly všechny komponenty a také, že jste si důkladně umyly ruce před tím, než sáhnete na čisté části odsávačky. Mějte na paměti, že čištěné komponenty mohou být stále horké a mohou Vás popálit.

Typ: Sestavování může být jednodušší v případě, že je přístroj vlhký.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÝ INSTALAČNÍ DIAGRAM.

1. Vložte ventil do spodní části konektoru a pevně jej připojte.
2. Našroubujte konektor na láhev, dokud nebude zcela upevněn.
3. Vložte membránu do horní části konektoru. Membránu zatlačte dolů, tak aby se zajistila její stabilita.
4. Připojte konektor k prsnímu štítu. Jednu stranu trubice připojte ke konektoru a druhou stranu k motoru.
5. Vložte masážní polštářek do trychtýřové části prsního štítu, zatlačte dovnitř a ujistěte se, že polštářek dokonale přiléhá. Stiskněte okvětní lístky, abyste odstranili zbytky vzduchu a nakonec připojte napájecí adaptér k motoru.

2. Metody, úrovně a funkce použití

1. Metoda (automatická funkce)
Držte červený kroužek po dobu 3 sekund pro zapnutí stimulačního režimu.
Po dvou minutách se stimulační režim automaticky přepne na laktační režim na úrovni, která je uložena v paměti.
2. Metoda (neautomatická funkce)
Držte červený kroužek po dobu 3 sekund pro zapnutí stimulačního režimu.
Zmáčknutím tlačítka „přepínání režimů“ můžete přepínat mezi stimulačním režimem, laktačním režimem a masážním režimem)
 - A. Stimulační režim - celkem 9 úrovní (simulace sání dítěte, zastavení, uvolnění)
 - B. Laktační režim - celkem 9 úrovní (simulace sání dítěte, zastavení, uvolnění)
 - C. Masážní režim - celkem 9 úrovníPo každém zmáčknutí tlačítka „+ - „ se zobrazí na panelu aktuální úroveň.

* Funkce paměti ukládá poslední nastavení úrovně laktace pro další použití

* USB se nabíjí pomocí elektrického portu: tento produkt podporuje dva režimy nabíjení: nabíjení/zapojení do zásuvky. Během nabíjení bude kontrolka svítit.

Poznámka:

- Přístroj pracuje okolo 30 minut, poté se automaticky vypíná.
- Mateřské mléko by se nemělo plnit přes ventil.
- Po 1,5 hodině nabíjení vydrží odsávačka přibližně 3 hodiny.

Čištění a údržba

Čištění:

1. Před každým použitím odsávačku mateřského mléka důkladně očistěte a vydezinfikujte.
2. Při oddělování a čištění ventilu dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud se ventil pokazí, přístroj nebude pracovat správně. Při oddělování ventilu jemně zatáhněte za jeho menší stranu. Očistěte všechny části pomocí horké vody a s trochou čistícího prostředku. Po umytí všechny části řádně opláchněte.
3. Chcete-li vyčistit ventil, jemně jej potřete čistou vodou s několika kapkami čistící kapaliny. Nevkládejte do ventilu žádné předměty. K dezinfekci všech částí použijte speciální roztok.
4. Pro dezinfekci všech komponentů použijte speciální roztok nebo je dezinfikujte pomocí varu po dobu 5 minut.

Skladování:

Pokud je odsávání hotovo, mléko přikryjte nebo utěsněte ve skladovací nádobě, nebo sáčku. Mléko ihned dejte chladit do ledničky nebo do mrazáku. Mateřské mléko lze uchovávat v chladu po dobu 48 hodin a v mrazáku po dobu 3 měsíců.

Ohřívání mateřského mléka

Mléko ohřejte v ohříváči mléka nebo v horké vodě. K ohřevu nepoužívejte mikrovlnou troubu ani vařící vodu. Mléko může v tomto případě ztratit své nutriční hodnoty. Ohřátým mlékem můžete nakrmit své dítě.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo odevzdán na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje výrobce/dovozce:

Dovozce: NACUPCO s.r.o.

Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIČ: CZ17400716

Předmět prohlášení:

Název: Odsávačka mléka (Breast pump)

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

EN IEC 55014-1: 2021;
EN IEC 61000-3-2: 2019 : 2019 : 2019+A1:2021;
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021;
EN IEC 55014-2: 2021;
(IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4;
IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11)



Dvojité elektrická odsávačka mlieka

Návod na použitie



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie a zabránili zbytočnému poškodeniu.

Obsah balenia

Po prijatí objednávky skontrolujte stav zariadenia a kompletnosť príslušenstva

1 x silikónová trubica	1 x ventil
1 x krytka proti prachu	1 x fľaša na kŕmenie
1 x masážny vankúš	1 x cumlík
1 x prsný štít	1 x motor čerpadla
1 x silikónová membrána	1 x adaptér
1 x konektor	

Špecifikácie

Hmotnosť výrobku: 800 g

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Menovitý výkon: 5V-1A

Kapacita: 150 ml

Menovité napätie: 100-240 V

Typ: Pripojenie USB C

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

1. Ak chcete materské mlieko zmraziť, nenaplňte nádobu alebo vrečko úplne. Naplňte ju do 3/4, pričom nechajte dostatok miesta na rozpínanie ľadu. Materské mlieko neumiestňujte na bočné dvere chladničky.
2. Ak chcete zachovať výživové zložky materského mlieka, vložte zmrazené mlieko do chladničky na noc. Na ohriatie fľaše alebo vrečka použite tečúcu teplú vodu (pod 37 stupňov).
3. Jemne pretrepte fľašu alebo vrečko, aby sa opäť spojili oddelené častice mlieka.
4. Zmrazené mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre ani vo vriacej vode. Takýto postup spôsobí, že mlieko stratí svoju výživovú hodnotu a dieťa sa môže popáliť.
5. Rozmrazené mlieko opätovne nezmrazujte. Oddel'te čerstvé a rozmrazené mlieko.
6. Tento výrobok je osobný, nedel'te sa oň. Pri rozoberaní alebo spájaní častí buďte opatrní, nepoužívajte nadmernú silu. Tento výrobok by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a mal by byť umiestnený mimo dosahu detí.
7. Majte na pamäti, že je prísne zakázané umývať motor prístroja a iné elektronické komponenty.

Predstavenie produktu

Táto elektronická odsávačka materského mlieka má jedinečný dizajn, ktorý vám umožňuje udržať pohodlnejšiu polohu pri odsávaní. Mäkká masážna doska vytvára príjemný a hrejivý pocit. Prístroj dokáže napodobniť prirodzené sanie, vďaka čomu mlieko vyteká pokojne, pohodlne, jemne a rýchlo. Vďaka kompaktnému dizajnu, ktorý neobsahuje bisfenol, možno zariadenie ľahko zostaviť. Súčasti možno umývať v umývačke riadu.

Odsávačka mlieka môže predĺžiť dobu dojčenia. Môžete odsávať mlieko a potom ho uskladniť na neskoršie použitie. Okrem toho je odsávačka mlieka vďaka svojmu inteligentnému dizajnu ľahko prenosná. Môžete tak odsávať mlieko kedykoľvek a kdekoľvek.

Inštrukcie

1. Nastavenie prístroja

Pred prvým použitím najprv vyčistite a vydezinfikujte všetky komponenty podľa postupu uvedeného v kapitole ČISTENIE A DEZINFEKCIA. Pred každým použitím a po každom použití vydezinfikujte všetky komponenty.

Poznámka: Nezabudnite vydezinfikovať všetky komponenty a tiež si dôkladne umyť ruky predtým, ako sa dotknete čistých častí odsávačky mlieka. Majte na pamäti, že vyčistené komponenty môžu byť stále horúce a môžu vás popáliť.

Typ: Montáž môže byť jednoduchšia, ak je jednotka mokrá.

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCU INŠTALAČNÚ SCHÉMU.

1. Ventil vložte do spodnej časti konektora a pevne ho pripojte.
2. Konektor naskrutkujte na fľašu, kým úplne nezapadne.
3. Vložte membránu do hornej časti konektora. Zatlačte membránu nadol, aby ste zaistili jej stabilitu.
4. Pripojte konektor k prsnému štítu. Pripojte jednu stranu hadičky ku konektoru a druhú stranu k motoru.
5. Vložte masážny vankúš do lievikovvej časti prsného štítu, zatlačte ho a uistite sa, že vankúš dokonale sedí. Stlačte plátky, aby ste odstránili všetky zvyšky vzduchu, a nakoniec pripojte napájací adaptér k motoru.

2. Metódy, úrovne a funkcie použitia

1. Metóda (automatická funkcia)
Podržaním červeného krúžku na 3 sekundy aktivujete režim stimulácie.
Po dvoch minútach sa stimulačný režim automaticky prepne na režim dojčenia na úrovni, ktorá je uložená v pamäti.
2. Metóda (neautomatická funkcia)
Podržaním červeného krúžku na 3 sekundy aktivujete režim stimulácie.
Stlačením tlačidla "prepínača režimov" prepínate medzi stimulačným režimom, režimom dojčenia a masážnym režimom)
 - A. Stimulačný režim - celkovo 9 úrovní (simulácia sania dieťaťa, zastavenie, uvoľnenie)
 - B. Režim dojčenia - celkom 9 úrovní (simulácia sania dieťaťa, zastavenie, uvoľnenie)
 - C. Masážny režim - spolu 9 úrovní

Pri každom stlačení tlačidla "+" - "-" sa na paneli zobrazí aktuálna úroveň.

* Pamäťová funkcia uloží posledné nastavenie úrovne laktácie na budúce použitie

* USB sa nabíja cez elektrický port: tento produkt podporuje dva režimy nabíjania: nabíjanie/zapojenie do zásuvky. Počas nabíjania bude svietiť kontrolka.

Poznámka:

- Zariadenie funguje približne 30 minút, potom sa automaticky vypne.
- Materské mlieko by sa nemalo plniť cez ventil.
- Po 1,5 hodine nabíjania vydrží odsávačka pracovať približne 3 hodiny.

Čištění a údržba

Čištění:

1. Pred každým použitím odsávačku mlieka dôkladne vyčistite a vydezinfikujte.
2. Pri oddeľovaní a čistení ventilu dbajte na zvýšenú opatrnosť. Ak sa ventil poškodí, jednotka nebude správne fungovať. Pri oddeľovaní ventilu jemne ťahajte za menšiu stranu ventilu. Všetky časti čistite horúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. Po umytí všetky časti riadne opláchnite.
3. Ak chcete ventil vyčistiť, jemne ho pretrite čistou vodou a niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku. Do ventilu nekladajte žiadne predmety. Na dezinfekciu všetkých častí použite špeciálny roztok.
4. Na dezinfekciu všetkých súčastí použite špeciálny roztok alebo ich dezinfikujte varením po dobu 5 minút.

Skladovanie:

Po ukončení odsávania mlieko zakryte alebo uzavrite do nádoby alebo vrečka na uskladnenie. Mlieko ihneď uložte do chladničky alebo mrazničky. Materské mlieko sa môže uchovávať v chladničke 48 hodín a v mrazničke 3 mesiace.

Ohrievanie materského mlieka

Mlieko zohrejte v ohrievači mlieka alebo v horúcej vode. Na ohrev mlieka nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani vriacu vodu. Mlieko môže v takom prípade stratiť svoju výživovú hodnotu. Ohriate mlieko môžete podávať svojmu dieťaťu.



Informácie o likvidácii a recyklácii

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Identifikácia výrobcu/dovozcu:

Dovozca: NACUPCO s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIC: CZ17400716

Predmet vyhlásenia:

Názov: Odsávačka mlieka (Breast pump)

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

EN IEC 55014-1: 2021;

EN IEC 61000-3-2: 2019 : 2019 : 2019+A1:2021;

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021;

EN IEC 55014-2: 2021;

(IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4;

IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11)



Dvojna električna črpalka za dojke

Navodila za uporabo



Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, da zagotovite varno uporabo in se izognete nepotrebnim poškodbam.

Vsebina paketa

Po prejemu naročila preverite stanje opreme in popolnost dodatne opreme.

1 x silikonska cev	1 x ventil
1 x pokrovček za prah	1 x steklenička za hranjenje
1 x masažna blazina	1 x sesalec
1 x ščitnik za prsi	1 x motor črpalke
1 x silikonska membrana	1 x adapter
1 x priključek	

Specifikacije

Teža izdelka: 800 g

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Nazivna moč: 5V-1A

Zmogljivost: 150 ml

Nazivna napetost: 100-240 V

Bezpečnostne pokyny a upozornenia

1. Če želite zamrzniti materino mleko, posode ali vrečke ne napolnite do konca. Napolnite jo do 3/4, pri čemer pustite dovolj prostora, da se led razširi. Materinega mleka ne postavljajte na stranico vrat hladilnika.
2. Če želite ohraniti hranilne sestavine materinega mleka, zamrznjeno mleko čez noč postavite v hladilnik. Za segrevanje stekleničke ali vrečke uporabite tekočo toplo vodo (pod 37 stopinj).
3. Steklenico ali vrečko nežno pretresite, da se ločeni delci mleka ponovno združijo.
4. Zamrznjenega mleka ne segrevajte v mikrovalovni pečici ali vreli vodi. Zaradi tega bo mleko izgubilo svojo hranilno vrednost, dojenček pa se lahko opeče.
5. Odmrznjenega mleka ne zamrzujte ponovno. Ločite sveže in odmrznjeno mleko.
6. Ta izdelek je oseben, ne delite ga z drugimi. Pri razstavljanju ali povezovanju delov bodite previdni, ne uporabljajte pretirane sile. Ta izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi in mora biti nameščen izven dosega otrok.
7. Upoštevajte, da je strogo prepovedano prati motor enote in druge elektronske komponente.

Predstavitev izdelka

Ta elektronska prsna črpalka ima edinstveno obliko, ki vam omogoča, da med črpanjem ohranite udobnejši položaj. Mehka masažna ploščica ustvarja prijeten in topel občutek. Naprava lahko posnema naravno sesanje, zaradi česar mleko izteka mirno, udobno, nežno in hitro. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, ki ne vsebuje bisfenola, lahko napravo enostavno sestavite. Sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Črpalka za dojenje lahko podaljša čas dojenja. Mleko lahko črpate in ga shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega je prsna črpalka zaradi svoje pametne zasnove enostavno prenosna. Tako lahko črpate mleko kadar koli in kjer koli.

Usmeritve

1. Nastavitev instrumenta

Pred prvo uporabo najprej očistite in razkužite vse sestavne dele po postopku, opisanem v poglavju ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE. Pred vsako uporabo in po njej razkužite vse sestavne dele.

Opomba: Pred dotikanjem čistih delov prsne črpalke obvezno razkužite vse sestavne dele in si temeljito umijte roke. Upoštevajte, da so očiščene komponente lahko še vedno vroče in vas lahko opečejo.

Vrsta: namestitvev je lahko lažja, če je enota mokra.

POZORNO PREBERITE NASLEDNJO SHEMO NAMESTITVE.

1. Ventil vstavite v spodnji del priključka in ga trdno povežite.
2. Priključek privijete na steklenico, dokler ni popolnoma nameščen.
3. V zgornji del priključka vstavite membrano. Potisnite membrano navzdol, da zagotovite njeno stabilnost.
4. Priključek pritrdite na prsni ščitnik. Eno stran cevi priključite na priključek, drugo stran pa na motor.
5. Masažno blazino vstavite v lijakasti del prsnega ščita, jo pritisnite in se prepričajte, da se blazina popolnoma prilega. Stisnite blazinice, da odstranite morebitne ostanke zraka, in na koncu priključite napajalnik na motorček.

2. Metode, ravni in funkcije uporabe

1. Metoda (samodejna funkcija)
Rdeči obroč držite 3 sekunde, da aktivirate način stimulacije.
Po dveh minutah se način stimulacije samodejno preklopi na način dojenja na ravni, ki je shranjena v pomnilniku.
2. Metoda (neavtomatska funkcija)
Rdeči obroček držite 3 sekunde, da aktivirate način stimulacije.
Pritisnite gumb "preklop načina", da preklopite med načinom stimulacije, načinom dojenja in načinom masaže
 - A. Stimulačný režim - celkovo 9 úrovní (simulácia sania dieťaťa, zastavenie, uvoľnenie)
 - B. Režim dojčenia - celkom 9 úrovní (simulácia sania dieťaťa, zastavenie, uvoľnenie)
 - C. Masážny režim - spolu 9 úrovní

Ob vsakem pritisku na gumb "+" - "-" se na plošči prikaže trenutni nivo.

* Funkcija pomnilnika shrani zadnjo nastavitev stopnje laktacije za prihodnjo uporabo

* USB se polni prek električnih vrat: ta izdelek podpira dva načina polnjenja: polnjenje/priključitev v vtičnico. Med polnjenjem sveti indikator.

Opomba:

- Naprava deluje približno 30 minut, nato se samodejno izklopi.
- Materinega mleka ne smete polniti skozi ventil.
- Po 1,5 uri polnjenja lahko prsna črpalka deluje približno 3 ure.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje:

1. Pred vsako uporabo prsno črpalko temeljito očistite in razkužite.
2. Pri ločevanju in čiščenju ventila bodite še posebej previdni. Če se ventil poškoduje, naprava ne bo delovala pravilno. Pri ločevanju ventila nežno potegnite za manjšo stran ventila. Vse dele očistite z vročo vodo in malo detergenta. Po umivanju vse dele ustrezno sperite.
3. Ventil očistite tako, da ga nežno zdrgnete s čisto vodo in nekaj kapljicami detergenta. V ventil ne vstavljajte nobenih predmetov. Za razkuževanje vseh delov uporabite posebno raztopino.
4. Za razkuževanje vseh delov uporabite posebno raztopino ali jih razkužite s 5-minutnim kuhanjem.

Shranjevanje:

Po končanem črpanju mleko pokrijte ali zaprite v posodo ali vrečko za shranjevanje. Mleko takoj shranite v hladilniku ali zamrzovalniku. Materino mleko lahko v hladilniku hranite 48 ur, v zamrzovalniku pa 3 mesece.

Segrevanje materinega mleka

Mleko segrejte v posodi za segrevanje mleka ali v vroči vodi. Za segrevanje mleka ne uporabljajte mikrovalovne pečice ali vrele vode. V tem primeru lahko mleko izgubi svojo hranilno vrednost. Svojemu otroku lahko dajete ogreto mleko.



Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO - 2012/19/EU). Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali oddati na javnem zbirnem mestu za odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Z zagotavljanjem pravilnega odlaganja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje odpadkov iz tega izdelka. Za dodatne informacije se obrnite na lokalno oblast ali najbližjo zbirno točko. Zaradi nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov lahko v skladu z nacionalnimi predpisi izrečete globe.

Izjava EU o skladnosti

Identifikacija proizvajalca/uvoznika:

Uvoznik: NACUPCO s.r.o.
Sedež podjetja: Ribná 716/24, 118 00 Praha 1.
17400716
DIC: CZ17400716

Predmet izjave:

Ime: Prsna črpalka (Breast pump)

Zgornji izdelek je bil preskušen v skladu s standardom(-i), ki se uporablja(-jo) za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi(-ah):

EN IEC 55014-1: 2021;
EN IEC 61000-3-2: 2019 : 2019 : 2019+A1:2021;

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021;
EN IEC 55014-2: 2021;
(IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4;
IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11)



Dupla elektromos mellszívó Felhasználói kézikönyv



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a biztonságos használat és a felesleges károk elkerülése érdekében.

A csomag tartalma

A megrendelés kézhezvételekor ellenőrizze a készülék állapotát és a tartozékok teljességét

1 x Szilikon cső	
1 x Porvédő sapka	1 x szelep
1 x Masszázs párna	1 x etető palack
1 x Mellpajzs	1 x cumizó
1 x Szilikon membrán	1 x Szivattyú motor
1 x csatlakozó	1 x adapter

Specifikációk

Termék súlya: 800g

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 5V-1A

Kapacitás: 150 ml

Névleges feszültség: 100-240V

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. Ha le szeretné fagyasztani az anyatejet, ne töltsen meg teljesen a tartályt vagy a zacskót. Töltsen meg 3/4-ig, és hagyjon elég helyet a jégnek, hogy kitágulhasson. Ne tegye az anyatejet a hűtőszekrény oldalajtójára.
2. Az anyatej tápanyagtartalmának megőrzése érdekében a fagyasztott tejet egy éjszakára tegye a hűtőszekrénybe. Folyó meleg vízzel (37 fok alatt) melegítse fel a cumisüveget vagy zacskót.
3. Óvatosan rázza fel az üveget vagy zacskót, hogy a leválasztott tejrészecskék újra egyesüljenek.
4. Ne melegítse a fagyasztott tejet mikrohullámú sütőben vagy forró vízben. Ezáltal a tej elveszíti tápértékét, és megégetheti a babát.
5. Ne fagyassza vissza a felolvasztott tejet. Különítse el a friss és a felolvasztott tejet.
6. Ez a termék személyes, ne ossza meg. Legyen óvatos az alkatrészek szétszerelésekor vagy összeillesztésekor, ne alkalmazzon túlzott erőt. Ezt a terméket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni, és gyermekektől elzárva kell elhelyezni.
7. Tartsa szem előtt, hogy szigorúan tilos a készülék motorját és egyéb elektronikus alkatrészeit mosni.

A termék bevezetése

Ez az elektronikus mellszívó egyedi kialakítású, amely lehetővé teszi a kényelmesebb szopási pozíció fenntartását. A puha masszázslemez kellemes és meleg érzést kelt. A készülék képes utánozni a természetes szívást, így a tej nyugodtan, kényelmesen, finoman és gyorsan folyik ki. A kompakt kialakításnak köszönhetően, amely biszfenolmentes, a készülék könnyen összeszerelhető. Az alkatrészek mosogatógépben moshatók. A mellszívó meghosszabbíthatja a szoptatási időt. A tejet kipumpálhatja, majd tárolhatja későbbi felhasználásra. Emellett a mellszívó intelligens kialakításának köszönhetően könnyen hordozható. Így bármikor és bárhol pumpálhat tejet.

Útbaigazítás

1. A műszer beállítása

Az első használat előtt először tisztítsa és fertőtlenítsa az összes alkatrészt a TISZTÍTÁS ÉS FERTŐZÉS fejezetben leírtak szerint. Minden egyes használat előtt és után.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy minden alkatrészt fertőtlenített, és alaposan megmosta a kezét, mielőtt a mellszívó tiszta részeihez érne. Ne feledje, hogy a megtisztított alkatrészek még forróak lehetnek, és megégethetik Önt.

Típus: A szerelés könnyebb lehet, ha a készülék nedves

FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI TELEPÍTÉSI ÁBRÁT.

1. Helyezze a szelepet a csatlakozó aljába, és csatlakoztassa erősen.
2. Csavarja fel a csatlakozót a palackra, amíg teljesen be nem ül.
3. Helyezze be a membránt a csatlakozó felső részébe. Nyomja lefelé a membránt, hogy biztosítsa annak stabilitását.
4. Csatlakoztassa a csatlakozót a mellpajzshoz. Csatlakoztassa a cső egyik oldalát a csatlakozóhoz, a másik oldalát pedig a motorhoz.
5. Helyezze a masszázspárnát a mellpajzs tölcserés részébe, nyomja be, és győződjön meg róla, hogy a párna tökéletesen illeszkedik. Nyomja össze a szirmokat, hogy eltávolítsa a levegőmaradványokat, végül csatlakoztassa a hálózati adaptert a motorhoz.

2.A felhasználás módszerei, szintjei és funkciói

1. Módszer (automatikus funkció)

Tartsa lenyomva a piros gyűrűt 3 másodpercig a stimulációs üzemmód aktiválásához.

Két perc elteltével a stimulációs üzemmód automatikusan átvált szoptatási üzemmódra a memóriában tárolt szinten.

2. Módszer (nem automatikus funkció)

Tartsa lenyomva a piros gyűrűt 3 másodpercig a stimulációs üzemmód bekapcsolásához.

Nyomja meg az "üzemmódváltó" gombot a stimulációs üzemmód, a laktációs üzemmód és a masszázs üzemmód közötti váltáshoz).

- A. Stimulációs üzemmód - összesen 9 szint (baba szopási szimuláció, leállítás, elengedés)
- B. Laktációs üzemmód - összesen 9 fokozat (a baba szopását szimulálja, leállítás, elengedés)
- C. Masszázs mód - összesen 9 szint

A "+ -" gomb minden egyes megnyomásakor az aktuális szint megjelenik a panelen

* A memóriafunkció elmenti az utolsó laktációs szintbeállítást a későbbi használatra.

* USB töltés az elektromos porton keresztül: ez a termék két töltési módot támogat.

Megjegyzés:

- A készülék körülbelül 30 percig működik, majd automatikusan kikapcsol.
- Az anyatejet nem szabad a szelepen keresztül tölteni.
- A pumpa 1,5 órás töltés után körülbelül 3 órán át működik.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás:

- Minden használat előtt alaposan tisztítsa és fertőtlenítsa a mellszívót.
- A szelep szétválasztásakor és tisztításakor különös gondossággal járjon el. Ha a szelep eltörik, a készülék nem fog megfelelően működni. A szelep szétválasztásakor óvatosan húzza meg a szelep kisebbik oldalát. Minden alkatrészt forró vízzel és egy kevés mosószerrel tisztítson meg. Mosás után öblítse ki megfelelően az összes alkatrészt.
- A szelep tisztításához óvatosan dörzsölje át tiszta vízzel és néhány csepp tisztítófolyadékkal. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szelepbe. Használjon speciális oldatot az összes alkatrész fertőtlenítéséhez.
- Használjon speciális oldatot az összes alkatrész fertőtlenítéséhez, vagy fertőtlenítsen azokat 5 percig tartó forralással

Tárolás:

Ha befejezte a szivattyúzást, fedje le vagy zárja le a tejet egy tárolóedénybe vagy zacskóba. A tejet azonnal hűtse le a hűtőszekrényben vagy a fagyasztoóban. Az anyatej 48 órán át hűtve, a fagyasztoóban pedig 3 hónapig tárolható.

Az anyatej felmelegítése

Melegítsük fel a tejet egy tejmelegítőben vagy forró vízben. Ne használjon mikrohullámú sütőt vagy forró vizet a tej melegítéséhez. A tej ebben az esetben elveszítheti tápértékét. A felmelegített tejet megetetheti a babával.

Az ártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó információk



Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell küldeni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr azonosítása:

Importőr: NACUPCO s.r.o.

Bejegyzett székhely: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIC: CZ17400716

A nyilatkozat tárgya:

Név: Szoptatós pumpa (Breast pump)

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

EN IEC 55014-1: 2021;

EN IEC 61000-3-2: 2019 : 2019 : 2019+A1:2021;

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021;

EN IEC 55014-2: 2021;

(IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4;

IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11)

