

NURSENSE D818

galvanická žehlička na plet'



Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, zajistíte tak bezpečné používání a předejdete zbytečným škodám.

Po převzetí objednávky zkontrolujte stav přístroje a kompletnost příslušenství

- 1× galvanická žehlička na pleť
- 1x stojánek
- 2× USB kabel
- 1× uživatelská příručka

JAK GALVANICKÁ ŽEHLIČKA FUNGUJE

Gratulujeme! Právě držíš v ruce svou novou beauty parťáčku – galvanickou žehličku NURSENSE D818. Přístroj, který díky chytré kombinaci tepla, chladu, EMS mikroproudů a světelné terapie pomáhá čistit, zpevňovat a rozjasňovat pleť jako po profesionálním ošetření. Teď už stačí jen najít chvíli pro sebe a začít



Přístroj kombinuje několik technologií pro komplexní péči:

- Zahřívání a chlazení: otvírá a stahuje póry, podporuje mikrocirkulaci a zklidňuje pleť.
- EMS mikroproudy: stimulují svaly v obličeji, podporují tvorbu kolagenu a liftingový efekt.
- LED světlo (červené a modré):
 - **červené LED světlo:** Červené světlo (630 nm, 18 diod) proniká hluboko do pokožky, stimuluje krevní oběh, podporuje tvorbu kolagenu a zvyšuje elasticitu pleti. Výsledkem je hladší, pevnější a mladistvější vzhled. Ideální pro ochablou a vráscitou pleť.
 - **modré LED světlo:** Modré světlo (470 nm, 18 LED diod) proniká až 2,5 mm pod povrch pokožky, kde účinně ničí bakterie způsobující akné. Má silné protizánětlivé a antibakteriální účinky, podporuje krevní oběh a napomáhá hojení. Ideální při aktivním akné, jizvách po akné a problematické pleti.

JAK NA TO - KROK ZA KROKEM

Než začneš, ujisti se, že je přístroj nabitý – ideálně alespoň 2 hodiny před prvním použitím. Pokud je baterie téměř vybitá, špachtle tě na to upozorní dvěma pípnutími a sama se vypne.

1. Příprava před použitím a zapnutí

- Ujisti se, že je přístroj plně nabitý. Nabíjení trvá přibližně 2,5 hodiny a indikuje ho kontrolka. Po úplném nabití kontrolka zhasne.
- Důkladně si vyčisti pleť – odličovačem nebo čisticím gelem. Očisti také přístroj, pokud jsi ho delší dobu nepoužívala.
- **Přidrž tlačítko MODE po dobu 3 vteřin. Přístroj se rozsvítí a zapne do režimu 1.**

DŮLEŽITÉ: Přístroj musíš držet navlhčenými prsty na kovových páscích, které najdeš na stranách žehličky.

2. Výběr režimu

Krátkým stiskem tlačítka MODE přepínej mezi 5 režimy:

◆ 1. Čištění (Clean):

- Teplá hlavice + vibrace + červené světlo
- Vyjmi plastový kroužek z hlavice přístroje, na hlavici polož vodou navlhčený vatový tampón a vrať zpátky kroužek, tak docílíš, že ti tampónek bude na přístroji držet.
- Na tampónek nanes čistící přípravek na gelové bázi – přístroj hlavici zahřívá, uvolňuje póry a pomáhá vytáhnout nečistoty z pleti.
- Trvání: 2 minuty

◆ 2. Chlazení (Cool):

- Chlad + modré světlo
- Pomáhá stáhnout póry, zklidnit pleť a redukovat zarudnutí. V této fázi doporučujeme nanést na obličej plátýnkovou masku, nechat ji chvíli působit a následně žehličkou provést rituál chlazení, který uzamkne výživu v pórech.
- Trvání: 2 minuty

◆ 3. EMS Lifting:

- Mikroproudy + vibrace
- Aplikuje se na sérum s liftingovým efektem. Přístroj lehce brní – to je známka, že EMS stimuluje svaly.
- Trvání: 5 minut
- Pro fungování EMS Liftingu musíš mít dostatečně navlhčenou pleť. Pro nejlepší výsledky doporučujeme aplikaci séra na gelové bázi.

◆ 4. Hydratace (Nutrition):

- Teplo + vibrace
- Použij s hydratačním sérem – pomáhá s jeho vstřebáním do hlubších vrstev pleti.
- Trvání: 5 minut

◆ 5. Kolagen (Collagen):

- Chlad + EMS + červené světlo
- Doporučeno po maskách nebo výživných sérech. Posiluje efekt výživy a regenerace.
- Trvání: 5 minut

3. Masáž a aplikace

- Pohybuj hlavicí pomalu po obličeji – od středu směrem ven a nahoru.
- Netlač – přístroj pracuje sám pomocí vibrací a energie.
- Věnuj pozornost oblastem jako jsou tváře, čelo, kontury čelisti a krk.
- Pokud používáš režim EMS, můžeš cítit jemné brnění – to je v pořádku. Pokud je to nepříjemné, přepni režim nebo použij více séra.

4. Automatické vypnutí

Každý režim se automaticky vypne po uplynutí dané doby (2–5 minut). Nemusíš hlídat čas – přístroj za tebe ohlídá vše.

TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK

- 💡 Používej jemné sérum bez olejů.
- 💡 Nepřeskakuj chladicí režim – uzamkne výživu v pleti.
- 💡 Zvol červené světlo pro lifting a modré světlo na zklidnění nebo akné.
- 💡 Nezapomeň na krk! Pečuj i o dekolt.
- 💡 Obličej musíš mít neustále navlhčený tak, aby žehlička jemně klouzala po tvé tváři.

ČASTÉ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT

- ❌ Přístroj nenechávej běžet déle než je doporučeno.
- ❌ Nepoužívej bez séra – pokožku můžeš podráždit.
- ❌ Nepoužívej při horečce, zánětech, otevřených ranách nebo s kardiostimulátorem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tvoje nová galvanická žehlička NURSENSE D818 je vyvinutá tak, aby byla co nejbezpečnější pro domácí použití. I tak je ale důležité dodržovat několik zásad, které chrání tebe i tvou pokožku:

⚡ Při používání:

- Nikdy nepoužívej přístroj v koupelně nebo sprše. Nejde o vodotěsné zařízení – voda a elektřina nejdou dohromady!
- Nečisti přístroj pod tekoucí vodou. K čištění používej jemně navlhčený hadřík.
- Před použitím se ujisti, že pleť není podrážděná, spálená od slunce nebo poraněná.
- Nenanášej sérum s alkoholem nebo olejem. Může způsobit podráždění nebo narušit účinnost přístroje.
- Nepoužívej přístroj na suchou pleť. Vždy nanes vodivé sérum nebo gel, aby se mikroproudy správně vedly a pleť byla chráněná.

! V případě, že...

- Pocítíš silné brnění, bolest, pálení nebo jiný nepříjemný pocit, přístroj okamžitě vypni.
- Přístroj se zahřívá neobvykle silně nebo vibruje nepravidelně, ukonči použití a kontaktuj prodejce nebo servis.
- Zpozoruješ zarudnutí, otok nebo alergickou reakci, přestaň přístroj používat a konzultuj stav s dermatologem.

🔋 Při nabíjení a skladování:

- Nabíjej pouze přiloženým USB kabelem – nepoužívej náhradní nebo neoriginální nabíječky.
- Neponechávej přístroj bez dozoru během nabíjení.
- Nenabíjej přístroj v blízkosti vody nebo na vlhkém povrchu.
- Po použití přístroj uschovej na suché, chladné místo, mimo přímé slunce a zdroje tepla.

! KDO BY PŘÍSTROJ NEMĚL POUŽÍVAT !

Kosmetická špachtle je bezpečná pro většinu lidí, ale v některých případech ji doporučujeme nepoužívat nebo použití konzultovat s lékařem:

- 🚫 Osoby s kardiostimulátorem
- 🚫 Při otevřených ranách, horečce, infekcích
- 🚫 Při rakovině, vysokém či nízkém tlaku
- 🚫 Po transplantacích

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby ti galvanická žehlička NURSENSE D818 vydržela co nejdéle a stále podávala ty nejlepší výsledky, zaslouží si trochu pravidelné péče. Čistá hlavice a správné skladování nejsou jen otázkou hygieny, ale i funkčnosti přístroje.

Po každém použití:

- Vypni přístroj a nech ho chvíli vychladnout.
- Navlhči měkký hadřík nebo vatový tamponěk vodou (může být s kapkou jemného mýdla) a opatrně otři kovovou hlavici i plastové tělo.
- Dbej na to, aby se voda nedostala do žádného otvoru. Přístroj není vodotěsný!
- Neoplachuj hlavici pod tekoucí vodou a rozhodně ji neponořuj do vody.
- Pokud si přístroj používala s vatovým tampónkem (např. při režimu „čištění“), tampóněk vždy po použití zlikviduj a příště použij nový.

1× týdně (nebo dle potřeby):

- Zkontroluj, zda není hlavice zanesená zbytky séra či krému. Pokud ano, jemně je setři hadříkem.
- Zkontroluj nabíjecí port a okolí tlačítek, zda není zanesené prachem nebo zbytky kosmetiky.
- Otři i spodní část přístroje, kde může ulpět prach z poličky nebo kosmetického stolku.

Co rozhodně NEDĚLAT:

- ✗ Nepoužívej dezinfekční prostředky s obsahem alkoholu, bělidla ani silné čističe. Mohou narušit povrch a poškodit elektroniku.
- ✗ Nečisti kovovou hlavici ostrými předměty. Mohla bys ji poškrábat nebo zničit ochrannou vrstvu.
- ✗ Nevkládej přístroj do myčky, mikrovlnky ani UV sterilizátoru.

Skladování:


- Přístroj vždy ulož na suché místo, ideálně do originálního ochranného pouzdra nebo měkké látky.
- Vyhni se přímému slunci, vlhku nebo extrémním teplotám (např. koupelna po sprše není ideální místo!).
- Pokud víš, že přístroj delší dobu nepoužiješ, plně ho nabij a uschovej v klidném prostředí. Občas zkontroluj jeho stav.



JAK JSI SPOKOJENÝ/Á S MANUÁLEM?
NAŠEL/LA JSI VŠE, CO JSI HLEDAL/A?
PODĚL SE S NÁMI O TVŮJ NÁZOR.



Pokud jste byli s nákupem spokojeni, budeme moc rádi za vaše hodnocení.
Pomáhá nám růst a zlepšovat se. Děkujeme!



*Protože i profesionální péče může
být jednoduchá a cenově
dostupná.*



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo odevzdán na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje výrobce/dovozce:

Dovozce: NACUPCO s.r.o.

Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIČ: CZ17400716

Předmět prohlášení:

Název: NURSENSE D818 galvanická žehlička na pleť

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-4-3:2013

EN 55014-2:2015

EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-11:2004

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-7-2:2017 + IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017



SK

nursesense

NURSENSE D818

galvanická žehlička na plet'



Používateľská príručka

**Pred použitím si dôkladne prečítaj túto používateľskú príručku –
zaistíš si bezpečné používanie a predídeš zbytočným škodám.**

Po prijatí objednávky skontrolujte stav prístroja a kompletnosť príslušenstva:

- 1× galvanická žehlička na pleť
- 1× stojan
- 2× USB kábel
- 1× používateľská príručka

AKO GALVANICKÁ ŽEHLIČKA FUNGUJE

Gratulujeme! Práve držíš vo svojich rukách svoju novú beauty parťáčku – galvanickú žehličku NURSENSE D818. Prístroj, ktorý vďaka inteligentnej kombinácii tepla, chladu, EMS mikroprúdov a svetelnej terapie pomáha čistiť, spevňovať a rozžiarovať pleť ako po profesionálnom ošetrovaní. Teraz už len stačí nájsť si chvíľku pre seba a začať ❤️

Prístroj kombinuje niekoľko technológií pre komplexnú starostlivosť:

- Zahrievanie a chladenie: otvára a sťahuje póry, podporuje mikrocirkuláciu a upokojuje pokožku.
- EMS mikroprúdy: stimulujú svaly tváre, podporujú tvorbu kolagénu a majú liftingový efekt.
- LED svetelná terapia (červené a modré svetlo):
 - **Červené LED svetlo:** 630 nm (18 diód) preniká hlboko do pokožky, stimuluje prekrvenie, podporuje tvorbu kolagénu a zvyšuje pružnosť pleti. Ideálne pre ochabnutú alebo zrelú pleť.
 - **Modré LED svetlo:** 470 nm (18 LED diód) preniká až 2,5 mm pod povrch pokožky, kde účinne ničí baktérie spôsobujúce akné. Má silné protizápalové a antibakteriálne účinky, podporuje prekrvenie a urýchľuje hojenie. Ideálne pri aktívnom akné, jazvách a problematickej pleti.

AKO NA TO – KROK ZA KROKOM

Skôr než začneš, uisti sa, že je prístroj dostatočne nabitý – ideálne aspoň 2 hodiny pred prvým použitím.

Ak je batéria takmer vybitá, prístroj ťa na to upozorní dvoma pípnutiami a automaticky sa vypne.

1. Príprava pred použitím a zapnutie

- Skontroluj, či je prístroj plne nabitý. Nabíjanie trvá približne 2,5 hodiny a signalizuje ho kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka zhasne.
- Dôkladne si vyčisti pleť – odličovačom alebo čistiacim gélom. Vyčisti aj prístroj, najmä ak si ho dlhšie nepoužívala.
- Podrž tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd. Prístroj sa rozsvieti a automaticky spustí v režime 1.

⚠️ **DÔLEŽITÉ:** Prístroj musíš počas používania držať navlhčenými prstami na kovových pásikoch po stranách žehličky.

2. Výber režimu

Krátkym stlačením tlačidla MODE prepínaj medzi 5 režimami:

◆ 1. Čistenie (Cleansing):

- Teplá hlavica + vibrácie + červené svetlo
- Odstráň plastový krúžok z hlavice prístroja, na hlavicu polož navlhčený vatový tampón a krúžok vráť späť – tak zabezpečíš, že tampón zostane na svojom mieste.
- Na tampón nanes čistiaci gélový prípravok – prístroj zahrieva hlavicu, uvoľňuje póry a pomáha vytiahnuť nečistoty z pleti.
- 🕒 Trvanie: 2 minúty

◆ 2. Chladenie (Cooling):

- Chlad + modré svetlo
- Pomáha stiahnuť póry, upokojiť pokožku a zmierniť začervenanie. V tomto režime odporúčame najskôr aplikovať plátankovú masku, nechať ju chvíľu pôsobiť a následne žehličkou vykonať chladivý rituál, ktorý uzamkne výživné látky v pleti.

◆ 3. EMS Lifting:

- Mikroprúdy + vibrácie
- Používaj so sérom s liftingovým účinkom. Prístroj jemne brní – to je znak, že EMS stimuluje svaly.
- 🕒 Trvanie: 5 minút

⚠️ Pre správne fungovanie EMS liftingu musí byť pleť dostatočne navlhčená. Odporúčame použiť sérum na gélovej báze.

◆ 4. Hydratácia (Nutrition):

- Teplo + vibrácie
- Použi s hydratačným sérom – pomáha jeho vstrebávaniu do hlbších vrstiev pokožky.
- Trvanie: 5 minút

◆ 5. Kolagén (Collagen):

- Chlad + EMS + červené svetlo
- Odporúča sa po maskách alebo výživných sérach. Posilňuje účinok výživy a regenerácie.
- Trvanie: 5 minút

3. Masáž a aplikácia

- Hlavicom pohybuj pomaly po tvári – od stredu smerom von a nahor.
- Netlač – prístroj pracuje sám pomocou vibrácií a energie.
- Zameraj sa na oblasti ako líca, čelo, kontúry čeluste a krk.
- Ak používaš režim EMS, môžeš cítiť jemné brnenie – je to v poriadku. Ak je to nepríjemné, prepni režim alebo použi viac séra.

4. Automatické vypnutie

Každý režim sa po uplynutí nastaveného času (2–5 minút) automaticky vypne. Nemusíš sledovať čas – prístroj sa o všetko postará za teba.

TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDOK

- 💡 Používaj jemné sérum bez obsahu olejov.
- 💡 Nevynechávaj chladiaci režim – uzamkne výživu v pokožke.
- 💡 Zvoľ červené svetlo pre lifting a modré svetlo na upokojenie alebo akné.
- 💡 Nezabudni na krk! Staraj sa aj o dekolt.

ČASTÉ CHYBY A AKO SA JIM VYHNÚŤ

- ❌ Nenechávaj prístroj zapnutý dlhšie, než je odporúčané.
- ❌ Nepoužívaj ho bez séra – môžeš si podráždiť pokožku.
- ❌ Nepoužívaj prístroj pri horúčke, zápaloch, otvorených ranách alebo s kardiostimulátorom.

! KTO BY PRÍSTROJ NEMAL POUŽÍVAŤ !

Kozmetická žehlička je bezpečná pre väčšinu ľudí, no v niektorých prípadoch odporúčame jej používanie obmedziť alebo konzultovať s lekárom:

- ❌ Osoby s kardiostimulátorom
- ❌ Pri otvorených ranách, horúčke, infekciách
- ❌ Pri rakovine, vysokom alebo nízkom krvnom tlaku
- ❌ Po transplantáciách

! BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA !

Tvoja nová galvanická žehlička NURSENSE D818 bola navrhnutá tak, aby bola čo najbezpečnejšia pre domáce použitie. Napriek tomu je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, ktoré chránia teba aj tvoju pleť:

🔌 Počas používania:

- Nikdy nepoužívaj prístroj v kúpeľni alebo sprche. Nie je vodotesný – voda a elektrina nejdú dokopy!
- Nečisti prístroj pod tečúcou vodou. Na čistenie použi jemne navlhčenú handričku.
- Pred použitím sa uisti, že pleť nie je podráždená, spálená od slnka alebo poranená.
- Nepoužívaj sérum s obsahom alkoholu alebo olejov. Môže spôsobiť podráždenie alebo znížiť účinnosť prístroja.
- Nepoužívaj prístroj na suchú pleť. Vždy nanies vodivé sérum alebo gél, aby mikropóru správne prenikali a pokožka bola chránená.

👤 Pro koho nie je prístroj vhodný:

- Nedávaj prístroj deťom do rúk.
- Tehotné ženy by sa mali pred použitím poradiť so svojím lekárom.
- Osoby s kardiostimulátorom, kovovými implantátmi alebo epilepsiou by galvanickú terapiu nemali používať.

⚠️ V prípade, že...

- Pociťáš silné brnenie, bolesť, pálenie alebo iný nepríjemný pocit, prístroj okamžite vypni.
- Prístroj sa nadmerne zahrieva alebo vibruje nepravidelne, ukonči používanie a kontaktuj predajcu alebo servis.
- Spazuješ začervenanie, opuch alebo alergickú reakciu, prestaň prístroj používať a konzultuj stav s dermatológom.

🔋 Pri nabíjaní a skladovaní:

- Nabíjaj iba priloženým USB káblom – nepoužívaj náhradné ani neoriginálne nabíjačky.
- Nenechávaj prístroj bez dozoru počas nabíjania.
- Nenabíjaj prístroj v blízkosti vody ani na vlhkom povrchu.
- Po použití prístroj uskladni na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnka a zdrojov tepla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ti galvanická žehlička NURSENSE D818 vydržala čo najdlhšie a vždy poskytovala najlepšie výsledky, dopraj jej pravidelnú starostlivosť. Čistá hlavica a správne skladovanie nie sú len otázkou hygieny, ale aj funkčnosti prístroja.

Po každom použití:

- Vypni prístroj a nechaj ho chvíľu vychladnúť.
- Navlhči mäkkú handričku alebo vatový tampón vodou (môže byť s kvapkou jemného mydla) a opatrne očisti kovovú hlavicu aj plastové telo.
- Dávaj pozor, aby sa voda nedostala do žiadneho otvoru – prístroj nie je vodotesný!
- Neoplachuj hlavicu pod tečúcou vodou a určite ju neponáraj do vody.
- Ak si používala prístroj s vatovým tampónom (napr. v režime „čistenie“), tampón po použití zlikviduj a nabudúce použi nový.

1× týždenne (alebo podľa potreby):

- Skontroluj, či nie je hlavica zanesená zvyškami séra alebo krému. Ak áno, jemne ich zotri handričkou.
- Skontroluj nabíjací port a okolie tlačidiel, či nie sú zanesené prachom alebo kozmetikou.
- Očisti aj spodnú časť prístroja, kde sa môže usadzovať prach z poličky alebo kozmetického stolíka.

Čo rozhodne NEROBIŤ:

- ✗ Nepoužívaj dezinfekčné prostriedky s obsahom alkoholu, bielidla ani silné čistiace prostriedky – môžu narušiť povrch a poškodiť elektroniku.
- ✗ Nečisti kovovú hlavicu ostrými predmetmi – mohla by si ju poškrabať alebo zničiť jej ochrannú vrstvu.
- ✗ Nevkladaj prístroj do umývačky riadu, mikrovlnky ani UV sterilizátora.

Skladovanie:

- Prístroj vždy ulož na suché miesto, ideálne do originálneho ochranného puzdra alebo do mäkkej látky.
- Vyhýbaj sa priamemu slnku, vlhkosti a extrémnym teplotám (napríklad kúpeľňa po sprche nie je ideálne miesto!).
- Ak vieš, že prístroj nebudeš dlhší čas používať, plne ho nabi a uschovaj na pokojnom mieste. Občas skontroluj jeho stav.


nursense



AKO SI SPOKOJNÁ/Ý S NÁVODOM?
NAŠLA SI VŠETKO, ČO SI HĽADALA?
PODEĽ SA S NAMI O SVOJ NÁZOR.



Ak ste boli s nákupom spokojní, veľmi nás poteší vaše hodnotenie.
Pomáha nám rásť a zlepšovať sa. Ďakujeme!



*Pretože aj profesionálna starostlivosť
môže byť jednoduchá a cenovo
dostupná.*



nursense



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
VYHLÁSENIE O ZHODE



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCI

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Dovozca: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

17400716

DIC: CZ17400716

Predmet vyhlásenia:

Názov: NURSENSE D818 galvanická žehlička na plet

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-4-3:2013

EN 55014-2:2015

EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-11:2004

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-7-2:2017 + IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017



HU

nursesense

NURSENSE D818

galvanikus arcemelő készülék



Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy a készülék biztonságosan működjön, és elkerülje a felesleges károkat.

A rendelés kézhezvétele után ellenőrizd a készülék állapotát és a tartozékok teljességét:

- 1x galvanikus arcemelő készülék
- 1x tartóállvány
- 2x USB-kábel
- 1x használati útmutató

HOGYAN MŰKÖDIK A GALVANIKUS ARCEMELŐ KÉSZÜLÉK

Gratulálunk! Most tartod a kezeden új szépségápolási partneredet – a NURSENSE D818 galvanikus arcemelőt. Ez a készülék az intelligens technológiák kombinációjával – hő, hűtés, EMS mikroáramok és fényterápia – segít megtisztítani, feszesíteni és ragyogóbbá tenni a bőrt, mintha kozmetikusnál jártál volna. Most már csak egy kis „énidőre” van szükség 💖

A készülék a következő technológiákat ötvözi:

- Melegítés és hűtés: megnyitja és összehúzza a pórusokat, serkenti a mikrokeringést, nyugtatja a bőrt
- EMS mikroáramok: stimulálják az arcbőr izmait, támogatják a kollagéntermelést és lifting hatást biztosítanak
 -  Piros LED fény: A piros fény (630 nm, 18 dióda) mélyen behatol a bőrbe, serkenti a vérkeringést, elősegíti a kollagéntermelést és növeli a bőr rugalmasságát. Az eredmény simább, feszebb és fiatalosabb megjelenés. Ideális megereszkedett és ráncos bőrre.
 -  Kék LED fény: A kék fény (470 nm, 18 LED dióda) akár 2,5 mm mélyen is behatol a bőr felszíne alá, ahol hatékonyan elpusztítja az aknét okozó baktériumokat. Erősen gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású, serkenti a vérkeringést és elősegíti a gyógyulást. Ideális aktív akné, akné utáni hegek és problémás bőr esetén.
- Vibráció: fokozza a vérkeringést és az aktív hatóanyagok felszívódását.

MIKOR ÉS MILYEN GYAKRAN HASZNÁLD

- Naponta egyszer ajánlott használni, ideális esetben este
- A használat időtartama üzemmódtól függően 2–5 perc
- Használat előtt tisztítsd meg az arcod, majd vigyél fel szérumot vagy gélt

HOGYAN HASZNÁLD – LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Lépésről lépésre – hogyan használd

- Ellenőrizd, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve. A töltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe, és egy jelzőfény mutatja. Teljes töltés után a fény kialszik.
- Tisztítsd meg alaposan az arcod – sminklemosóval vagy arctisztító géllal. Ha a készüléket hosszabb ideje nem használtad, azt is töröld le.

- Tartsd lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig. A készülék bekapcsol és az 1-es üzemmódban indul el.
-  **FONTOS:** A készüléket nedves ujjal kell tartani, az oldalán lévő fémcsíkokon, különben nem működik megfelelően

2. Üzem mód kiválasztása

A MODE gomb rövid megnyomásával válthatsz az 5 üzemmód között:

◆ 1. Tisztítás (Clean):

Meleg fej + rezgés + piros fény

Vedd le a műanyag gyűrűt a készülék fejéről, helyezz egy vízzel megnedvesített vattakorongot a fejre, majd tedd vissza a gyűrűt, hogy a korong stabilan maradjon.

Vidd fel a vattára a gél állagú tisztítószer – a készülék felmelegíti a fejet, megnyitja a pórusokat és segít eltávolítani a szennyeződéseket a bőrből.

 Időtartam: 2 perc

◆ 2. Hűtés (Cool):

Hűtés + kék fény

Segít összehúzni a pórusokat, megnyugtatni a bőrt és csökkenteni a bőrpírt. Ebben a fázisban javasoljuk, hogy tegyél fel egy fátyolmaszkot, hagyd hatni, majd a készülékkel végezd el a hűtő rituálét – ez segít a tápanyagokat „bezárni” a pórusokba.

 Időtartam: 2 perc

◆ 3. EMS Lifting:

Mikroáramok + rezgés

Lifting hatású szérummal használd. A készülék enyhén bizsereg – ez annak a jele, hogy az EMS stimulálja az arc izmait.

 Időtartam: 5 perc

 Az EMS Lifting hatékonyságához a bőrnek nedvesnek kell lennie. A legjobb eredmény érdekében használj gél állagú szérumot.

◆ 4. Hidratálás (Nutrition):

Melegítés + rezgés

Hidratáló szérummal alkalmazva segít a hatóanyagok mélyebb rétegekbe való felszívódásában.

 Időtartam: 5 perc

◆ 5. Kollagén (Collagen):

Hűtés + EMS + piros fény

Ájánlott maszkolás vagy tápláló szérum után. Fokozza a regeneráció és tápanyagbevitel hatását.

 Időtartam: 5 perc

3. Masszázs és alkalmazás

- Mozdasd lassan a fejet az arcodon – belülről kifelé és felfelé.
- Ne nyomd rá – a készülék saját erejéből dolgozik.
- Fordíts külön figyelmet az orcákra, homlokra, állvonalra és nyakra.
- EMS módban enyhe bizsergést érezhetsz – ez normális. Ha kellemetlen, válts módot vagy használj több szérumot.

4. Automatikus kikapcsolás

Minden üzemmód automatikusan kikapcsol 2–5 perc elteltével. Nem kell figyelned az időt – a készülék megteszi helyetted.

TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

- 💡 Használj könnyű, olajmentes szérumot.
- 💡 Ne hagyd ki a hűtési módot – ez zárja be a tápanyagokat a bőrbe.
- 💡 Piros fény: liftinghez. Kék fény: nyugtatásra vagy akné ellen.
- 💡 Ne felejtse el a nyak és dekoltázs ápolását!

GYAKORI HIBÁK ÉS HOGYAN KERÜLD EL ŐKET

- ❌ Ne használd a készüléket hosszabb ideig, mint ajánlott.
- ❌ Ne használd szérum nélkül – irritációt okozhat.
- ❌ Ne használd láz, gyulladás, nyílt sebek vagy pacemaker mellett.

! KINEK NEM AJÁNLOTT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA !

A kozmetikai spatula a legtöbb ember számára biztonságos, de bizonyos esetekben nem javasolt, vagy orvosi jóváhagyás szükséges:

- ❌ Pacemakerrel rendelkezők
- ❌ Nyílt sebek, láz, fertőzés esetén
- ❌ Rákos megbetegedés, magas vagy alacsony vérnyomás esetén
- ❌ Transzplantáció után

! BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK !

A NURSENSE D818 galvanikus készüléket biztonságos otthoni használatra fejlesztették, de néhány alapszabályt be kell tartani:

🔧 **Használat közben:**

- Soha ne használd a készüléket fürdőszobában vagy zuhany alatt – nem vízálló!
- Ne tisztítsd folyó víz alatt – enyhén nedves kendővel töröld le.
- Ne használd irritált, napégette vagy sérült bőrön.
- Ne használj alkoholt vagy olajat tartalmazó szérumot – irritálhatja a bőrt, csökkentheti a hatékonyságot.
- Ne használd száraz bőrön – mindig használj vezető szérumot vagy gélt.

👶 **Nem ajánlott:**

- Gyerekek számára
- Terhes nőknek (csak orvosi konzultáció után)
- Pacemakerrel, fémimplantátummal vagy epilepsziával élőknek

⚠️ **Amennyiben...**

- erős bizsergést, fájdalmat, égető érzést tapasztalsz → azonnal kapcsold ki
- a készülék túlzottan melegszik vagy rendellenesen vibrál → azonnal állítsd le és vedd fel a kapcsolatot a forgalmazóval
- bőrpír, duzzanat vagy allergiás reakció jelentkezik → hagyd abba a használatot és fordulj bőrgyógyászhoz

🔋 **Töltés közben és tárolás során:**

- Csak a mellékelt USB-kábelt használd – ne használj helyettesítő vagy nem eredeti töltőt.
- Ne hagyd felügyelet nélkül a készüléket töltés közben.
- Ne töltsd a készüléket víz közelében vagy nedves felületen.
- Használat után száraz, hűvös helyen tárold – távol a napfénytől és hőforrásoktól.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A NURSENSE D818 galvanikus spatula hosszú élettartamához rendszeres gondozás szükséges. A tiszta fej és helyes tárolás nemcsak higiéniai, hanem működési szempontból is elengedhetetlen.

Minden használat után:

- Kapcsold ki és hagyd hűlni a készüléket.
- Nedvesíts meg egy puha kendőt vagy vattakorongot (akár egy csepp gyengéd szappannal is), és töröld le a fémfejet és a műanyag házat.
- Ügyelj arra, hogy víz ne kerüljön a nyílásokba – a készülék nem vízálló!
- Ne öblítsd folyó víz alatt és ne merítsd vízbe!
- Ha vattakorongot használtál (pl. tisztító módban), dobd ki, és legközelebb újat használj.

Hetente egyszer vagy szükség szerint:

- Töröld le a szérum vagy krém maradványait a fejről.
- Tisztítsd meg a töltőportot és a gombok környékét, ha poros vagy ragacsos.
- Ne felejtse el letörölni az alsó részt sem – ott gyakran gyűlik a por a polcon vagy a pipereasztalon.

Amit soha ne tegyél:

- ✗ Ne használj alkoholtartalmú fertőtlenítőt, fehéritőt vagy erős tisztítószeret – ezek károsíthatják a készülék felületét és elektronikáját.
- ✗ Ne tisztítsd a fémfejet éles tárgyakkal – megkarcolhatják vagy megsérthetik a védőbevonatot.
- ✗ Ne tedd a készüléket mosogatógépbe, mikrohullámú sütőbe vagy UV sterilizálóba.

Tárolás


- Mindig száraz helyen tárold a készüléket – lehetőleg az eredeti védőtokban vagy puha anyagba csomagolva.
- Kerüld a közvetlen napsugárzást, a párás környezetet és a szélsőséges hőmérsékletet (például a zuhany utáni fürdőszoba nem megfelelő hely!).
- Ha tudod, hogy hosszabb ideig nem fogod használni, töltsd fel teljesen, majd tárold nyugodt, száraz helyen. Időnként ellenőrizd az állapotát.



MENNYIRE VAGY ELÉGEDETT A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓVAL?
MINDENT MEGTALÁLTÁL, AMIT KERESTÉL?
OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYEDET!



Ha elégedett voltál a vásárlással, örömmel vesszük az értékelésed.
Ez segít nekünk fejlődni és jobbá válni. Köszönjük!



Mert a professzionális bőrápolás
is lehet egyszerű és
megfizethető.



INFORMÁCIÓK A HULLADÉKKEZELÉSRŐL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell küldeni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó/importőr azonosítása:

importőr: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Prága 1.

17400716

DIC: CZ17400716

A nyilatkozat tárgya:

Név: NURSENSE D818 galvanikus arcemelő készülék

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-4-3:2013

EN 55014-2:2015

EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-11:2004

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-7-2:2017 + IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017



NURSENSE D818

galvanisches Hauteisen



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden – so stellen Sie eine sichere Anwendung sicher und vermeiden unnötige Schäden.

LIEFERUMFANG

Nach Erhalt der Bestellung überprüfen Sie bitte den Zustand des Geräts und die Vollständigkeit des Zubehörs:

- 1× galvanisches Gesichtsglättergerät
- 1× Halterung
- 2× USB-Kabel
- 1× Bedienungsanleitung

WIE FUNKTIONIERT DAS GALVANISCHE GLÄTTERGERÄT

Herzlichen Glückwunsch! Du hältst nun deinen neuen Beauty-Begleiter in den Händen – den NURSENSE D818 Galvanik-Glätter. Dieses Gerät kombiniert Wärme, Kälte, EMS-Mikroströme und Lichttherapie, um deine Haut wie nach einer professionellen Behandlung zu reinigen, zu straffen und zum Strahlen zu bringen 🧡

Technologien für eine umfassende Hautpflege:

- Wärme & Kälte: Öffnet und schließt Poren, fördert die Mikrozirkulation und beruhigt die Haut.
- EMS Mikroströme: Stimulieren Gesichtsmuskeln, fördern die Kollagenproduktion und sorgen für einen Lifting-Effekt.
- LED-Licht (rot & blau): Unterstützt Heilung, reduziert Akne oder wirkt verjüngend – je nach Modus.
 -  Rotes LED-Licht: Rotes Licht (630 nm, 18 Dioden) dringt tief in die Haut ein, regt die Durchblutung an, fördert die Kollagenproduktion und erhöht die Elastizität der Haut. Das Ergebnis ist ein glatteres, straffer und jugendlicheres Hautbild. Ideal für erschlaffte und faltige Haut.
 -  Blaues LED-Licht: Blaues Licht (470 nm, 18 LEDs) dringt bis zu 2,5 mm unter die Hautoberfläche ein und bekämpft dort effektiv die Bakterien, die Akne verursachen. Es wirkt stark entzündungshemmend und antibakteriell, fördert die Durchblutung und unterstützt die Heilung. Ideal bei aktiver Akne, Aknenarben und problematischer Haut.
- Vibration: Fördert die Durchblutung und das Einziehen von Wirkstoffen.

WANN UND WIE OFT ANWENDEN

- Empfohlene Anwendung: 1× täglich, idealerweise abends
- Dauer: 2–5 Minuten, je nach Modus
- Vor der Anwendung: Gesicht gründlich reinigen und Serum oder geeignetes Pflegeprodukt auftragen

1. Vorbereitung und Einschalten

- Achte darauf, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert etwa 2,5 Stunden und wird durch eine Kontrollleuchte angezeigt. Nach vollständiger Aufladung erlischt die Leuchte.
- Reinige dein Gesicht gründlich – mit Make-up-Entferner oder Reinigungsgel. Wenn du das Gerät längere Zeit nicht benutzt hast, reinige auch das Gerät selbst.
- Halte die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und startet automatisch im Modus 1.

⚠ **WICHTIG:** Du musst das Gerät mit angefeuchteten Fingern an den seitlichen Metallstreifen halten – nur so funktioniert es richtig.

2. Moduswahl

Drücke die MODE-Taste kurz, um zwischen den 5 Modi zu wechseln:

◆ 1. Reinigung (Cleansing):

- Warme Behandlungsfläche + Vibration + rotes Licht
- Verwende mit einem Wattepad – das Gerät erwärmt die Kopfplatte, öffnet die Poren und hilft, Verunreinigungen aus der Haut zu entfernen.
- Dauer: 2 Minuten

◆ 2. Kühlung (Cooling):

- Kälte + blaues Licht
- Hilft, Poren zu schließen, beruhigt die Haut und reduziert Rötungen.
- Dauer: 2 Minuten

◆ 3. EMS Lifting:

- Mikroströme + Vibration
- Anzuwenden mit einem Lifting-Serum. Das Gerät verursacht ein leichtes Kribbeln – ein Zeichen dafür, dass die EMS-Funktion die Muskeln stimuliert.
- Dauer: 5 Minuten

◆ 4. Hydratation (Nutrition):

- Wärme + Vibration
- Verwende mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum – unterstützt das tiefe Eindringen in die Hautschichten.
- Dauer: 5 Minuten

◆ 5. Kollagen (Collagen):

- Kälte + EMS + rotes Licht
- Empfohlen nach Masken oder nährstoffreichen Seren. Verstärkt die Wirkung von Pflege und Regeneration.
- Dauer: 5 Minuten

3. Massage und Anwendung

- Führe den Behandlungsaufsatz langsam über das Gesicht – von der Mitte nach außen und oben.
- Nicht drücken – das Gerät arbeitet selbstständig mit Vibration und Energie.
- Widme besondere Aufmerksamkeit Bereichen wie Wangen, Stirn, Kieferkonturen und Hals.
- Wenn du den EMS-Modus verwendest, kannst du ein leichtes Kribbeln spüren – das ist normal. Falls es unangenehm ist, wechsele den Modus oder trage mehr Serum auf.

 **Empfohlene Dauer: 2–5 Minuten pro Sitzung**

TIPPS FÜR BESTMÖGLICHE ERGEBNISSE

- 💡 Verwende ein mildes Serum ohne Öle.
- 💡 Überspringe den Kühlmodus nicht – er schließt die Nährstoffe in der Haut ein.
- 💡 Wähle rotes Licht für Lifting, blaues Licht zur Beruhigung oder bei Akne.
- 💡 Vergiss nicht den Hals! Pflege auch das Dekolleté.

HÄUFIGE FEHLER UND WIE DU SIE VERMEIDEST

- ❌ Lass das Gerät nicht länger laufen als empfohlen.
- ❌ Verwende es nicht ohne Serum – das kann die Haut reizen.
- ❌ Nicht verwenden bei Fieber, Entzündungen, offenen Wunden oder mit Herzschrittmacher.

! FÜR WEN IST DAS GERÄT NICHT GEEIGNET !

Die kosmetische Spatel ist für die meisten Menschen sicher, doch in bestimmten Fällen ist die Anwendung nicht empfohlen oder nur nach ärztlicher Rücksprache möglich:

- ❌ Personen mit Herzschrittmacher
- ❌ Bei offenen Wunden, Fieber oder Infektionen
- ❌ Bei Vorstufen von Krebs, sehr hohem oder sehr niedrigem Blutdruck
- ❌ Nach einer Organtransplantation



SICHERHEITSHINWEISE



Dein neuer NURSENSE D818 Galvanik-Glätter wurde speziell für eine sichere Anwendung zu Hause entwickelt. Trotzdem ist es wichtig, ein paar Regeln zu beachten, um dich und deine Haut zu schützen:

👉 Während der Anwendung:

- Verwende das Gerät niemals im Badezimmer oder unter der Dusche. Es ist nicht wasserdicht – Wasser und Strom sind keine gute Kombination!
- Nicht unter fließendem Wasser reinigen. Verwende zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Vergewissere dich vor der Anwendung, dass deine Haut nicht gereizt, sonnenverbrannt oder verletzt ist.
- Verwende kein Serum mit Alkohol oder Öl – das kann Reizungen verursachen oder die Wirkung des Geräts beeinträchtigen.
- Nicht auf trockener Haut verwenden – immer ein leitfähiges Serum oder Gel auftragen, damit die Mikroströme sicher wirken und die Haut geschützt bleibt.



Nicht geeignet für:

- Kinder – das Gerät ist kein Spielzeug.
- Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung mit ihrem Arzt sprechen.
- Personen mit Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Epilepsie sollten auf galvanische Therapie verzichten.



Falls folgende Symptome auftreten:

- Starkes Kribbeln, Schmerzen, Brennen oder ein unangenehmes Gefühl – schalte das Gerät sofort aus.
- Wenn sich das Gerät ungewöhnlich stark erhitzt oder unregelmäßig vibriert, die Anwendung beenden und den Händler oder Kundendienst kontaktieren.
- Bei Rötungen, Schwellungen oder allergischen Reaktionen: Gerät nicht weiter verwenden und einen Dermatologen konsultieren.



Laden und Aufbewahrung

- Verwende ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen – benutze keinen Ersatz oder nicht originalen Ladeadapter.
- Lass das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Lade es nicht in der Nähe von Wasser oder auf feuchten Oberflächen.
- Nach der Anwendung sollte das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt werden, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Damit dein NURSENSE D818 Galvanik-Glätter lange hält und stets beste Ergebnisse liefert, verdient er ein wenig regelmäßige Pflege. Eine saubere Behandlungsfläche und richtige Lagerung sind nicht nur eine Frage der Hygiene, sondern auch der Funktionalität.

Nach jeder Anwendung:

- Schalte das Gerät aus und lass es kurz abkühlen.
- Befeuchte ein weiches Tuch oder Wattepad mit Wasser (ggf. mit einem Tropfen mildem Seifenwasser) und wische vorsichtig die Metallplatte und das Kunststoffgehäuse ab.
- Achte darauf, dass kein Wasser in Öffnungen gelangt – das Gerät ist nicht wasserdicht!
- Nicht unter fließendem Wasser abspülen und niemals vollständig ins Wasser tauchen.
- Wenn du das Gerät mit einem Wattepad verwendet hast (z. B. im Reinigungsmodus), entsorge das Pad nach der Anwendung und benutze beim nächsten Mal ein neues.

1× pro Woche (oder nach Bedarf):

- Überprüfe, ob sich Rückstände von Serum oder Creme auf der Metallplatte befinden. Falls ja, vorsichtig mit einem Tuch abwischen.
- Kontrolliere den Ladeanschluss und die Tastenbereiche – entferne gegebenenfalls Staub oder Kosmetikrückstände.
- Wische auch die Unterseite des Geräts ab, wo sich Staub vom Regal oder Kosmetiktisch absetzen kann.

WAS DU AUF KEINEN FALL TUN SOLLTEST:

- ✗ Verwende keine Desinfektionsmittel mit Alkohol, Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel – sie können die Oberfläche beschädigen und die Elektronik angreifen.
- ✗ Reinige die Metallplatte nicht mit scharfen Gegenständen – du könntest sie zerkratzen oder die Schutzschicht beschädigen.
- ✗ Gib das Gerät niemals in die Spülmaschine, Mikrowelle oder UV-Sterilisator.

LAGERUNG:


- Bewahre das Gerät immer an einem trockenen Ort auf, idealerweise im Originalschutzetui oder in einem weichen Tuch.
- Vermeide direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen
- (z. B. ein Badezimmer nach dem Duschen ist kein idealer Lagerort!).
- Wenn du weißt, dass du das Gerät längere Zeit nicht benutzen wirst, lade es vollständig auf und lagere es an einem ruhigen Ort.
- Überprüfe gelegentlich den Zustand des Geräts.



WIE ZUFRIEDEN BIST DU MIT DER
BEDIENUNGSANLEITUNG?
HAST DU ALLES GEFUNDEN, WAS DU GESUCHT HAST?
TEILE DEINE MEINUNG MIT UNS!



Wenn du mit deinem Kauf zufrieden warst, freuen wir uns sehr über deine Bewertung.
Sie hilft uns, zu wachsen und besser zu werden. Danke!



*Denn auch professionelle Pflege kann
einfach und erschwinglich sein.*





INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Verkaufsort zurückgegeben oder an einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalltyps kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Geldstrafen geahndet werden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Identifikationsdaten des Herstellers/Importeurs:

Importeur: NACUPCO s.r.o.

Firmensitz: Rybná 716/24, 118 00 Prag 1

Identifikationsnummer (IČO): 17400716

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ): CZ17400716

Gegenstand der Erklärung:

Produktname: NURSENSE D818 galvanisches Hauteisen

Das oben genannte Produkt wurde gemäß der/den Norm(en) getestet, die zur Nachweisführung der Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie(n) verwendet wurden:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-4-3:2013

EN 55014-2:2015

EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-11:2004

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-7-2:2017 + IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

