

Infračervená lampa

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, zajistíte tak bezpečné používání a předejdete zbytečným škodám.

Obsah balení

Po převzetí objednávky zkontrolujte stav přístroje a kompletnost příslušenství.

Balení obsahuje:

Lampa ×1

Uživatelská příručka ×1

Specifikace

Výkon: 200 W

Napětí: 220 V – 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Rozměry produktu: 22.5 cm x 18.7 cm x 29,2 cm

Váha produktu: 1,5 kg

Bezpečnostní instrukce a upozornění

1. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí (například v koupelně, nebo v blízkosti sprchy či bazénu)
2. Nenechte přístroj přijít do kontaktu s vodou.
3. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda požadované napětí odpovídá napětí v místní síti.
4. Pokud je kabel nefunkční, nechte jej vyměnit u výrobce nebo u kvalifikovaných pracovníků.
5. Pokud je přístroj zapnutý, nepouštějte jej z očí.
6. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
7. Přístroj není určen dětem. Děti by měly být během používání přístroje pod dozorem dospělých. Ujistěte se, že si děti s přístrojem nehrají.
8. Spotřebič je určený pro prohřívání při svalové a kloubní bolesti či ztuhlosti, nicméně není určen pro používání k zmírnění bolestí břicha, obličeje apod.
9. Abyste zabránili přehřátí pokožky, mějte přístroj v doporučené vzdálenosti od těla. Teplo by mělo být příjemné po celou dobu ošetření.
10. Pokud je lampa zapnutá, nedívejte se do ní. Můžete tím předejít vážným očním problémům.
11. Po ošetření, zabraňte příliš rychlému ochlazení pokožky.
12. Zamezte nárazu spotřebiče.
13. Spotřebič odpojte ze zásuvky po použití nebo při výpadku proudu
14. Umístěte spotřebič na stabilní, rovný povrch. Ujistěte se, že kolem zůstává alespoň 25 cm volného prostoru, zabráníte tak přehřátí.
15. Pokud je přístroj zapnutý, ničím ho nepřekrývejte (např. hadříkem, nebo kouskem oblečení).
16. Před čištěním a skladováním, nechte přístroj alespoň na 15 minut zchladnout.
17. Pokud Vaše ruce nejsou důkladně suché s přístrojem nemanipulujte.


Kontraindikace pro použití infračervenou lampou:

1. Před použitím produktu se nejdříve poraďte s vaším lékařem. Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte závažnými onemocněními, jako jsou srdeční choroby, akutní zánětlivá onemocnění, trombóza, poruchy srážlivosti krve, útlum nadledvinek, systémový lupus erythematodes nebo nádorová onemocnění apod.
2. Přístroj nepoužívejte, pokud jste citliví na infračervené světlo, nebo pokud trpíte na otoky. Pokud máte pochybnosti, zkonzultujte je se svým lékařem.
3. Nepoužívejte přístroj, pokud máte implantované zařízení, zejména pokud se nachází v blízkosti ošetřované oblasti. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
4. Jestliže jste těhotná, nepoužívejte přístroj k ošetření oblastí v blízkosti břicha nebo v dolní části zad. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
5. Nepoužívejte přístroj, pokud máte otok nebo zánět, teplo by mohlo potíže zhoršit. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
6. Nepoužívejte spotřebič na poškozenou nebo podrážděnou pokožku a na rány. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
7. Nepoužívejte přístroj k ošetření míst, na která jste nedávno aplikovali lokální látky (krémy nebo masti obsahující např. mentol). Tato kombinace by mohla způsobit mírnou zánětlivou reakci.

Představení produktu

Infračervená lampa je určena k zahřívání různých částí těla a jejich relaxaci, především je vhodná k prohřívání svalů a kloubů. Její teplo příjemně pronikne hluboko do kůže, čímž stimuluje cirkulaci krevního oběhu. Nejde o zdravotnické zařízení a o užívání infračervené lampy se poraďte s vaším lékařem.

- A. Rukojeť
- B. Lampa
- C. Keramická nádoba
- D. Kryt
- E. Vypínač Zap/Vyp (On/Off)
- F. Základna
- G. Chladicí otvor



Instrukce

1. Připojte napájecí kabel do zásuvky. Zmáčkněte tlačítko on/off pro zapnutí přístroje. Červené světlo signalizuje zapnutí přístroje.
2. Zmáčkněte tlačítko nastavení pro zvolení délky působení. Přístroj začne po 5 sekundách pracovat.
3. Chcete-li nastavit směr záření, nakloňte lampu podle vašich potřeb.
4. Sedněte si nebo si lehněte do správné vzdálenosti od spotřebiče.
 - Ve vzdálenosti 30-40 cm od těla, infračervená lampa ošetřuje plochu o rozměrech

přibližně 40 × 30 cm (š x v). Při větší vzdálenosti se ošetřovaná plocha zvětšuje, ale teplo je naopak méně intenzivní. Při kratší vzdálenosti je ošetřovaná plocha menší a teplo infračervené lampy intenzivnější.

Níže najdete několik možností využití:



Ramena



Krk



Záda



Ruka



Noha



Břicho

Působení na danou část těla by neměla přesáhnout dobu 15 minut, ale může být prováděno i několikrát denně. Delší doba použití nevede k lepším výsledkům. Pro dosažení výsledků opakujte postup nepřetržitě každý den, několikrát denně.

5. Po použití zmáčkněte tlačítko on/off pro vypnutí přístroje.

Čištění a údržba

Čištění:

1. Před tím, než začnete s čištěním, odpojte přístroj ze zdroje a nechte jej po dobu 15 minut zchladnout.
2. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.
3. Lampu čistěte vlhkým hadříkem. Nenechte do spotřebiče vtékat vodu.
4. Povrch spotřebiče můžete čistit měkkým hadříkem s trochou metylalkoholu.

Skladování:

1. V případě, že je spotřebič horký, zabraňte jeho kontaktu se síťovým kabelem.
2. Než spotřebič uložíte, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej asi 15 minut vychladnout. Spotřebič vždy zvedejte nebo přenášejte za jeho rukojeť.
3. Infračervenou lampu skladujte na suchém místě.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo odevzdán na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje výrobce/dovozce:

Dovozce: NACUPCO s.r.o.

Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIČ: CZ17400716

Předmět prohlášení:

Název: MERCARE AK-2012-R1 Infračervená Lampa 200W

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU



Praha

Infračervená lampa

Používateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie a predišli zbytočnému poškodeniu.

Obsah balení

Po prijatí objednávky skontrolujte stav zariadenia a kompletnosť príslušenstva.

Balenie obsahuje:

Svietidlo ×1

Návod na použitie ×1

Špecifikácie

Výkon: 200 W

Napätie: AC 220 V – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Rozmery výrobku: 22.5 cm x 18.7 cm x 29,2 cm

Hmotnosť výrobku: 1,5 kg

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

1. Nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti sprchy či bazéna)
2. Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou.
3. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či požadované napätie zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.
4. Ak je kábel nefunkčný, nechajte ho vymeniť výrobcom alebo kvalifikovaným personálom.
5. Keď je spotrebič zapnutý, nespúšťajte ho z dohľadu.
6. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
7. Tento spotrebič nie je určený pre deti. Deti by mali byť počas používania spotrebiča pod dohľadom dospelých. Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
8. Spotrebič je určený na použitie na zahriatie pri bolestiach alebo stuhnutosti svalov a kĺbov, nie je však určený na použitie na zmiernenie bolesti brucha, tváre a pod.
9. Aby ste zabránili prehriatiu pokožky, udržiavajte spotrebič v odporúčanej vzdialenosti od tela. Teplo by malo byť príjemné počas celého ošetrenia.
10. Keď je lampa zapnutá, nepozerajte sa do nej. Môžete tak predísť vážnym očným problémom.
11. Po ošetrení sa vyhnite príliš rýchlemu ochladeniu pokožky.
12. Vyhnite sa nárazom do prístroja.
13. Po použití alebo počas výpadku elektrického prúdu odpojte spotrebič zo zásuvky.
14. Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný povrch. Uistite sa, že okolo spotrebiča je aspoň 25 cm voľného priestoru, aby ste zabránili prehriatiu.
15. Keď je spotrebič zapnutý, ničím ho nezakrývajte (napr. látkou alebo kusom odevu).
16. Pred čistením a skladovaním nechajte prístroj vychladnúť aspoň 15 minút.
17. Ak nemáte dôkladne suché ruky, s prístrojom nemanipulujte.


Kontraindikácie používania infračervenej lampy:

1. Pred použitím výrobku sa najprv poraďte so svojím lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak trpíte závažnými ochoreniami, ako sú ochorenia srdca, akútne zápalové ochorenia, trombóza, poruchy zrážania krvi, nedostatok nadobličiek, systémový lupus erythematosus alebo rakovina atď.
2. Zariadenie nepoužívajte, ak ste citliví na infračervené svetlo alebo ak trpíte opuchmi. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
3. Zariadenie nepoužívajte, ak máte implantované zariadenie, najmä ak sa nachádza v blízkosti ošetrovanej oblasti. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
4. Ak ste tehotná, nepoužívajte zariadenie na ošetrovanie oblastí v blízkosti brucha alebo spodnej časti chrbta. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
5. Zariadenie nepoužívajte, ak máte opuch alebo zápal, teplo by mohlo problém zhoršiť. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
6. Prístroj nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku alebo na rany. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
7. Nepoužívajte spotrebič na ošetrovanie oblastí, na ktoré ste nedávno aplikovali lokálne látky (krémy alebo masti obsahujúce napr. mentol). Táto kombinácia by mohla spôsobiť miernu zápalovú reakciu.

Predstavenie produktu

Infračervená lampa je určená na prehrievanie rôznych častí tela a ich uvoľnenie, vhodná najmä na prehrievanie svalov a kĺbov. Jej teplo preniká hlboko do pokožky a stimuluje krvný obeh. Nejde o zdravotnícku pomôcku a o používaní infračervenej lampy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom.

- A. Rukoväť
- B. Svietidlo
- C. Keramická nádoba
- D. Kryt
- E. Vypínač
- F. Základňa
- G. Chladiaci otvor



Pokyny

1. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prístroj zapnete. Červené svetlo signalizuje, že jednotka je zapnutá.
2. Stlačením tlačidla nastavenia vyberte dĺžku expozície. Zariadenie začne pracovať po 5 sekundách.
3. Ak chcete nastaviť smer žiarenia, nakloňte lampu tak, aby vyhovovala vašim potrebám.
4. Posadzte sa alebo si ľahnite do správnej vzdialenosti od prístroja.
 - Vo vzdialenosti 30 - 40 cm od tela infračervená lampa ošetruje plochu približne 40 × 30 cm (š x v). Pri väčšej vzdialenosti sa ošetrovaná plocha zväčšuje, ale teplo je menej intenzívne. Pri menších vzdialenostiach je ošetrovaná plocha menšia a teplo infračervenej lampy intenzívnejšie.

Nižšie nájdete niekoľko možností použitia:



Rameno



Krk



Späť



Ruka



Noha



Brucho

Ošetrovanie by nemalo presiahnuť 15 minút, ale môže sa vykonávať niekoľkokrát denne. Dlhšia doba používania nevedie k lepším výsledkom. Ak chcete dosiahnuť výsledky, opakujte procedúru nepretržite každý deň, niekoľkokrát denne.

5. Po použití stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zariadenie vypli.

Čistenie a údržba

Čistenie:

1. Pred čistením odpojte zariadenie od zdroja napájania a nechajte ho 15 minút vychladnúť.
2. Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drôtené handry, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.
3. Svietidlo čistíte vlhkou handričkou. Nedovoľte, aby do spotrebiča tiekla voda.
4. Povrch spotrebiča čistíte mäkkou handričkou s trochou metylovaného liehu.

Skladovanie:

1. Ak je spotrebič horúci, vyhnite sa kontaktu so sieťovým káblom.
2. Pred uskladnením spotrebiča ho odpojte zo zásuvky a nechajte ho približne 15 minút vychladnúť. Spotrebič vždy zdvíhajte alebo prenášajte za rukoväť.
3. Infračervenú lampu skladujte na suchom mieste.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

EÚ vyhlásenie o zhode

Identifikácia výrobcu/dovozcu:

Dovozca: NACUPCO s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

17400716

DIC: CZ17400716

Predmet vyhlásenia:

Názov: MERCARE AK-2012-R1 Infračervená Lampa 200W

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ



Praha

Infrardeča svetilka

Uporabniški priročnik



Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo,
da zagotovite varno uporabo in preprečite nepotrebno
škodo.

Vsebina paketa

Po prejemu naročila preverite stanje instrumenta in popolnost dodatne opreme.

Paket vključuje:

Svetilka ×1

Uporabniški priročnik ×1

Specifikacije

Moč: 200 W

Napetost: AC 220 V – 240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dimenzije izdelka: 22.5 cm x 18.7 cm x 29,2 cm

Teža izdelka: 1,5 kg

Varnostna navodila in opozorila

1. Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju (na primer v kopalnici ali v bližini prhe ali bazena).
2. Ne dovolite, da bi naprava prišla v stik z vodo.
3. Pred priključitvijo naprave preverite, ali se zahtevana napetost ujema z napetostjo lokalnega električnega omrežja.
4. Če kabel ne deluje, naj ga zamenja proizvajalec ali usposobljeno osebje.
5. Ko je aparat vklopljen, ga ne spuščajte z oči.
6. Ta aparat ni namenjen za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.
7. Ta aparat ni namenjen otrokom. Otroci morajo biti med uporabo aparata pod nadzorom odraslih oseb. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
8. Naprava je namenjena za uporabo kot ogrevanje pri bolečinah ali togosti mišic in sklepov, ni pa namenjena uporabi za lajšanje bolečin v trebuhu, obrazu itd.
9. Da bi preprečili pregrevanje kože, naj bo aparat na priporočeni razdalji od telesa. Toplota mora biti prijetna ves čas tretmaja.
10. Ko je svetilka prižgana, ne glejte vanjo. S tem lahko preprečite resne težave z očmi.
11. Po zdravljenju se izogibajte prehitremu ohlajanju kože.
12. Izogibajte se udarcem z aparatom.
13. Po uporabi ali med izpadom električnega napajanja izklopite aparat iz električnega omrežja.
14. Napravo postavite na stabilno in ravno površino. Poskrbite, da bo okoli aparata vsaj 25 cm prostega prostora, da preprečite pregrevanje.
15. Ko je aparat vklopljen, ga ne pokrivajte z ničemer (npr. s krpo ali kosom oblačila).
16. Pred čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi vsaj 15 minut.
17. Če vaše roke niso popolnoma suhe, z napravo ne ravnajte.


Kontraindikacije za uporabo infrardeče svetilke:

1. Pred uporabo izdelka se najprej posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte, če imate resne bolezni, kot so bolezni srca, akutne vnetne bolezni, tromboza, motnje strjevanja krvi, adrenalna insuficienca, sistemski lupus eritematozus ali rak itd.
2. Naprave ne uporabljajte, če ste občutljivi na infrardečo svetlobo ali če imate edeme. V primeru dvoma se posvetujte s svojim zdravnikom.
3. Naprave ne uporabljajte, če imate vgrajeno napravo, zlasti če je ta v bližini območja zdravljenja. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
4. Če ste noseči, naprave ne uporabljajte za zdravljenje območij v bližini trebuha ali spodnjega dela hrbta. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
5. Naprave ne uporabljajte, če imate oteklino ali vnetje, saj lahko toplota težave še poslabša. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
6. Naprave ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži ali na ranah. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
7. Aparata ne uporabljajte za nego predelov, na katere ste pred kratkim nanесли topične snovi (kreme ali mazila, ki vsebujejo npr. mentol). Ta kombinacija bi lahko povzročila blago vnetno reakcijo.

Predstavitev izdelka

Infrardeča svetilka je namenjena segrevanju različnih delov telesa in njihovemu sproščanju, še posebej primerna je za segrevanje mišic in sklepov. Njena toplota prodre globoko v kožo in spodbuja krvni obtok. To ni medicinski pripomoček, zato se morate o uporabi infrardeče svetilke posvetovati z zdravnikom.

- A. Ročaj
- B. Svetilka
- C. Keramična posoda
- D. Pokrov
- E. Stikalo za vklop/izklop
- F. Podstavek
- G. Odprtina za hlajenje



Navodila

1. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite. Rdeča lučka označuje, da je enota vklopljena.
2. Pritisnite gumb za nastavitev, da izberete dolžino ekspozicije. Naprava bo začela delovati po 5 sekundah.
3. Če želite prilagoditi smer sevanja, svetilko nagnite tako, da bo ustrezala vašim potrebam.
4. Sedite ali ležite na ustrezni razdalji od naprave.
 - Na razdalji 30-40 cm od telesa infrardeča svetilka obdeluje območje velikosti približno 40 × 30 cm (š x v). Pri večjih razdaljah je območje, ki se obdeluje, večje, vendar je toplota manj intenzivna. Pri manjših razdaljah je območje, ki ga je treba obdelati, manjše, toplota infrardeče žarnice pa intenzivnejša.

Spodaj boste našli več možnosti uporabe:



Ramena



Krk



Nazaj



Roka



Noga



Trebuh

Zdravljenje naj ne bi trajalo več kot 15 minut, lahko pa ga izvajate večkrat na dan. Daljša obdobja uporabe ne vodijo k boljšim rezultatom. Če želite doseči rezultate, postopek ponavljajte neprekinjeno vsak dan, večkrat na dan.

5. Po uporabi pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite napravo.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje:

1. Preden začnete s čiščenjem, odklopite enoto iz električnega napajanja in pustite, da se 15 minut ohlaja.
2. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte žičnih krp, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta bencin ali aceton.
3. Svetilko očistite z vlažno krpo. Ne dovolite, da bi v napravo pritekla voda.
4. Površino aparata očistite z mehko krpo z malo metiliranega špirta.

Skladiščenje:

1. Če je naprava vroča, se izogibajte stiku z omrežnim kablom.
2. Odklopite vtičnico in počakajte približno 15 minut, da se naprava ohladi, preden jo shranite. Aparat vedno dvigujte ali prenašajte za ročaj.
3. Infrardečo svetilko shranjujte na suhem mestu.

Informacije o odstranjevanju in recikliranju



Tega izdelka ne smete odlagati kot običajne gospodinjske odpadke v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO - 2012/19/EU). Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali odnesti na javno zbirno mesto za recikliranje odpadkov. Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje odpadkov iz tega izdelka. Za več informacij se obrnite na lokalno oblast ali najbližjo zbirno točko. Zaradi nepravilnega odstranjevanja te vrste odpadkov lahko v skladu z nacionalnimi predpisi izrečete globe.

Izjava EU o skladnosti

Identifikacija proizvajalca/uvoznika:

Uvoznik: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Praga 1.

17400716

DIC: CZ17400716

Predmet izjave:

Ime: MERCARE AK-2012-R1 Infrardeča svetilka 200W

Zgornji izdelek je bil preskušen v skladu s standardom(-i), ki se uporablja(-jo) za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi(-ah):

Direktive 2014/30/EU



Praga

Infravörös lámpa

Felhasználói kézikönyv



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a biztonságos használat és a felesleges károk elkerülése érdekében.

A csomag tartalma

A megrendelés kézhezvételekor ellenőrizze a műszer állapotát és a tartozékok teljességét.

A csomag a következőket tartalmazza:

Lámpa ×1

Felhasználói kézikönyv ×1

Műszaki adatok

Teljesítmény: 200 W

Feszültség: AC 220 V – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Termék méretei: 22.5 cm x 18.7 cm x 29,2 cm

A termék súlya: 1,5 kg

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. Ne használja a készüléket párás környezetben (például fürdőszobában, zuhanyzó vagy úszómedence közelében).
2. Ne hagyja, hogy a készülék vízzel érintkezzen.
3. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a szükséges feszültség megfelel-e a helyi hálózat feszültségének.
4. Ha a vezeték nem működik, cseréltesse ki a gyártóval vagy szakképzett személyzettel.
5. Ha a készülék be van kapcsolva, ne hagyja szem elől téveszteni.
6. Ezt a készüléket nem arra szánták, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használják.
7. Ez a készülék nem gyermekeknek készült. A gyermekeket a készülék használata közben felnőtteknek kell felügyelniük. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak a készülékkel.
8. A készüléket izom- és ízületi fájdalmak vagy merevség bemelegítésére szánják, azonban nem használható hasi fájdalmak, arcfájdalmak stb. enyhítésére.
9. A bőr túlmelegedésének elkerülése érdekében tartsa a készüléket a testtől az ajánlott távolságban. A hőnek a kezelés során végig kényelmesnek kell lennie.
10. Amikor a lámpa be van kapcsolva, ne nézzen bele. Ezzel súlyos szemproblémákat előzhet meg.
11. A kezelés után kerülje a bőr túl gyors lehűlését.
12. Kerülje a készülék megütközését.
13. Használat után vagy áramszünet esetén húzza ki a készüléket a konnektorból.
14. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. A túlmelegedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék körül legalább 25 cm szabad tér maradjon.
15. Ha a készülék be van kapcsolva, ne takarja le semmivel (pl. ruhával vagy ruhadarabbal).
16. Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket legalább 15 percig hűlni.
17. Ha a keze nem alaposan száraz, ne kezelje a készüléket.


Az infravörös lámpa használatának ellenjavallatai:

1. A termék használata előtt először konzultáljon orvosával. Ne használja a készüléket, ha súlyos betegségben szenved, mint például szívbetegség, akut gyulladásos betegségek, trombózis, véralvadási zavarok, mellékveseelégtelenség, szisztémás lupus erythematosus vagy rák stb. esetén.
2. Ne használja a készüléket, ha érzékeny az infravörös fényre, vagy ha ödémában szenved. Kétség esetén forduljon orvosához.
3. Ne használja a készüléket, ha van beültetett eszköze, különösen, ha az a kezelési terület közelében van. Kétség esetén forduljon orvosához.
4. Ha terhes, ne használja a készüléket a has vagy a hát alsó részén lévő területek kezelésére. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához.
5. Ne használja a készüléket, ha duzzanat vagy gyulladás van, a hő súlyosbíthatja a problémát. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához.
6. Ne használja a készüléket sérült vagy irritált bőrön, illetve sebeken. Kétség esetén forduljon orvosához.
7. Ne használja a készüléket olyan területek kezelésére, amelyekre nemrégiben helyileg alkalmazható anyagokat (pl. mentolt tartalmazó krémeket vagy kenőcsöket) alkalmazott. Ez a kombináció enyhe gyulladásos reakciót okozhat.

A termék bevezetése

Az infravörös lámpa a test különböző részeinek melegítésére és ellazítására szolgál, különösen alkalmas az izmok és az ízületek felmelegítésére. Hője mélyen behatol a bőrbe, serkenti a vérkeringést. Ez nem orvosi eszköz, ezért az infravörös lámpa használatáról konzultáljon orvosával.

- A. Fogantyú
- B. Lámpa
- C. Kerámiaedény
- D. Fedél
- E. Be-/kikapcsoló
- F. Bázis
- G. Hűtőnyílás



Útbaigazítás

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék bekapcsolt állapotát piros fény jelzi.
2. Nyomja meg a beállítási gombot az expozíció hosszának kiválasztásához. A készülék 5 másodperc elteltével megkezd működését.
3. A sugárzás irányának beállításához döntse meg a lámpát az igényeinek megfelelően.
4. Üljön vagy feküdjön a készüléktől megfelelő távolságra.
 - A testtől 30-40 cm távolságban az infravörös lámpa kb. 40 x 30 cm (szélesség x magasság) területet kezel. Nagyobb távolságban a kezelendő terület nagyobb lesz, de a

hő kevésbé intenzív. Rövidebb távolságban a kezelendő terület kisebb, az infravörös lámpa hője pedig intenzívebb.

Az alábbiakban számos felhasználási lehetőséget talál:



Váll



Krk



Hát



Kéz



Láb



Has

A kezelés nem haladhatja meg a 15 percet, de naponta többször is elvégezhető. Hosszabb ideig tartó használat nem vezet jobb eredményekhez. Az eredmények elérése érdekében az eljárást folyamatosan, naponta többször is meg kell ismételni.

5. Használat után nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás:

1. Távolítsa el a készüléket a tápegységtől, és tisztítás előtt hagyja 15 percig hűlni.
2. Soha ne használjon drótrongyot, súrolószereket vagy agresszív folyadékokat, például benzint vagy acetont a készülék tisztításához.
3. Tisztítsa meg a lámpát nedves ruhával. Ne engedje, hogy víz folyjon a készülékbe.
4. Tisztítsa meg a készülék felületét puha ruhával, kevés metilált szesszel.

Tárolás:

1. Ha a készülék forró, kerülje a hálózati kábellel való érintkezést.
2. Húzza ki a készüléket a hálózatról, és hagyja kb. 15 percig hűlni, mielőtt tárolja. A készüléket mindig a fogantyújánál fogva emelje fel vagy vigye.
3. Tárolja az infravörös lámpát száraz helyen.

Az ártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó

információk



Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr azonosítása:

Importőr: NACUPCO s.r.o.

Székhely: Rybná 716/24, 118 00 Prága 1.

17400716

DIC: CZ17400716

A nyilatkozat tárgya:

Név: MERCARE AK-2012-R1 Infravörös lámpa, 200 W

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv



Praha