

**NÁVOD NA POUŽITIE**  
**PNEUMATICKÝ ANTIDEKUBITNÝ MATRAC BioFlote TM3000**



## **POZOR!**

Pred použitím matracu si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

## **URČENIE**

Tento produkt je určený pre ľudí:

- tí, ktorí potrebujú liečbu a prevenciu dekubitov II. štádia pri optimalizácii pohodlia pacienta;
- trvalo v pozícii pre domácu, dlhodobú starostlivosť a liečbu dekubitov;
- tí, ktorí potrebujú liečbu a zníženie bolesti spôsobenej tlakom zeme na mäkké tkanivá tela na odporúčanie rehabilitačného lekára.

Tento výrobok môžu obsluhovať osoby, ktoré sú kvalifikované na vykonávanie všeobecných postupov starostlivosti a majú primerané školenie a znalosti v oblasti prevencie a liečby dekubitov.

## **BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich.

## **NEBEZPEČENSTVO!**

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

2. Nepoužívajte pri kúpaní.
3. Vždy po použití prístroj ihneď vypnite.
4. Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo byť vťahnuté do vane alebo umývadla.
5. Zariadenie nekladajte ani neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
6. Nedotýkajte sa zariadenia, ak spadlo do vody. V takom prípade okamžite odpojte zariadenie zo zásuvky.

## **UPOZORNENIA!**

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia:

1. Posúďte situáciu, kedy sa zariadenie môže stať nebezpečným pre pacienta a obmedzte mu pohyb alebo ho pripútajte. Ak existuje vysoká pravdepodobnosť výskytu takejto situácie, pacient by mal byť neustále pod dohľadom.
2. Nepoužívať u pacientov s poranením miechy.
3. Uistite sa, že máte na prevádzku spotrebiča pod a mimo dosahu detí. Niektoré malé časti sa dajú ľahko rozobrať, čím vzniká riziko udusenía alebo úrazu elektrickým prúdom.
4. Používajte podľa určenia, ako je popísané v návode na použitie. Nepoužívajte na účely, ktoré neodporúča výrobca. Nepoužívajte iné matrace ako tie, ktoré uvádza výrobca.
5. Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, je poškodený kábel alebo zástrčka, spadol, poškodil sa alebo spadol do vody. V takom prípade odneste zariadenie do autorizovaného servisného strediska na kontrolu/opravu.
6. Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
7. Neblokujte prívod vzduchu. Neumiestňujte ho na mäkký povrch (postel', matrac, prikrývka), ktorý môže blokovat' prívod vzduchu. Bezprostredné okolie kompresora udržiavajte čisté – mimo srsti, vlasov, ostrých predmetov a iných malých častíc.
8. Na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy/opravy bez povolenia výrobcu.
9. Ak si myslíte, že by ste mohli alebo ste už pociťovali príznaky alergie pri kontakte s matracom, ihneď kontaktujte svojho lekára.
10. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

## 1. ÚVOD

Návod na použitie by sa mal použiť počas počiatočného nastavenia alebo ako pripomenka správneho používania matraca a kompresora.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém variabilných tlakových antidekubitných matracov disponuje veľmi vyspelou technológiou zabezpečujúcou najvyššiu kvalitu prístroja a komfort používania. Je určený na prevenciu a liečbu dekubitov.

Systém bol testovaný a vyhovuje nasledujúcim normám:

EN60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007 CISPR 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

## EMC VAROVANIE

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre zdravotnícke pomôcky EN 60601-1-2:2007. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v typickej lekárskej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie iných zariadení v blízkosti. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie iných zariadení, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- zmeniť smer alebo polohu prijímacieho zariadenia;
- zväčšiť vzdialenosť medzi zariadeniami;
- zapojte zariadenia do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému sú pripojené ostatné zariadenia;
- požiadajte o pomoc výrobcu, dodávateľa alebo servisného technika.

## POZOR!


Zariadenie nie je vhodné na použitie v blízkosti horľavých kvapalín a plynov.

## 2. KONŠTRUKCIA PRODUKTU

### KONŠTRUKCIA PNEUMATICKÉHO KOMPRESORA

1. Trysky na výstup vzduchu;
2. Vypínač s podsvietením;
3. Regulátor tlaku;

### 4. Háčiky na zavesenie kompresora.



### KONŠTRUKCIA ZOSTAVY ANTI-BEZUT


1. Komerový matrac;
2. Vzduchové hadice spájajúce kompresor s matracom;
3. Kompresor s reguláciou tlaku pre antidekubitný matrac BioFlote™ 3000.



### 3. INŠTALÁCIA

#### ROZBALENIE

Kompresor a matrac sú balené v kartónovej krabici, aby boli chránené pred poškodením. Rozbal'te obal a skontrolujte, či sa počas prepravy nič nepoškodilo. Ak zistíte poškodenie, ihneď kontaktujte predajcu.



#### NASTAVIŤ

1) Položte matrac na posteľ. Matrac sa odporúča usporiadať tak, aby vstupné konce boli na strane nôh. Matrac má na koncoch špeciálne otvory, cez ktoré sa dajú prevliecť popruhy alebo upevňovacie šnúrky.

#### POZOR!

Matrac by mal byť prikrytý plachtou, aby sa zabránilo kontaktu pokožky s matracom. Tým sa zlepší pohodlie pacienta a ochráni sa matrac pred kontaktom s vlhkosťou alebo liečivými prípravkami.

2) Kompresor zaveste na okraj postele alebo ju umiestnite na miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3) Pripojte vzduchové vedenia ku kompresoru a matracu.

#### POZOR!

Skontrolujte a uistite sa, že vzduchové vedenia nie sú skrútené alebo stlačené.

4) Zapojte čerpadlo do zásuvky pomocou napájacieho kábla.

#### POZOR!

Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že napájací zdroj vyhovuje požiadavkám zariadenia.

5) Zapnite napájanie čerpadla (prepnete do polohy "ON").

6) Pred uložením pacienta na matrac počkajte približne 20 minút, kým sa jedna zo sekcií úplne nafúkne. Nastavte gombík regulátora na maximum a po nafúknutí matraca nastavte tlak zodpovedajúci telesnej hmotnosti pacienta.

#### POZOR!

Pamätajte, že čerpadlo musí bežať počas celej životnosti matraca. Keď je čerpadlo vypnuté, matrac nepoužívajte. Nenaľukujte matrac, keď na ňom pacient leží.

#### POZOR!

Po nastavení sa uistite, že napájací kábel je umiestnený tak, aby neblokoval priechod a nespôsobil zakopnutie alebo pád. Zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby mal lekár alebo používateľ ľahký prístup k zariadeniu.

### 4. ČISTENIE ČERPADLA

#### POZOR!

Pred čistením sa uistite, že je čerpadlo odpojené od napájania.

Čerpadlo čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom a chráňte ho pred prachom. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré spôsobia chemickú reakciu na povrchu plastového krytu čerpadla. Všetky časti by mali byť pred opätovným použitím dôkladne vysušené.

#### POZOR!

Čerpadlo neponárajte ani nezmáčajte. Čerpadlo nie je možné čistiť pod tečúcou vodou. Čerpadlo nie je možné dezinfikovať parou.

## MATRAC

Matrac vyčistíte utieraním handričkou alebo špongiou navlhčenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Všetky časti by mali byť pred opätovným použitím dôkladne vysušené.

### POZOR!

Na čistenie matraca nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. To môže spôsobiť poškodenie povrchu matraca v podobe prasklín alebo stvrdnutia materiálu. Matrac nie je možné dezinfikovať parou.

### POZOR!

Po vyčistení matraca prirodzene vysušte na mieste, ktoré nie je vystavené slnečnému žiareniu. Matrac je možné utrieť suchou handričkou.

### POZOR!

Frekvencia čistenia matraca závisí od mnohých faktorov. Nedovoľte, aby matrac zvlhol. Matrac je potrebné ihneď umyť, ak je na povrchu viditeľný mastný povlak (napr. po použití krémov alebo liečivých masť). Príliš zriedkavé čistenie matraca a zlá údržba môže poškodiť povrch matraca.

## SKLADOVANIE

1. Matrac položte naplocho.
2. Odpojte vzduchové kanály od matraca.
3. Rolujte matrac od hlavy k nohám (smerom k výstupom vzduchu).

## PREHĽAD

1. Skontrolujte opotrebovanie napájacieho kábla a zástrčky.
2. Skontrolujte povrch matraca, či nie je opotrebovaný, tvrdý alebo poškodený. Uistite sa, že matrac a káble sú správne pripojené.
3. Skontrolujte, či nie sú poškodené spoje hadičiek.
4. Skontrolujte správnu činnosť čerpadla. Prietok vzduchu by sa mal meniť medzi výstupmi každých 1/2 cyklu.

## PREDPOKLADANÁ ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

Výrobok bude poskytovať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku počas záručnej doby pri používaní a údržbe v súlade s návodom na obsluhu výrobcu. Výrobca odporúča súpravu skontrolovať a opraviť autorizovaným servisným strediskom len v prípade, že zariadenie vykazuje známky opotrebovania alebo pri podozrení na nesprávnu obsluhu zariadenia. V ostatných prípadoch sa servis alebo kontrola zariadenia vo všeobecnosti nevyžaduje.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Bez energie	Skontrolujte, či je zástrčka zasunutá do zásuvky s napätím. Skontrolujte funkčnosť poistiek (ak sú k dispozícii).
Matrac je príliš mäkký	Skontrolujte správne pripojenie vzduchových potrubí ku kompresoru a matracu. Ak má kompresor reguláciu tlaku, zvýšte tlak. Skontrolujte tesnosť matraca a skontrolujte, či povrch nie je prepichnutý alebo prasknutý. <b>POZNÁMKA: Kompresor musí byť zapnutá vždy, keď sa matrac používa.</b>
Z času na čas je počuť hluk z kompresora	Toto je normálne. Keď je jedna zo sekcií vyprázdnená, vzduch uniká cez čerpadlo, čo môže byť počuteľné.
Časť matraca nie je nafúknutá	To je normálne, keď je jedna časť nafúknutá a druhá nie. Po polovici cyklu, t.j. 6 minútach, by sa malo nafukovanie sekcií zmeniť. Ak sa neustále nafukuje iba jedna časť, môže to znamenať netesnosť matraca alebo poškodenie kompresora.

Ak vám vyššie uvedené tipy nepomôžu vyriešiť problém, kontaktujte priamo miestneho zástupcu. Pravdepodobne budete musieť kontaktovať technickú službu.

### POZOR!

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa vybrať puzdro. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný servis výrobcu.

**POZOR!**

Sada obsahuje náhradnú priehradku. Ak spozorujete netesnosť v matraci, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

ZOZNAM	ŠPECIFIKÁCIE KOMPRESORA
Model	Antidekubitná matracová pumpa BioFlote™ 3000
Zdroj	230V/50Hz
Ochran	1A
Rozmery kompresora v cm	27 x 11 x 9,5
Hmotnosť kompresora	1,2 kg
Spotreba energie	7 W
Trvanie cyklu	10 ~ 12 min.
Rozsah tlaku	40 mmHg – 100 mmHg
Účinnosť kompresora	5 litrov/min.

ZOZNAM	ŠPECIFIKÁCIE MATRACA
Model	BioFlote™ 3000
Typ	Komorový (18 vzduchových komôr)
Rozmery matraca v cm	198 x 88 x 11 – po nafúknutí
Hmotnosť matraca	4,8 kg
Maximálna hmotnosť užívateľa	130 kg
Materiál	Nylon/polyvinylchlorid
Farba	Modrá
Teplota okolia	Prevádzková teplota: 5 °C ~ 40 °C

Okolité relatívna vlhkosť Prevádzka: 15%~90%, Skladovanie: 10%~90% Doprava: 10%~90%	Atmosférický tlak 40 mmHg – 100 mmHg
Okolité relatívna vlhkosť Prevádzka: 15%~90%, Skladovanie: 10%~90% Doprava: 10%~90%	Atmosférický tlak 40 mmHg – 100 mmHg

**POZNÁMKA**

1. Vyššie uvedené technické údaje platia na všetkých miestach s rovnakými parametrami elektriny.
2. Pre ďalšie technické dokumenty kontaktujte svojho dodávateľa.
3. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami.

**PRÍLOHA A: INFORMÁCIE O EMC****Návod a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie:**

Toto zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Používateľ tohto zariadenia by mal zabezpečiť jeho používanie v takomto prostredí.

Emisný test	Kompatibilita	Elektromagnetické prostredie – typy
RF emisie CISPR 11	Skupina 1	Zariadenie využíva RF energiu iba na interné funkcie. Preto sú RF emisie veľmi nízke a nemôžu spôsobiť žiadne rušenie zariadení elektronické zariadenia v blízkosti.
RF emisie CISPR 11	Trieda A	
IEC61000-3-2 harmonické emisie	Trieda A	Zariadenie je vhodné na použitie vo všetkých miestnostiach, vrátane domácich miestností a byť pripojený na verejnú elektrickú sieť nízkeho napätia.

**Návod a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť:**

**Toto zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Používateľ tohto zariadenia by mal zabezpečiť jeho používanie v takomto prostredí.**












Test imunity	IEC60601 Testovacia úroveň		Kompatibilita	Elektromagnetické prostredie – typy
Elektrostatický výboj (ESD) IEC61000-4-2	±6kV kontakt ± 8kV vzduch		±6kV kontakt ±8kV vzduch	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo keramické. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť by mala byť pri aspoň 30%
Rýchle elektrické rozpady / séria IEC61000-4-4	±2kV pre elektrické vedenie ±1kV pre vstupné/výstupné vedenia.		±2kV pre elektrické vedenie ±1kV pre vstupné/výstupné vedenia.	Kvalita napájania by mala byť typická (nie ako pre priemysel alebo nemocnice)
IEC61000-4-5 vlna	±1kV vedenia - vedenia ±2kV vedenia - zem		±1kV vedenia - vedenia	Kvalita napájania by mala byť typická (nie ako pre priemysel alebo nemocnice)
Poklesy napätia, krátke prerušenia a zmeny napätia na elektrických vedeniach IEC61000-4-11	<5% UT (>95% skok v UT) na 0,5 cyklu 40% UT (60% skok v UT) na 5 cyklov 70% UT (30% skok v UT) na 25 cyklov <5% UT (>95% skok v UT) na 5 sekúnd			Kvalita napájania by mala byť typická (nie ako pre priemysel alebo nemocnice). Ak chce používateľ neprerušovanú a prevádzku zariadenia, mal by získať nejaké trvalé napájanie alebo batérie..
Frekvencia výkonu (50/60Hz) magnetické pole IEC6100-4-8	3A/m	3A/m		Frekvenčný výkon magnetického poľa by mal byť na úrovni charakteristických neobvyklých miest v typickom prostredí Priemyselného alebo nemocničného
POZNÁMKA: UT je napájacie napätie striedavého prúdu. pred testovaním				





**Návod a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť:**

**Toto zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Používateľ tohto zariadenia by mal zabezpečiť jeho používanie v takomto prostredí.**

TEST ODOLNOSTI	IEC60601 Testovacia úroveň	Zhodnosť	Elektromagnetické prostredie – typy
RF navádzanie IEC 61000-4-6	3Vrms 150kHz do 80MHz poza pasmo ISM <sup>a</sup>	3Vrms	Prenosné a mobilné RF zariadenie by sa nemalo používať bližšie k žiadnej časti zariadenia vrátane káblov, ako je odporúčaná vzdialenosť vypočítaná na základe rovnica vhodná pre frekvenciu vysielateľa. Odporúčaná vzdialenosť: $d = \begin{cases} \sqrt{\frac{3,5}{f}} \sqrt{P} & \text{od 150kHz do 80MHz} \\ \sqrt{\frac{3,5}{f}} \sqrt{P} & \text{od 80MHz do 800MHz} \\ \sqrt{\frac{3,5}{f}} \sqrt{P} & \text{od 800MHz do 2.5GHz} \end{cases}$
RF žiarenie IEC 61000-4-3	3V/m 80MHz do 2,5GHz	3V/m	<sup>[20]</sup> kde P je maximálny menovitý výkon vysielateľa vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielateľa a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m).b  Intenzita poľa z pevných RF vysielateľov, ako je určená elektromagnetickým poľom miesta, by mala byť nižšia ako úroveň zhody pri akejkoľvek frekvencii kolísania. V blízkosti označených zariadení môže dochádzať k rušeniu nasledujúci symbol:

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte sa
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	diely typu BF

	Ochranné zariadenie triedy II
<b>IP21</b>	Ochrana proti pevným predmetom 12,5 mm a väčším. Ochrana proti vertikále - padajúce kvapky vody
	Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou (WEEE) a poľským zákonom o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Toto označenie informuje o tom, že toto zariadenie by malo byť po dobe používania vrátené do miesta spracovania odpadu z elektrických zariadení
	Nerezať
	Recyklácia

VÝROBCA  
 Reha Fund Sp. z o.o.  
 ul. Staniewicka 14  
 03-310 Warszawa, Poľsko  
 tel. 48 22 59 40 300  
 fax. 48 22 59 40 307  
 e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

DOVOZCA  
 SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
 Polárna 6  
 040 12 Košice  
 t.č.: 055/62 229 25  
 e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)



verzia 1.2  
 vydané: 02/2021



**ZÁRUČNÝ LIST**  
**PNEUMATICKÝ ANTIDEKUBITNÝ MATRAC BioFlote TM3000**

<b>Model:</b>	<b>Výrobné číslo</b>	<b>Dátum predaja:</b>	<b>Podpis a pečiatka predajcu</b>

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na matrac a kompresor sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je dodanie čistého, kompletného výrobku so správne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe (účtenka, faktúra s DPH). Nedostatok dokumentov alebo doručenie kontaminovaného produktu má za následok pozastavenie alebo odmietnutie posudzovania reklamácie.
4. Reklamácie sú vybavované bezodkladne v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru do servisného strediska. Ak sú diely potrebné na opravu dovezené zo zahraničia, môže sa táto lehota predĺžiť, o čom bude kupujúci informovaný.
5. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že matrac a kompresor boli používané v súlade s ich účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
6. Servisné stredisko má právo odmietnuť záručnú opravu, ak je záručný list nečitateľný alebo boli zmenené alebo opravené údaje.
7. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti súvisiace s údržbou, čistením, používaním, skladovaním a úpravou výrobku popísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenia, napr.
  - poškodenie vyplývajúce z používania výrobku v rozpore s návodom na použitie, z nedbanlivosti, vykonávania nezávislých opráv, úprav, zmien dizajnu a vyplývajúce z náhodných udalostí.
8. Pred vrátením zariadenia autorizovaným servisným technikom je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
9. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
10. V prípade neoprávnenej reklamácie (výrobok je funkčný) alebo ak je škoda spôsobená vinou užívateľa, všetky náklady súvisiace s prerokovaním reklamácie znáša reklamujúca strana, napr.
11. Vykonanie akýchkoľvek opráv alebo úprav bez nahlásenia autorizovanému servisnému stredisku bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv.
12. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
13. Záruka na predávaný tovar nevyučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplnený servisným strediskom)**

	<b>Dátum nahlásenia</b>	<b>Výrobné číslo</b>	<b>Popis závady /rozsah opravy</b>	<b>Dátum vykonania opravy</b>	<b>Pečiatka servisu a podpis servisu</b>
1.					
2.					