



THUASNE

WINGS
FOR YOUR HEALTH



ORTOPÉDIA

SKUPINA THUASNE MÁ 170 ROKOV

Skupina **THUASNE** čerpá zo svojho know-how už viac ako 170 rokov, aby vytvorila, vyvinula a vyrobila také zdravotnícke pomôcky, ktoré by umožnili všetkým pacientom a spotrebiteľom stať sa aktívnymi hráčmi vlastného zdravia.

Využitím spoločnej histórie 6 generácií podnikateľov, predstaviteľov rodiny a zakladateľov, **THUASNE** ponúka konkrétne jednoduché prispôsobené a inovatívne zdravotné riešenia na zlepšenie pohyblivosti ľudského tela vo viac ako 85 krajinách.

Naše odborné znalosti sú zamerané na pacientov v oblasti **ortopédie** (pásy, ortézy), **kompresívnej terapie** (flebológia, lymfológia, liečba rán), zdravia žien (prsňové epitézy, spodná bielizeň) a **následnej starostlivosti**.



Autori fotografií:
Studio Caterin
Thierry Malty
Jimmy Delpire
Thuasne Fotoflex
Martin Colombet
Thierry Bouet
MathewsonStudios
Shutterstock

THUASNE, dnes predstavuje...



2,200
zamestnancov
po celom svete



Obrat
223 miliónov
Euro v roku 2018



40 %
predaja uskutočneného
na medzinárodných
trhoch



obchodné zastúpenie
v 85 krajinách



14
výrobných závodov
v Európe a v USA



22,000
profesionálnych zákazníkov



30 až 40
nových produktov ročne
uvedených na trh



ortéza THUASNE predaná každé
2 sekundy
niekde vo svete



15 miliónov
kilometrov upletených
vlákien



5 000
kilometrov vyrobenej
tkaniny ročne

“

Spoločnosť **THUASNE** siaha do sveta medicíny, materiálov a digitálnych technológií, vytvára a distribuuje zdravotnícke pomôcky, ktoré umožňujú všetkým pacientom a spotrebiteľom stať sa aktívnymi hráčmi vlastného zdravia. Rok čo rok naše spoločné úsilie pomáha lepšie manažovať mnohé chronické ochorenia (bolesti chrbta, muskuloskeletálne ochorenia a poškodenia, chronická venózna nedostatočnosť (CHVI), lymfedém, atď) pomocou neinvazívnych terapeutických riešení.

”

Elizabeth Ducottet
CEO




Označenie « **Made in Thuasne** »

Schopnosť plne kontrolovať každý krok v hodnotovom reťazci

Pretože sa spoločnosť THUASNE zaviazala poskytovať tak pacientom ako aj zdravotníckym odborníkom účinné, vysokokvalitné produkty, svoj zámer dodržiava v každom kroku. Všetky produkty sú navrhnuté, vyrobené a distribuované s využitím vlastných najmodernejších technológií v súlade s rozsiahlymi dlhoročnými skúsenosťami.



Nápad



Tvorba



Výroba




Kontrola
kvality




Vybavenie
objednávky




Doručenie



Integrovaný silikónový úplet
pre dobrú podporu




Priepustný úplet pre
lepšiu priepustnosť (odparovanie potu)




Pevný, hustý úplet pre kompresívny
účink a lepšiu odolnosť



Úchyt bez kompresie
pre jednoduché nasadenie



Úplet so záhybmi a nižšou
kompresiou pre voľnejší
pohyb



Ľahší, nekompresívny úplet, pre väčšie
pohodlie v podkolennej jamke, či pri
laktovom ohybe, atď.

Pletiarske znalosti v prospech pacientov

Pretože všetky výrobky skupiny THUASNE sú určené výhradne pacientom, ortézy vyrobené z úpletu sú navrhnuté výhradne na základe odborných znalostí na zvýšenie účinnosti, pohodlia a v súlade s liečebnými postupmi.

Sú **účinné** vďaka svojim kompresívnym vlastnostiam, obnovujú propriocepciu a zlepšujú krvný obeh.


Sú **pohodlné** vďaka svojej priepustnosti a špecifickému úpletu (rôzne techniky a zóny pohodlia).

Sú **bezpečné** vďaka svojim hypoalergickým vlastnostiam, dizajnu bez latexu a ich pružnosti, čím nevytvárajú turniketový efekt (nedochádza k obmedzeniu cirkulácie krvi).

OBSAH

Meranie rozmerov	07
Klinické štúdie	08
Termoterapia	16
Chrbtica	19
Krk	33
Rameno	39
Zápästie, palec a lakeť	45
Koleno	57
Členok	75
Noha	87
Detský sortiment	95
THUASNE Sport	98
Iný sortiment	102

MERANIE ROZMEROV



CHRBÁT

Merajte pás na úrovni pupka

Merajte obvod bokov

Merajte vzdialenosť medzi vrcholom bedier a solárnym pletencom (Solar plexus)

Merajte obvod cez prsia pod pazuchami v najširšom bode

KRK

Merajte obvod krku

Merajte výšku krku, hlava vzpriamená, od priedušnice (trachea) po bradu

RAMENO

Merajte dĺžku medzi ohybom lakťa a základňou prstov

LAKEŤ

Merajte obvod končatiny na úrovni bicepsu

Merajte obvod pod lakťom X cm

ZÁPÄSTIE

Merajte obvod zápästia

Merajte šírku palca na úrovni druhého falangu

Merajte obvod prsta na nechtovej základni

Merajte vzdialenosť od špičky poraneného prsta po zápästie

KOLENO

Merajte obvod kolena cez stred jabĺčka, koleno mierne pokrčené

Merajte obvod stehna v najširšom mieste alebo X cm nad kolenom

Merajte obvod stehna X cm nad kolenom a obvod lýtky Y cm pod kolenom

Merajte šírku kolena

Merajte výšku

Merajte vzdialenosť od zeme po rozkrok

ČLENOK

Merajte obvod členka nad klbom

Merajte obvod priehlavku

Merajte veľkosť chodidla, číslo topánky

Všetky produkty uvedené v tomto katalógu sú zaradené podľa klasifikácie zdravotníckych pomôcok v triede I. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Indikácie produktov sú dostupné priamo na stránkach produktov, alebo sú zosumarizované na stránkach 35, 41, 46, 47, 58, 59, 76, 77, 87 a 95. Kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia pri používaní, ak sú závažné, sú tiež špecifikované pre každú zdravotnícku pomôcku. Aktualizácia: November 2018

ZNÍŽENIE BOLESTI A RÝCHLY NÁVRAT K PÔVODNÝM AKTIVITÁM

používaním driekového pásu

Účinnosť **Lombacross Activity** driekového pásu pri subakútnej bolesti spodnej časti chrbta

Multicentrická otvorená
randomizovaná klinická štúdia¹

Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) : 215-220

➤ Cieľ:

Klinické a ekonomické vyhodnotenie podporného driekového pásu THUASNE

➤ Metodika:

197 pacientov trpiacich bolesťami spodnej časti chrbta bolo sledovaných 44 lekármi po dobu 3 mesiacov



SKUPINA 1	SKUPINA 2
S1 102 pacientov s bolesťami spodnej časti chrbta liečených pomocou driekového pásu Lombacross Activity® a medikamentóznou liečbou	S2 95 pacientov s bolesťami spodnej časti chrbta liečených ich zvyčajnou liečbou bez driekového pásu


4 hlavné výsledky

- ✓ Rýchlejší a výraznejší **pokles intenzity bolesti**
- ✓ Rýchlejšia a rozsiahlejšia **funkčná regenerácia**
- ✓ Priemerná **úspora nákladov na liečbu predstavuje 200 €**²
- ✓ **Vysoká spokojnosť pacientov** s používaním pásu: až 93,7%

AKTUÁLNE
KLINICKÉ
BENEFITY


VÝVOJ SKÓRE EIFEL* MEDZI D0 A D90

*Skóre EIFEL: Stupnica funkčného postihnutia na určenie bolesti spodnej časti chrbta



VÝVOJ SKÓRE VAS* MEDZI D0 a D90

*Skóre VAS: Vizuálna analogická stupnica



ÚČINOK POROVNANÝ S AKTIVITOU BRUŠNÝCH SVALOV s a bez používania mäkkého driekového pásu pri chronických bolestiach spodnej časti chrbta

CL. HAMONET, C. MEZIERE - Rhumatologie, 1993.45, 7, 165-170

V **92 %** prípadoch
bola svalová aktivita udržiavaná
alebo vzrástla



Dlhodobé prerozdelenie
svalovej aktivity

1. Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) :215-221.
2. Porovnané s odhadovanými nákladmi na liečbu v kontrolnej skupine.
3. Minimálna hladina významnosti hodnoty p je 0,05. Čím je hodnota p nižšia, tým vyššia je štatistická významnosť výsledkov štúdie.

ZNÍŽENIE BOLESTI V NAJČASTEJŠÍCH SITUÁCIÁCH KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

nosením špeciálneho tehotenského pásu

Tehotenstvo a bolesti panvového pletenca: analýza účinkov tehotenského pásu na bolesť

Bertuit J, et al. J Clin Nurs. 25 mai 2017. DOI.10.1111/jocn.13888. Pregnancy and pelvic girdle pain: analysis of pelvic belt on pain.



Randomizovaná štúdia¹

46 tehotných žien - priemerné sledovanie 9 týždňov

SKUPINA A

38 tehotných žien trpiacich panvovými bolesťami, ktoré nosili tehotenský pás. Táto skupina bola rozdelená do dvoch náhodných skupín:

A1: Tehotné ženy, ktoré nosili **Ortel P**

A2: Tehotné ženy, ktoré nosili **LombaMum®**

SKUPINA B

Tehotné ženy trpiace panvovými bolesťami, ktoré nenosili žiadny pás

Preukázané

V priemere po 9 týždňoch používania:


- ✓ **Zníženie intenzity celkovej bolesti** o 20 mm
- ✓ **Zníženie intenzity sakroiliakálnej bolesti** o 20 mm
- ✓ **Zníženie počtu žien hlásiacich bolesť** počas chôdze alebo dlhodobého sedenia či státia
- ✓ **Zníženie počtu žien hlásiacich** difúznou alebo hlbokú bolesť

AKTUÁLNE KLINICKÉ BENEFITY

1. Bertuit J, et al. J Clin Nurs. 25 mai 2017. DOI.10.1111/jocn.13888. Pregnancy and pelvic girdle pain: analysis of pelvic belt on pain.

Vývoj skóre VAS* medzi 2. (T2) a 3. (T3) trimestrom tehotenstva

*Skóre VAS: Vizuálna analogická stupnica



ŠTATISTICKY VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE CELKOVEJ BOLESTI v priebehu času v skupine, ktorá nosila tehotenský pás

Vývoj % zastúpenia žien hlásiacich bolesť v určitých situáciách každodenného života medzi 2. a 3. trimestrom tehotenstva

Príznaky	S pásom	Bez pásu
Bolesť počas chôdze	- 37 %	1 %
Bolesť pri dlhodobom státi	- 42 %	- 25 %
Bolesť pri dlhodobom sedení	- 37 %	- 25 %

ŠTATISTICKY VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE BOLESTI U ŽIEN V %, ktoré hlásili bolesti v bežných životných situáciách

2. Minimálna hladina významnosti hodnoty p je 0,05. Čím je hodnota p nižšia, tým vyššia je štatistická významnosť výsledkov štúdie


ZDOKONALENÁ FUNKCIA A PEVNOSŤ kolena použitím ortézy na liečbu osteoartrózy obsahujúcej off-loading systém.

Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic KOLENO. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics. 28(4):173-179, Oct 2016.

Cieľ

Vyhodnotiť zmenu biomechaniky kolena, jeho klinický efekt a účinok ortézy na funkciu počas používania ortézy **RebelReliever®**.

Návrh štúdie:




Výsledky


Účastníci

n = 15		
Priemerný vek (rokov)	55 (39 - 70)	
Pohlavie	12 mužov 3 ženy	
Priemerná hodnota BMI (kg/m²)	25 (24 - 49)	
štádium gonartrózy podľa Kellgren – Lawrence (%)	štádium II	20 %
	štádium III	67 %
	štádium IV	13 %

Addukčný moment kolena (Nm/kg)



Výsledky dotazníkov



Záver




Účinnosť a bezpečnosť ortézy RebelReliever® použitej pri liečbe pacientov s osteoartrózou kolena ROTOR study

Effect of unloading brace treatment on pain and function in patients with symptomatic knee osteoarthritis: The ROTOR randomized clinical trial. Thoumie P. et al, Scientific Reports (2018) 8:10519.

Cieľ:

Zhodnotiť účinnosť kolennej ortézy RebelReliever® v kombinácii so štandardnou liečbou počas 6 týždňov liečebnej doby na pacientoch s mediálnou gonartrózou.


Návrh štúdie:




Výsledky ÚČASTNÍCI

	Skupina RebelReliever® (n=32)	Kontrolná skupina (n=35)
Priemerný vek (rokov)	64,8 ± 11,7	66,6 ± 7,2
Ženy (%)	75	57,1
Priemerná hodnota BMI (kg/m²)	29,2 ± 4,4	28,1 ± 5,1
priemerné trvanie OA (v rokoch)	8,4 ± 6,8	8,9 ± 7,4
štádium II	31,2	20,0
štádium III	46,9	62,9
štádium IV	21,9	17,1


Vývoj skóre bolesti




Zníženie priemernej bolesti



Lequesnov algofunkčný index



Škála celkového klinického dojmu (CGI)



Záver

Prevaha kolennej ortézy RebelReliever® + štandardnej liečby versus len čisto štandardnej liečby bola preukázaná. Kombinácia kolennej ortézy RebelReliever® so štandardnou liečbou priniesla pacientom významné výhody a predstavuje vysoko účinnú nefarmakologickú liečbu osteoartrózy kolena.

Argicalm

Viacúčelové, opakovane použiteľné vrečko plnené ílom

7200

Úľava od bolesti

Liečba
teplom



Liečba
chladom



Odporúča sa



Liečba teplom:

Bolesti chrbta, kĺbov a stuhnutosť svalstva, krčkov
Torticollis, bolesti brucha



Liečba chladom:

Vyvrtnutie, zápal šliach, bolesti zubov, podliatiny
a opuchy, presilnenie svalstva a výrony, migréna,
bolesti očí, artritída

ZAPAMÄTAJTE SI

Prispôsobivosť:

Hustota ílu zabezpečuje ľahké
prispôsobenie sa postihnutému miestu.

Praktické použitie:

Všetky potrebné informácie o použití
sú vytlačené na produkte.

Pohodlie:

Opakovane použiteľné umývateľné vrečko
s ochranným, na dotyk zamatovým obalom.
Elastický univerzálny pás so suchým zipsom.

Veľkosť	Doporučené použitie	Rozmer (cm)
Size 1 DETSKÁ	Zápästie - Lakeť - Tvár	19 x 11
Size 2	Členok - Lakeť - Kolená	26 x 13
Size 3	Kolená - Chrbát - Brucho	30 x 20
Size 4	Krk - Ramená - Chrbát	43 x 17

Extra tip
!

Univerzálny
pás so suchým
zipsom.



Prichytený jeden koniec o druhý



Prichytený na našivku




CHRBTICA

CHRBTICA


DRIEKOVÉ PÁSY: AKÉ SÚ ICH VÝHODY?

1 Uvoľnenie driekovej oblasti

Zvýšením vnútrobrušného tlaku.
Úľavou od bolesti vďaka kompresívnemu materiálu.



Opätovným vyrovnaním záťaž na medzistavcové platničky.



2

Korekcia správneho postoja

Obmedzením rozsahu pohybu pás pacientovi zabezpečuje vyhýbať sa extrémnym pohybom, ktoré môžu byť škodlivé pre jeho chrbticu.



3

Čím skôr rozpohybovať a znížiť obavy z každodenných aktivít



Vedeli ste, že... ?

1500
chrbát je zafarbovaný 1500-krát denne.

80%
Francúzov trpelo bolesťou chrbta aspoň 1x v živote! Týka sa to aj Vás?

Pohyb

je odporúčaná liečba Francúzskym národným inštitútom pre liečbu bolesti spodnej časti chrbta.

AKO VYBRAŤ SPRÁVNY DRIEKOVÝ PÁS

Výber správneho pásu pre pacienta s bolesťami spodnej časti chrbtice zahŕňa tri hlavné kroky:

1 ROZHOVOR S PACIENTOM

Pre lepšie pochopenie potrieb pacienta je potrebné zistiť pôvod bolesti a poznať jeho životný štýl.


2 ODOBRANIE ROZMEROV

Aby sme vybrali správnu veľkosť pásu, je potrebné zmerať centrálny obvod pacienta (obvod pásu vo výške pupku).



3 SPRÁVNE NASADENIE

Je nevyhnutné, aby pacient skúšal pás v sede aj v stoji a aby si prispôbil chrbtové výstuže, čím bude mať zabezpečené pohodlie pri nosení pásu a budú dodržané liečebné odporúčania.



Dobré vedieť!

Výstuže je potrebné prispôbiť zakriveniu chrbtice pacienta.



Nakladanie pásu musí byť vykonané za účasti zdravotníckeho pracovníka.

CHRBTICA


Ktorý pás na akú diagnózu

BACK

Aká
PRESKRIPCIA ?

Aký
PACIENT ?

DRIEKOVÝ PÁS




Viac špecificky navrhnutých pásov na korekciu postoj alebo pre liečbu hrudno-brušných ťažkostí nájdete na nasledujúcich stranách

LombaStab

Driekový pás, ktorý sa prispôsobuje
pacientovi počas celého dňa

0854 01 (21 cm) - 0853 01 (26 cm)



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta
v akútnej fáze alebo na zabránenie recidív

TYP PACIENTA

S bolesťami spodnej časti chrbta a vykonávanou
zmiešanou až významnou fyzickou aktivitou, napr.
zamestnanie vyžadujúce si pohyb a fyzickú námahu
Pacient, ktorého aktivity vyžadujú dlhodobé státie
alebo má ťažkosti s dotahovaním pásu (starší pacienti
a pacienti postihnutí artritídou)

ZAPAMÄTAJTE SI



Možnosť rovnomernej kompresie
a jednoduchého rýchleho prispôbe-
nia vďaka dotahovaciemu systému
Quick Lacing System



2 upínacie spony a 1 šnúrka
na nastavenie pásu v závislosti
od bolesti alebo stupňa
požadovanej podpory




Konštantná ľahkosť a možnosť
voľného pohybu vďaka
anatomickému dizajnu

Dobrá podpora vďaka kombina-
nému účinku podložiek a výstuží
v driekovej oblasti



Jednoduchá
údržba



- 1 75 - 95 cm
- 2 90 - 110 cm
- 3 105 - 125 cm
- 4 120 - 140 cm

LombaSkin Kód ZP J83502

Diskrétny a odl'ahčený driekový pás

0871 02 (21 cm) - 0870 02 (26 cm)

ODPORÚČA SA PRI


Nešpecifických bolestiach
spodnej časti chrbta
v akútnej fáze alebo
na zabránenie recidív

TYP PACIENTA

S bolesťami spodnej časti
chrbta a vykonávanou
miernou fyzickou aktivitou,
napr. administratívny
pracovník so sedavým
zamestnaním




ZAPAMÄTAJTE SI



Pohodlie: Efekt druhej kože
vďaka bezšvovému vyhotoveniu



Diskrétny a ľahký:
Veľmi tenký materiál pod ode-
vom takmer neviditeľný




Priedušný: Môže byť nosený
priamo na pokožke celý deň,
vďaka tkanine **Combitex**



Jednoduchá údržba



- 0 60 - 70 cm
- 1 71 - 86 cm
- 2 87 - 102 cm
- 3 103 - 121 cm
- 4 122 - 140 cm



Extra tip
!

Na úľavu
od bolesti
odporúčte
Argicalm
v 4 veľkostiach



Získajte viac informácií
z nášho videa:





LombaTech® Kód ZP J86976

Driekový pás, ktorý sa prispôsobuje
rôznym morfológiám chrbtice
0852 02 (21 cm) - 0851 03 (26 cm)



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta
v akútnej fáze alebo na zabránenie recidívy

TYP PACIENTA

Pacient s atypickou postavou
Pacient s vykonávanou zmiešanou fyzickou aktivitou

ZAPAMÄTAJTE SI




1 Prispôsobenie sa pohybu tela
vďaka oddeleným výstužiam




2 Presné zacielenie bolesti vďaka
prídavnému odnímateľnému pásu




3 Priedušný: môže byť nosený priamo
na pokožke celý deň, vďaka
tkaninám Combitec® a Coolmax®



**Optimalizovaný strih vhodný pre
každý typ postavy,** vďaka nastaviteľ-
nej patentovanej chrbtovej časti
Dostupný až do obvodu pásu **160 cm**



**Jednoduchá
údržba**



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 60 - 75 cm |
| 2 | 76 - 94 cm |
| 3 | 95 - 115 cm |
| 4 | 116 - 140 cm |
| 5 | 140 - 160 cm |

Získajte viac informácií
z nášho videa:



Lombacross Activity Kód ZP J39137

Spevnený driekový pás
0836 01 (21 cm) - 0835 03 (26 cm)



Pozri
KLINICKÉ
ŠTÚDIE
strany 8-9

Extra tip
!

Na úľavu
od bolesti
odporúčte
Argicalm
v 4 veľkostiach



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta
v akútnej fáze alebo na zabránenie recidívy

TYP PACIENTA

S bolesťami spodnej časti chrbtice, ktorý vykonáva
fyzickú aktivitu vysokej intenzity, napr. robotník,
pracovník v sklade.

ZAPAMÄTAJTE SI

Zosilnená podpora prispôbena bolesti
vďaka prídavnému pásu s vysokou kompresiou

Pohodlie počas nosenia vďaka
anatomickému tvaru v oblasti bedier
a rebier

Priedušný: môže byť nosený priamo
na pokožke celý deň, vďaka tkanine Combitec®
Jednoduchá údržba, možno prať
v práčke pri 30° C

Získajte viac informácií
z nášho videa:




	21 cm	26 cm
1 52 - 62 cm	Biela	Biela
2 63 - 74 cm	Čierna	Čierna
3 75 - 89 cm	Čierna	Čierna
4 90 - 105 cm	Čierna	Čierna
5 106 - 120 cm	Čierna	Čierna
6 121 - 140 cm	Čierna	Čierna

LombaMum'® Kód ZP J87658

Driekový postoj korigujúci tehotenský pás
0805 01

Pozri
KLINICKÉ
ŠTÚDIE
strany 10-11



ODPORÚČA SA PRI

Bolestiach driekovej chrbtice, panvy, na sakroiliakálne bolesti tehotných žien


ZAPAMÄTAJTE SI



Nastaviteľný počas celej gravidity vďaka dvom prídavným pásom




Podpora prispôsobiteľná rôznym fázam tehotenstva vďaka 2 bočným podporným popruhom



Pohodlie pri nosení vďaka podšívke z bambusových vlákien



Jednoduchá údržba



1 82 - 125 cm

Ortel P

Panvový pás

Kód ZP J79203 | 2740 01



ODPORÚČA SA PRI

panvových bolestiach, sakroiliakálnych bolestiach alebo bolesti symfýzy


ZAPAMÄTAJTE SI

Extra silná podpora vďaka elastickej tkanine a prídavného pásu

Nastaviteľná úroveň kompresie vďaka prídavnému dotahovaciemu pásu

Pohodlie pri nosení vďaka príjemnej mäkkej froté podšívke

Možnosť **prať v práčke** pri 30 °C



1 83 - 89 cm

2 90 - 96 cm

3 97 - 105 cm

4 106 - 114 cm

5 115 - 125 cm

6 126 - 136 cm

LombaxActivity

Pás pre profesionálov, ktorí vykonávajú manuálnu prácu

0850 02



1 76 - 90 cm

2 91 - 110 cm

3 111 - 125 cm

ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta a na zabránenie recidív

TYP PACIENTA

Pacient s vysokou fyzickou záťažou (robotník) - príležitostné použitie

ZAPAMÄTAJTE SI

Ideálna podpora počas fyzickej námahy vďaka prídavnému zosilnenému pásu

Vysoká podpora a pevnosť vďaka tkanine Lombax®

Praktické použitie v profesionálnom prostredí vďaka odnímateľným trakom

Možnosť **prať v práčke** pri 30° C

Lombacross

Ergonomický podporný driekový pás

0830 04



1 52 - 62 cm

2 63 - 74 cm

3 75 - 89 cm

4 90 - 105 cm

5 106 - 120 cm

6 121 - 140 cm

Čierna

Béžová

ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta v akútnej fáze

TYP PACIENTA

Pacient, ktorý vykonáva miernu fyzickú aktivitu

ZAPAMÄTAJTE SI

Funkčná svalová simulácia v zadnej časti vďaka prekríženým elastickým popruhom

Priedušný: môže byť nosený priamo na pokožke celý deň, vďaka tkanine Combitec

Zosilnené okraje zvyšujú podporu chrbta

Lombax Kód ZP J79202

Referenčný podporný driekový pás

0824 05



1 60 - 85 cm

2 86 - 112 cm

3 112 - 140 cm

ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta a na zabránenie recidív

TYP PACIENTA

Pacient so strednou fyzickou záťažou - príležitostné použitie

ZAPAMÄTAJTE SI

Silná elastická kompresia a pevnosť vďaka tkanine Lombax®

Jednoduché nasadenie vďaka dvojdielnemu upínaciemu systému


Väčšie pohodlie a priedušnosť vďaka chrbtovej výstuži a 3D úpletu

Možnosť **prať v práčke** pri 30° C

Lombacross

Anatomicky tvarovaný podporný driekový pás

0830 05



1 52 - 62 cm

2 63 - 74 cm

3 75 - 89 cm

4 90 - 105 cm

5 106 - 120 cm

6 121 - 140 cm

Bielá

ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta v akútnej fáze

TYP PACIENTA

Pacient, ktorý vykonáva miernu fyzickú aktivitu

ZAPAMÄTAJTE SI

Funkčná svalová simulácia v zadnej časti vďaka prekríženým elastickým popruhom

Priedušný: môže byť nosený priamo na pokožke celý deň vďaka tkanine Combitec

Anatomický tvar umožňujúci voľný pohyb bedier a rebier

Zvýšené pohodlie v oblasti chrbta kombináciou

zamatu a peny

Možnosť **prať v práčke** pri 30° C

Dynacross

Funkčný driekovo-brušný
podporný pás

Kód ZP J39140 | 7680 05



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej
časti chrbta

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružná podpora v zadnej časti
Funkčná svalová simulácia
v zadnej časti vďaka prekriženým
elastickým popruhom
Dobrá priedušnosť: môže byť
nosený priamo na pokožke celý deň,
vďaka tkanine Combitec
Mechanizmus účinku: spevňuje
hlboký stabilizačný systém chrbtice
a postoj

	26 cm
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm

Dynacross
activity

Zosilnený driekovo-brušný
podporný pás

Kód ZP J39139 | 7685 01



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej
časti chrbta

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružná podpora vďaka pružnej
zadnej výstuži
Funkčná svalová simulácia
v zadnej časti vďaka prekriženým
elastickým popruhom
Nastaviteľná kompresia vďaka
prídavnému pásu na zosilnenie
podpory v závislosti od bolesti
Dobrá priedušnosť: môže byť
nosený priamo na pokožke celý deň,
vďaka tkanine Combitec®

	26 cm
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm

Ortelcross

Funkčný driekový pás

Kód ZP J39138 | 4050 01



ODPORÚČA SA PRI

Nešpecifických bolestiach spodnej
časti chrbta

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružná podpora vďaka
pružnej zadnej výstuži
Funkčná svalová simulácia
v zadnej časti vďaka prekriženým
elastickým popruhom
Zvýšené pohodlie vďaka
priedušnej elastickej tkanine

	24,5 cm
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm

Lombax High

Kód ZP J39142

Vysoký hrudno-driekový podporný pás

0843 03



	35 až 40 cm
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm

ODPORÚČA SA PRI

Korekcii postoja a/alebo bolesti hrudnej chrbtice

ZAPAMÄTAJTE SI


Vysoká podpora vďaka tkanine Lombax®
Nastaviteľné upínanie vďaka prídavnému popruhu
umožňujúcemu predozadnú korekciu postoja
Vysoký hrudno-driekový podporný pás vďaka novej
výške chrbta od 35 cm do 40 cm
Jednoduché nasadenie vďaka prednému dvojdielnemu
upínaciemu systému
Možnosť **prať v práčke** pri 30° C

DorsoRigid 35

LEN NA OBJEDNÁVKU

Hyperextenčný korzet trupu
štvorbodový

0890 02



S	60 - 75 cm	34 - 42 cm*
MS	75 - 90 cm	34 - 41 cm
M	75 - 90 cm	36 - 46 cm
LS	90 - 105 cm	36 - 46 cm
L	90 - 105 cm	40 - 52 cm
XL	105 - 115 cm	42 - 54 cm

* Výška od panvy (spony
ohánbovej) po hrudnú kosť

ODPORÚČA SA PRI

Redukcii a stabilizácii zlomenín stavcov so zachovaním
zadnej steny poraněného stavca. Zlomenine hrudnej a driekovej
chrbtice. Osteoporotickej kompresívnej zlomenine L2
po liečbe korzetom. Osteoporotickej alebo metastatickej
kompresívnej zlomenine tel stavcov hrudnej chrbtice a v
dorso-lumbálnom prechode (T10-L1/L2). Osteomalácii so
zlomeninami. Dorzolumbálnej osteoartróze.

ZAPAMÄTAJTE SI

Odlahčenie a statická posturálna korekcia chrbtice
pomocou rámu s bočným kĺbom, ktorý umožňuje pohyb
panvového oblúka ortézy, zabráňuje laterálnemu pohybu,
rotácii a stabilizuje a imobilizuje chrbticu pomocou troch
tlakových bodov.

Nehrdzavejúci a nastaviteľný rám.


Vodeodolný (môže sa používať počas rehabilitácie v bazéne)

LombaxDorso

Kód ZP J79205

Chrbtovo-driekový korzet korigujúci postoj

0845 02



	35 až 40 cm
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm

ODPORÚČA SA PRI

Korekcii postoja a/alebo bolestiach dorzálnych chrbtice

ZAPAMÄTAJTE SI

Účinné prispôsobenie sa pacientovej morfológii vďaka
chrbtovej podpore, ktorá sa prispôsobí zakriveniu chrbta
s možnosťou nastavenia výšky
Nastaviteľné upínanie vďaka prídavnému popruhu
umožňujúcemu predozadnú korekciu postoja
Vysoká podpora vďaka tkanine Lombax®
Jednoduché nasadenie vďaka popruhom ako na batohu
Pohodlie vďaka vymäkčeným podpažným popruhom
Možnosť **prať v práčke** pri 30° C

LEN NA OBJEDNÁVKU

OsteoMed acute

Ortéra na odlahčenie a korekciu osteoporotickej
driekovej a hrudnej chrbtice

T548803

ODPORÚČA SA PRI

Osteoporóze
Osteoporotických zlomeninách
Kyfóze
Úľave od bolesti

ZAPAMÄTAJTE SI

Perfektne sa prispôsobí
pacientovej morfológii
**Nastaviteľný narovnávač
chrbta** sa vie prispôbiť
pacientovej lordóze
Ergonomické slučky na prsty
Nastaviteľné prídavné pásy
možno skrátiť podľa potreby



Univerzálna veľkosť


HRUDNÉ A BRUŠNÉ PÁSY



Stomex

Brušný podporný pás
pre stomických
pacientov


Kód ZP J39141
2700 02



ODPORÚČA SA
Následne po stomii

ZAPAMÄTAJTE SI

Predný diel z nepáravej tkaniny umožňuje vystrihnúť otvory pre drény a kolostomické vrecká



- 1 60 - 70 cm
- 2 71 - 85 cm
- 3 86 - 100 cm
- 4 101 - 120 cm

Dynabelt

Priedušný podporný hrudný
alebo brušný pás


Kód ZP J39143
7010 07 (16 cm) - 7010 08 (26 cm)
7010 09 (33 cm)



ODPORÚČA SA PRI
Nedislokovaných zlomeninách rebier
Ochabnutí brušnej steny

ZAPAMÄTAJTE SI

Pohodlie a priedušnosť: odparovanie vlhkosti vďaka tkanine Combitex®
Jednoduché použitie podľa potreby: odnímateľné podporné výstuže
Možno ho sterilizovať v autokláve



- 1 66 - 80 cm
- 2 81 - 90 cm
- 3 91 - 100 cm
- 4 101 - 120 cm
- 5 121 - 140 cm
- 6* 141 - 160 cm

* Len v prípade pásu s výškou 33 cm

Cemen

Hrudný bandážový pás
na zlomeniny rebier
2800 01



ODPORÚČA SA PRI
Nedislokovaných zlomeninách rebier

ZAPAMÄTAJTE SI

Vysoká podpora: vďaka elastickej tkanine
Jednoduché upínanie pomocou suchých zipsov




18 až 25 cm
18 cm x 2,50 m
25 cm x 2,50 m

Cemen

Hrudný pás

Kód ZP J88898
2900 01



ODPORÚČA SA PRI

Hrudnej fixácii: zlomeniny rebier, operácii, respiračnej fyzioterapii

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná elastická tkanina na podporu hrudníka
Jednoduché upínanie pomocou suchých zipsov
Možnosť prať v práčke pri 30° C



- 1 60 - 75 cm
- 2 76 - 90 cm
- 3 91 - 105 cm
- 4 106 - 120 cm

Ortel

Prietržový pás

Kód ZP J71252

2730 01: **jednostranný**
jednostranný (pravý a ľavý nastaviteľný)

2720 01: **obojsstranný**



ODPORÚČA SA PRI

Slabinovej prietrži

ZAPAMÄTAJTE SI

Pravý / ľavý nastaviteľný vďaka jedinečnému sponovému systému
Pohodlie a účinnosť vďaka odnímateľným a vymeniteľným silikónovým podložkám
Možnosť prať v práčke pri 30° C




- 1 75 - 85 cm
- 2 86 - 97 cm
- 5 98 - 110 cm
- 4 111 - 125 cm

OSTATNÉ ORTOTICKÉ PÁSY

LEN NA OBJEDNÁVKU

HIP-med

T515501



ODPORÚČA SA PRI

Liečbe dysplázie a dislokácie bedrového kĺbu u novorodencov a dojčiat

ZAPAMÄTAJTE SI

Poloha na zotavenie dolných končatín vo flexii medzi 90° a 100°
Možnosť plynulého nastavenia
Nezabraňuje cirkulácii krvi
Odnímateľná umývateľná výstelka na úrovni zатылку pre lepší kontakt
Stehenné diely majú **odnímateľné a umývateľné poťahy**
Nastavenie rozpätia (abdukcie) medzi nohami **bez použitia náradia**

	Rozpätie stehenných dielov	Obvod stehna
XXS predčasné narodení	11,5 - 14 cm	12 - 16 cm
XS novorodenci	13 - 16 cm	12 - 16 cm
S pár týždňov	13 - 18 cm	15 - 18 cm
M pár mesiacov	14,5 - 20,5 cm	17 - 22 cm
L viac mesiacov	20 - 27 cm	20 - 25 cm

LEN NA OBJEDNÁVKU

HiplocEvo

T540502



ZAPAMÄTAJTE SI

Spoločlivá prevencia dislokácie, neprekáža pri každodennom pohybe
Vedenie bedrového kĺbu pomocou integrovanej dlahy v úrovni panvy a kolena
Možnosť obmedzenia pohybu vo flexii a extenzii
2 verzie: ľavá alebo pravá

Univerzálna veľkosť



KRK

Vedeli
STE,
že... ?

**10% až
20%**

dospelé populácie trpí
bolestami krku? ¹⁻²

Krk je jednou z najviac
ohrozených častí tela, postihnutá
opakovanými vyvrtnutiami (úrazmi)
práve v kancelárii.³

1/4 zo všetkých pracujúcich
v administratíve sa sťažuje na bolesti krku.⁴

Podobne ohrozenou skupinou sú
aj ľudia hrajúci kontaktné športy
ako futbal, box, hokej.

⁽¹⁾ American College of Rheumatology. Patients and Public, Patient Education – Neck Pain, American College of Rheumatology. [Consulted on 24 February 2009]. www.rheumatology.org

⁽²⁾ CCôté P, Cassidy JD, et al. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004 Dec;112(3):267-73.

⁽³⁾ Léna, P. (2013). Le cou, première victime de la vie au bureau. Le figaro santé.

⁽⁴⁾ Passeport santé. (s.d.). Les symptômes, les personnes à risque et les facteurs de risque des troubles musculosquelettiques du cou (entorse cervicale, torticolis). Consulted on Passeport santé: <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-musculosquelettiques-cou-pm-symptomes-des-douleurs-au-cou>

KRČNÉ GOLIERY A ICH VÝHODY

Krčné goliere znehybňujú krčnú chrbticu obmedzením flexie, extenzie a rotačných pohybov.

Ich účinok pôsobí v niekoľkých úrovniach.

1

ANALGETICKÝ ÚČINOK

obmedzením pohybu
a bolestivého mechanického
napätia

2

UVOĽŇUJÚCI ÚČINOK

zvyšovaním lokálneho tepla
sa stimuluje uvoľnenie svalov

3

OBMEDZENIE / ZNEHYBNENIE KRČNEJ CHRBTICE

závisí od stupňa znehybnenia

4

STIMULÁCIA PROPRIOCEPCIE

zosilnením kontroly
vnemov z chrbtice

Aká
PRESKRIPCIA ?

KRČNÝ GOLIER

Aká
INDIKÁCIA ?

Aká PRESKRIPCIA ?		Aká INDIKÁCIA ?	
		Minimálne lézie	Stredné lézie
		Nové artrotické zmeny Mierne vyvrtnutia	Stredne ťažké trvalé vyvrtnutia Cerviko-brachiálna neuralgia
		Ťažké lézie	Poranenia bez dislokácie Ťažká krčná artróza
		Torticollis	
		Pružná štruktúra Pena	Polovystužená štruktúra Pena + plast
		Pevná štruktúra	Pevná štruktúra + 4 podpory*
		Ľahká podpora ●○○○	Stredná podpora ●●○○
		Pevná podpora ●●●○	Vystužená podpora ●●●●
		Ortel C1 classic Ortel C1 anatomic	Ortel C2 plus Ortel C3 classic Ortel C4 rigid Ortel C4 vario
		ANALGETICKÝ A UVOĽŇUJÚCI ÚČINOK	OBMEDZENIE FLEXIE ÚPLNÉ ZNEHYBNENIE

* Opora brady, hrudníka, zátylku a chrbtice



RAMENO

Vedeli
STE,
že... ?

14 až 20%

obyvateľstva hovorí, že trpí bolesťou ramena každý deň? Rameno je jednou z oblastí tela, ktoré sú najviac postihnuté opakovanými deformačnými poraneniami (RSI), najmä rotátorovej manžety.

Zlomeninou klúčnej kosti

sú najviac postihnuté deti (takmer polovica všetkých zlomenín klúčnej kosti). Po nich nasledujú muži vo veku do 30 rokov. Ide najmä o zranenia pri športe.²

⁽¹⁾ T.Marc, T.Gaudin, J.Teissier, & F.Bonnel. (s.d.). Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS. Le muscle Nouveaux concepts. Anatomie - Biomécanique - Chirurgie - Rééducation.

⁽²⁾ Fracture de la clavicule. (s.d.). Site web : <http://www.physiotherapiepour tous.com/fracture/la-fracture-de-la-clavicule/>

AKÉ SÚ VÝHODY IMOBILIZAČNEJ VESTY A RAMENNÉHO ZÁVESU?

Ramenné závesy THUASNE môžu byť v závislosti od modelu modu-
lárne a pomáhajú pacientom od poúrazového alebo pooperačného
znehybnenia po rehabilitáciu a ku opätovnému návratu k aktivitám.

2 rôzne typy znehybnenia:

1

**ZNEHYBNENIE
LAKŤA K TELU**
po úraze a operácii

2

FUNKČNÁ IMOBILIZÁCIA
počas rehabilitácie a postupného
návratu ramena k pohyblivosti
a/alebo funkčnosti

O dĺžke trvania znehybnenia rozhoduje odborný lekár na základe závažnosti úrazu, jeho povahy a typu
s tým spojeného poškodenia.

Predĺžená striktná imobilizácia môže mať výrazné následky, ako napríklad stuhnutosť. Z tohto dôvo-
du sa odporúča začať postupnú prispôbenú rehabilitáciu určenú na obnovenie pohybu bez bolesti
a obmedzenia *.

*HAS (French National Authority for Health), professional guidelines - Criteria for rehabilitation and referral follow-up
in the outpatient or follow-on or rehabilitative care setting after rotator cuff rupture surge

Vesta na znehybnenie
glenohumerálneho kĺbu
Znehybnenie lakťa k telu


Znehybnenie
ramena a lakťa 30°
abdukčným
vankúšom

Ramenné závesy

Poranenie
ramena a lakťa

Pooperačné
znehybnenie

Zlomenina
klúčnej kosti



ImmoClassic

Kód ZP J71248
2445 01



ODPORÚČA SA PRI

Poúrazových stavoch: zlomenina humerálnej hlavy, zlomenina lopatky, úraz lakťa

Úrazoch kĺbov ramena a lakťa: akromioklavikulárne vyklbenie, glenohumerálne vyklbenie, ruptúra rotátorovej manžety

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie ramena a lakťa vďaka závesu a prídavnému nastaviteľnému popruhu

Nastaviteľné ochranné penové podložky pre väčšie pohodlie ramena a krku

Jednoduché nasadenie vďaka suchému zipsu na brušnom popruhu



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 50 - 71 cm |
| 2 | 72 - 94 cm |
| 3 | 95 - 117 cm |
| 4 | 118 - 140 cm |

ImmoVest

Kód ZP J79197
2441 02



ODPORÚČA SA PRI

Poúrazových stavoch: zlomenina humerálnej hlavy, zlomenina lopatky, úraz lakťa

Úrazoch kĺbov ramena a lakťa: akromioklavikulárne vyklbenie, glenohumerálne vyklbenie, ruptúra rotátorovej manžety

Pooperačnej imobilizácii

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie ramena a lakťa k telu pomocou trojsmerných upínacích pásov

Vesta s rozsiahlym pokrytím tela pre dokonalejšiu ochranu pri dennom používaní

Zvýšené pohodlie vďaka **priedušnej tkanine, ramenným podložkám a anatomickému tvaru**

Jednoduché nasadenie pomocou systému očíslovaných farebných značiek



- | Výška | Velkosť postavy |
|---------------|-----------------|
| < 1,70 m | velkosť 1 |
| 1,70 - 1,80 m | velk. 2 |
| > 1,80 m | |

Immo

Kód ZP J71247
2440 01



ODPORÚČA SA PRI

Poúrazových stavoch: zlomenina humerálnej hlavy


Úrazoch kĺbov ramena a lakťa: akromioklavikulárne vyklbenie, glenohumerálne vyklbenie, ruptúra rotátorovej manžety

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie lakťa k telu pomocou vystuženého pásu a podporných popruhov

Väčšie pohodlie vďaka pásu zabezpečujúceho podporu ramenu, **nevytvára tlak na rameno ani krk**

Jednoduché nasadenie vďaka suchému zipsu



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 50 - 71 cm |
| 2 | 72 - 94 cm |
| 3 | 95 - 117 cm |
| 4 | 118 - 140 cm |

Získajte viac informácií z nášho videa:



Scapulis®

Funkčná imobilizácia ramena
2443 01



ODPORÚČA SA PRI

Zlomenina humerálnej hlavy
Zlomenina lopatky
Úrazy lakťa
Akromioklavikulárne vyklbenie
Skapulohumerálna dislokácia
Ruptúra rotátorovej manžety

ZAPAMÄTAJTE SI

Dve možné polohy:

- klasická imobilizácia lakťa k telu
- funkčná imobilizácia na urýchlenie rehabilitácie a prevencii stuhnutia

Veľký otvor na predlaktí

Lahký pohodlný a **priedušný** materiál

Pohodlná penová podložka na úrovni krku

Nastavenie dĺžky pozície predlaktia

Ligaflex®

Znehybnenie klúčnej kosti

Kód ZP J71249
2450 02

ODPORÚČA SA PRI

Poúrazových stavoch: zlomenina kľúčnej kosti

ZAPAMÄTAJTE SI

Bezpečné znehybnenie vďaka možnosti prispôbiť popruhy veľkosti pacienta

Optimálne pohodlie vďaka **penovej ukotvovacej podložke na chrbte**

Nasadenie pomocou systému suchých zipsov a sponovým zapínaním

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII

Univerzálna veľkosť

Scapulis® +

S vankúšom na 30° abdukciu

Kód ZP J71249
2443 01



Univerzálna veľkosť

ODPORÚČA SA PRI

Pooperačná imobilizácia

ZAPAMÄTAJTE SI

30°abdukcia: pohodlný anatomicky tvarovaný vankúš

Prispôsobivosť: jedna veľkosť vhodná pre všetky typy pacientov s nastaviteľnými popruhmi podľa rôznej morfológie

Pohodlie: odľahčený materiál a vykrojený tvar pre lepšiu priedušnosť





ZÁPÄSTIE, PALEC, & LAKEŤ

Vedeli
STE,
že... ?

Syndróm karpálneho tunela je jedno z najčastejších sa vyskytujúcich nervovo - útlakových ochorení ruky, ktoré je sprevádzané silnou bolesťou ruky, konkrétne v oblasti zápästia. Ide o súbor ťažkostí¹ vyvolaných kompresiou stredného nervu (nervus medianus) v karpálnom tuneli, ku ktorému dochádza zmenou priestorových vzťahov v zápästnej úžine ruky. Býva často spôsobené pravidelným preťažovaním zápästia ruky pôsobením tlaku na dlaň (napríklad neprimeranou manuálnou prácou) alebo jednotvárnymi opakovanými činnosťami (pohybmi flexie / extenzie) alebo vibráciami (ako napr. práca s počítačom, pásová výroba) atď.

1 zo 4 tehotných žien trpia syndrómom karpálneho tunela. V tomto prípade je spúšťačom ochorenia hromadenie tekutín spôsobené opuchom tkanív a kompresiou stredného nervu.

130.000: to je počet zlomenín zápästia ročne, často je dôvodom pád².

Šport je takisto jedným z najčastejších príčin úrazov. Napríklad ¾ úrazov spôsobených úderom lopty poranila prsty³.

PRINCÍP ÚČINKU ORTÉZ

ORTÉZA ZÁPÄSTIA

Rôzna úroveň imobilizácie karpometakarpálnych kĺbov. Používa sa najmä na vyvrtnutia, nestability zápästia, tendinitídy zápästia, syndróm karpálneho tunela neoperačného a v pooperačnom štádiu.

ORTÉZA ZÁPÄSTIA A PALCA

Rôzna úroveň znehybnenia karpometakarpálnych kĺbov a palca. Používajú sa najmä v prípade úrazov (vyvrtnutia a zlomeniny), nestability zápästia a palca, tendinitídy zápästia, De Quervainovej tenosynovitídy, osteoartrózy koreňa palca a v pooperačnej fáze.

ORTÉZA PALCA



Stabilizácia palca v požadovanej liečebnej polohe. Použitie najmä pri osteoartróze koreňa palca a vyvrtnutiach palca.

DLAHA ZÁPÄSTIA A PRSTOV

Rôzna úroveň imobilizácie metakarpofalangeálnych a interfalangeálnych kĺbov. Používa sa v prípade vyvrtnutí, zlomenín bez alebo s dislokáciou alebo v pooperačnej fáze.

DLAHA NA PRST

Rôzna úroveň imobilizácie falangov. Používa sa v prípade poranení prsta a pri návrate k predošlým aktivitám.



⁽¹⁾ Dr Guéniot, C. (2009, février). Le poignet victime de la crise. Récupéré sur Doctissimo: http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0308/dossier/sa_5162_canal_carpien_poignet.htm.

⁽²⁾ Allodocteurs. (2016, octobre). Chutes : attention à la fracture du poignet. Récupéré sur Allodocteurs: https://www.allodocteurs.fr/maladies/os-et-articulations/fractures/chutes-attention-a-la-fracture-du-poignet_114.html

⁽³⁾ Knobloch K, Rossner D, Jagodzinski M, Zeichen J, Gössling T, Martin-Schmitt S et al. Prevention of school sport injuries-an analysis of ballsports with 2234 injuries. Sportverletz Sportschaden 2005; 19:82-88

ZÁPÄSTIE, PALEC A LAKEŤ

Ktorú pomôcku na
AKÚ DIAGNÓZU

Aká
PRESKRIPCIA ?

PALEC

ZÁPÄSTIE

PALEC
ZÁPÄSTIE

Aká
INDIKÁCIA ?

Rizartróza

Vyvrtnutie
palca

Znehybnenie
Mierne až stredné vyvrtnutia
Ťažká tendinitída
Syndróm karpálneho tunela
(po operácii)

**Špecifické
požiadavky
na znehybnenie**
45° flexia
Inklinácia lakťa

Po znehybnení
**Návrat
k predošlým
aktivitám**
Osteoartróza
Tendinitída

Úrazy zápästia
a/alebo palca
Tendinitída

Bez opuchu

S opuchom



Aká
PRESKRIPCIA ?

ZÁPÄSTIE – PRSTY

PRSTY

LAKEŤ

Aká
INDIKÁCIA ?


Úrazy
IV. a V.
metakarpu

Úrazy
II., III. a IV.
metakarpu

Mierne vyvrtnutie,
návrat
k predošlým
aktivitám

**Kladivkový
prst**

Laterálna epikondylitída (tenisový lakeť)
Mediálna epikondylitída (golfový lakeť)



ZÁPÄSTIE, PALEC
A LAKEŤ

ORTÉZY ZÁPÄSTIA



Extra tip !

Na úľavu od bolesti, pri vyvrtnutí, tendinitíde ... doporučte **Argicalm**



Ligaflex® Action

2436 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Anatomicky tvarovaný elastický úplet zabezpečujúci účinnú kompresiu a **zvýšený proprioceptívny účinok**

Evolučná podpora vďaka tvarovateľnej a odnímateľnej dlahe pod dlaňou, s možnosťou obmedziť pohyb zápästia podľa potreby

Modulárna kompresia s možnosťou nastavenia potrebného tlaku prídavným odnímateľným elastickým popruhom

2 modely: pravý a ľavý



- 1 14 - 15 cm
- 2 15 - 16 cm
- 3 16 - 17 cm
- 4 17 - 18 cm
- 5 18 - 19 cm
- 6 19 - 20 cm

Ligaflex® Classic

Kód ZP J83500

2435 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora zápästia vďaka **anatomicky tvarovanej výstuži v oblasti pod dlaňou**, ktorá sa dá tvarovať

Priedušný odľahčený **3D úplet** na dokonalé odvádzanie vlhkosti. Je určená na dlhodobé použitie

2 v 1 – systém dvojitého upínania zaručujúci **rovnomernú podporu**

2 modely: pravý a ľavý



- 1 13 - 15 cm
- 2 15,5 - 17,5 cm
- 3 18 - 20 cm
- 4 20,5 - 23 cm



Ligaflex® Classic Open

Kód ZP J83500

2437 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Vďaka úplnému otvoreniu **umožňuje jednoduché nasadenie a sňatie**, čím je predurčená na použitie pri opuchoch. Odporúča sa najmä v poúrazových situáciách

Pevná podpora zápästia vďaka anatomicky tvarovanej **výstuži v oblasti pod dlaňou**, ktorá sa dá tvarovať

Priedušný odľahčený **3D úplet** na dokonalé odvádzanie vlhkosti. Je určená na dlhodobé použitie

Obojstranná verzia



- 1 13 - 17 cm
- 2 17 - 23 cm

Viac informácií



Ligaflex® Immo

Kód ZP J39133

7080 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora zápästia v extenzii vďaka **2 anatomicky tvarovaným dlahám pod dlaňou a na chrbte ruky**. Dlahy sú tvarovateľné a transparentné pre RTG lúče

Dostatočná dĺžka dlahy zaručuje dokonalé znehybnenie

Inovatívna modulárna dlaha s prídavnou súpravou dláh. Možnosť znehybnenia aj vo:



flexii



flexii a kubitálnej inklinácii

Priedušný odľahčený **3D úplet** na dokonalé odvádzanie vlhkosti. Je určená na dlhodobé použitie.

2 modely: pravý a ľavý

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII



- 1 13 - 15 cm
- 2 15,5 - 17,5 cm
- 3 18 - 20 cm
- 4 20,5 - 23 cm

Súprava dláh Ligaflex® Immo

7080 90

Nastaviteľné dlahy

2 modely: pravý a ľavý

Dynastab® Dual

Kód ZP J39132

7040 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Podpora zápästia vďaka anatomicky tvarovaným dlahám pod dlaňou

Priedušný odľahčený **3D úplet**


Prídavný popruh na prispôsobenie imobilizácie

Kratšia ortéza pre návrat k aktivitám

Obojstranný model




- 1 13 - 16 cm
- 2 16,5 - 19,5 cm
- 3 20 - 23 cm



Ligaflex® pro

2433 02




ZAPAMÄTAJTE SI




Jednoduchý doťahovací systém: (technológia Quick Lacing System) zabezpečuje zjednodušené a jednotné nastavenie



Dôsledná podpora: zápästia vďaka **anatomicky tvarovanej** dlahe a masážnym efektom dlane



Mäkká **ochrana** vďaka okraju z **džerseju, 3D úpletu**, odľahčenému a priedušnému pre účinné odvádzanie vlhkosti



4. Obojstranná verzia



- 1 13 - 17 cm
- 2 17 - 23 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



Ligaflex® Manu

Kód ZP J39131
2430 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora palca a zápästia vďaka 2 tvarovateľným anatomickým dlahám (pod dlaňou a na palci) Priedušný odľahčený 3D úplet na dokonalé odvádzanie vlhkosti. Určená na dlhodobé použitie Popruh 2 v 1 pre rovnomernú podporu

2 modely: pravý a ľavý

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII



- 1 13 - 15 cm
- 2 15,5 - 17,5 cm
- 3 18 - 20 cm
- 4 20,5 - 23 cm


Extra tip

Na používanie počas noci je odporúčaný **Ligaflex® pro +** na zmiernenie svalového napätia a úľavy od bolesti

Bazálna artritída kĺbov

Ligaflex® pro +


2434 02



ZAPAMÄTAJTE SI



Jednoduchý dotahovací systém (technológia Quick Lacing Systém) zabezpečuje **zjednodušené a jednotné nastavenie**



Dôsledná podpora zápästia a palca vďaka **dvom tvarovaným** dlahám s masážnym efektom dlane



Mäkká **ochrana** vďaka **džerseju, 3D úpletu**

2 modely: pravý a ľavý



- 1 13 - 15 cm
- 2 15,5 - 17,5 cm
- 3 18 - 20 cm
- 4 20,5 - 23 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



Ligaflex® Rhizo

Kód ZP J88899
7090 02




ZAPAMÄTAJTE SI



Znehybnenie palca v analgetickej polohe vďaka **patentovanej konštrukcii** z **kovového drôtu** v úplete okolo palca



Otvor v oblasti koreňa palca na prevenciu tlaku v bolestivej lokalite



Umožňuje úchop a zachováva rozsah pohybu zápästia



Priedušný odľahčený **3D úplet**

2 modely: pravý a ľavý



- 1 13 - 17 cm
- 2 17 - 23 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



LEN NA OBJEDNÁVKU

Rhizo-pro

T480273

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie palca Perforovaná dlaha pokrytá mäkkou priedušnou výstelkou okolo kĺbov

Obojstranná verzia



- 1 13 - 17 cm
- 2 17 - 23 cm

Extra tip

!

Na používanie počas dňa je odporúčaný **Ligaflex® Rhizo** na výkon bežných činností bez bolesti


Bazálna artritída kĺbov

LEN NA OBJEDNÁVKU

PollexMed

T480212 (upínací pás široký 50 mm)

T640202 (výstelka - univerzálna veľkosť)



ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie metakarpofalangeálneho a karpometakarpálneho kĺbu palca **Tepelne tvarovateľná**; má anatomický tvar, čím sa lepšie prispôsobí morfológii


2 modely: pravý a ľavý



XS	12 - 14 cm	1,7 cm
S	14 - 16,5 cm	2,0 cm
M	16,5 - 18,5 cm	2,2 cm
L	18,5 - 20,5 cm	2,4 cm
XL	20,5 - 22 cm	2,6 cm

Ligaflex® Finger

2432 02




ZAPAMÄTAJTE SI

Dlaňa na znehybnenie zápästia a prstov: II., III. a IV. metakarpu

Dlaňa nastaviteľná podľa požadovaného typu znehybnenia:

- metakarpofalangeálne kĺby (A) alebo
- interfalangeálne kĺby (B)



2 možnosti znehybnenia podľa lekárskeho odporúčania: palmárne alebo dorzálne

Komfort:

4 strapovacie popruhy: 2 fixné a 2 odnímateľné
Ochrana poranených špičiek prstov
Špecifický strih na popruhu zápästia

Obojstranná verzia



- 1 < 13 cm
- 2 13 - 16 cm
- 3 16 - 19 cm
- 4 19 - 22 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



Ligaflex® Boxer

2431 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie zápästia, ruky a prstov (IV. a V. metakarp):

Prednastavená chrbová výstuž na 20° na úrovni zápästia a 90° na úrovni prstov

Prispôsobiteľné, odnímateľné výstuže

Priedušný **3D úplet** je určený na denné používanie

Rozdelenie prstov na **zabránenie nežiadúceho trenia znehybnených prstov**

Celkové otvorenie dlahy umožňuje ľahšie umiestnenie ruky a ostatných prstov

Možnosť prať v práčke pri 30° C

2 modely: pravý a ľavý



- 1 13 - 15 cm
- 2 15,5 - 17,5 cm
- 3 18 - 20 cm
- 4 20,5 - 23 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



DigiBand®

7083 01



ZAPAMÄTAJTE SI

Dlaňa na znehybnenie prstov metódou dynamickej syndaktílie

Prispôsobiteľná každej morfológii


Rozdelenie prstov zabraňuje nežiadúcemu treniu znehybnených prstov

Možnosť prať v práčke pri 30° C

Balenie obsahuje 2 sady

Univerzálna prispôsobiteľná veľkosť

Prispôsobenie šírky pásky je možné dosiahnuť zastrihnutím okrajov



Dlaňa na prsty

Kód ZP J79199

7084 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie posledných dvoch článkov prsta, extenzia distálneho kĺbu

Perforovaná polypropylénová dlaňa umožňujúca znehybnenému prstu dýchať

Predáva sa v balení po 6 kusov




- 1 4,7 cm
- 2 5,0 cm
- 3 5,5 cm
- 4 6,1 cm
- 5 6,4 cm
- 5,5 7,1 cm
- 6 7,5 cm
- 7 8,3 cm

ORTÉZY LAKŤA
A EPIKONDYLLICKÉ PÁSKY

Silistab® Epi

Kód ZP J72318
2305 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Silikónové výstuže s masážnym účinkom poskytujú **úľavu a elastický úplet** zabezpečuje **zosilnenú propriocepciu a podporu**

Zosilnenie kompresie vďaka odnímateľnému prídavnému upínaciemu pásu

Anatomicky tvarovaný úplet so **zónami pohodlia** v oblasti lakťového ohybu, s patentovanými postrannými úchytmi na jednoduché navliekanie

Obojstranný model



- | | |
|---|------------|
| 1 | 19 - 22 cm |
| 2 | 22 - 25 cm |
| 3 | 25 - 28 cm |
| 4 | 28 - 31 cm |
| 5 | 31 - 34 cm |
| 6 | 34 - 37 cm |

Získajte viac informácií z nášho videa:



Epi-Med
Pro master

T350871

LEN NA OBJEDNÁVKU



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná epikondylická páska s dvojitým tlakom, ktorý zabezpečujú silikónové výstuže

Prídavná výstuž (Flexi podložky) na zvýšenie tlaku v prípade potreby
Nastavenie pomocou pásu so suchým zipsom, na uľahčenie nasadenia slúži indikátor kompresie (správne dotiahnutie)

Obojstranný model



- | | |
|----|------------|
| XS | 22- 23 cm |
| S | 24 - 25 cm |
| M | 26 - 27 cm |
| L | 28 - 30 cm |
| XL | 31 - 34 cm |

Epi-Med

T480013

LEN NA OBJEDNÁVKU



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná epikondylická páska s dvojitým tlakom, ktorý zabezpečujú pohodlné výstuže s výstelkou
Jednoduché nastavenie pomocou pásu so suchým zipsom

Obojstranný model



- | | |
|----|------------|
| XS | 22- 23 cm |
| S | 24 - 25 cm |
| M | 26 - 27 cm |
| L | 28 - 30 cm |
| XL | 31 - 34 cm |

Condylex

Kód ZP J39134
7007 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Nastavenie tlaku pomocou upínacieho pásu na suchý zips
Pena vo vnútri pásky tlmiaca vibrácie

Obojstranný model



- | | |
|---|------------|
| 1 | 22- 26 cm |
| 2 | 27 - 32 cm |

ROM Post-Op ortéza na lakť

U05301

LEN NA OBJEDNÁVKU



- | | |
|------|---------|
| S/M | < 20 cm |
| L/XL | > 20 cm |

ZAPAMÄTAJTE SI

Nastavenie dĺžky bez použitia náradia (Snaplock systém)
Pevné postranné dlahy prispôsobiteľné morfológii pacienta
Priedušný materiál (priedušné penové podložky)
2 modely: pravý a ľavý

Extra tip
!

Na úľavu od bolesti odporúčte **Argicalm**





KOLENO

Vedeli
STE,
že... ?

Úrazy kolena sú veľmi často spojené so športom.

1/3 úrazov pri lyžovaní má za následok poranenie kolena¹.

30% prípadov artrózy sa vzťahuje na kolenný kĺb².

PRINCÍP ÚČINKU

KOLENNÝCH ORTÉZ A KOLENNÝCH DLÁH

PROPRIOCEPTÍVNA KOLENNÁ ORTÉZA

Zdokonalená propriocepcia (vnímanie vonkajších vplyvov na ľudské telo) pôsobením **kompresívneho úpletu**



PATELÁRNA KOLENNÁ ORTÉZA

Podporu jabĺčka zabezpečujú silikónový krúžok a **proprioceptívny účinok pomocou kompresívneho úpletu**




PATELOFEMORÁLNA KOLENNÁ ORTÉZA

Korekcia vyklbenia (luxácie) jabĺčka z fyziologickej osi a proprioceptívny účinok pomocou kompresívneho úpletu



KOLENNÁ ORTÉZA NA PODPORU VÄZOV

Vytvára podporu kolena pomocou pevných bočných výstuží s kĺbom



ODĽAHČUJÚCE KOLENNÉ ORTÉZY

Odľahčenie poškodených častí vďaka 3-bodovému systému



KOLENNÁ DLAHA

Znehybnenie celého kolena má analgetický a ochranný účinok



⁽¹⁾ L'accidentologie des sports d'hiver. Association des médecins de montagne. Hiver 2012-2013.

⁽²⁾ Société Française de Rhumatologie. (2005). Dossier arthrose.

KOLENO

Aké riešenie na
AKÚ DIAGNÓZU

KOLENNÁ ORTÉZA

Aká
PRESKRIPCIA ?

Aká
INDIKÁCIA ?

Mierna nešpecifi-
kovaná bolesť



Elastická kolenná ortéza
s proprioceptívnym účinkom

Obmedzená aktivita
●○○



Mierna aktivita
●●○



Intenzívna aktivita
●●●



Tendinitída, dislokácia
jablčka, slabá osteoartróza
kolenného kĺbu



Patelárna
kolenná ortéza

Obmedzená
aktivita
●○○



Intenzívna aktivita
●●●




Patelárny syndróm
(alebo patelofemorál-
ny syndróm), patelo-
femorálna artróza



Patelofemorálna
kolenná ortéza



Vyvrtnutia,
Chronická uvoľne-
nosť, Poranenie ACL



Kolenná ortéza
na podporu väzov

Akútna fáza



Návrat k športu


S povolenými
dlahami



So zakázanými
dlahami



Na rizikové športy
lyžovanie, motokros, atď.



Ťažké vyvrtnutie,
Rehabilitácia




Kolenná ortéza
na podporu väzov

S nastavením
flexie/
extenzie



Stredná až
ťažká osteoar-
tróza kolena



Kolenná ortéza na
osteoartrózu



KOLENNÁ DLAHA

Znehybnenie
kolena pri 0°
alebo 20°
Ťažké vyvrtnutie



KOLENO

Kompletný sortiment nájdete na nasledujúcich stranách

PRUŽNÉ PROPRIOCEPTÍVNE KOLENNÉ ORTÉZY

GenuSoft

Proprioceptívna kolenná
ortéza (cca 17 mmHg)

Kód ZP J86971
2320 03



ODPORÚČA SA PRI

Prevenca a návrat k aktivitám
Pružná podpora kĺbov

TYP PACIENTA

Pacient s obmedzenou aktivitou

ZAPAMÄTAJTE SI

Anatomicky tvarovaná tkanina
so zónou pohodlia v oblasti
podkolennej jamky

Propriocepčia je zabezpečená vďaka
elastickej kompresívnej tkanine
(približne 17 mmHg)



- 1 32 - 34 cm
- 2 35 - 37 cm
- 3 38 - 41 cm
- 4 42 - 45 cm
- 5 46 - 49 cm



GenuAction

Proprioceptívna kolenná
ortéza (cca 23 mmHg)

Kód ZP J86972
2325 02



ODPORÚČA SA PRI

Prevenca a návrat k aktivitám
Pružná podpora kĺbov

TYP PACIENTA

Pacient so stredným stupňom
aktivity

ZAPAMÄTAJTE SI

Anatomicky tvarovaná tkanina
so zónami pohodlia v oblasti
jabĺčka a podkolennej jamky

Podpora a propriocepčia je zabez-
pečená vďaka elastickej kompresív-
nej tkanine (približne 23 mmHg)



- 1 32 - 34 cm
- 2 35 - 37 cm
- 3 38 - 41 cm
- 4 42 - 45 cm
- 5 46 - 49 cm
- 6 50 - 53 cm



GenuExtrem

Proprioceptívna kolenná
ortéza (cca 28 mmHg) s pruž-
nými bočnými výstužami

Kód ZP J86974
2321 01



ODPORÚČA SA PRI

Prevenca a návrat k aktivitám
Pružná podpora kĺbov

TYP PACIENTA

Pacient s vysokým stupňom aktivity

ZAPAMÄTAJTE SI

**Anatomicky tvarova-
ná tkanina** so zónami
pohodlia v oblasti
jabĺčka a podkolennej
jamky

Pružné výstuže
s úpravou proti
zosunutiu

**Jednoduché natiah-
nutie** ortézy vďaka
postranným úchytom

**Podpora a proprio-
cepčia** je zabezpeče-
ná vďaka elastickej
kompresívnej tkanine
(približne 28 mmHg)



- 1 32 - 34 cm
- 2 35 - 37 cm
- 3 38 - 41 cm
- 4 42 - 45 cm
- 5 46 - 49 cm
- 6 50 - 53 cm



Ligastrap® Genu

Proprioceptívna kolenná ortéza
so zosilnenou bočnou podporou

Kód ZP J39126
2170 02



ODPORÚČA SA PRI

Mierne vyvrtnutia
Návrat k aktivitám
Chronická hyperlaxita

TYP PACIENTA

Návrat k športom s nepovolenými pevnými dlahami

ZAPAMÄTAJTE SI

Dvojitý systém elastického upínania s označeným
postupom natiiahnutia ortézy vďaka očíslovaným
a správne nasmerovaným strapovacím popruhom
Pružné bočné výstuže

Propriocepčia je vytváraná kompresívnym
úpletom (približne 23 mmHg)

Anatomicky tvarovaný úplet s integrovanými zónami
pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky

Jednoduché navliekanie vďaka patentovaným
postranným úchytom



- 1 32 - 34 cm
- 2 35 - 37 cm
- 3 38 - 41 cm
- 4 42 - 45 cm
- 5 46 - 49 cm
- 6 50 - 53 cm



Získajte viac informácií
z nášho videa:



Extra tip
!

Na úľavu
od bolesti,
pri vyvrtnutí,
tendinitíde ...
odporučte
Argicalm



PATELÁRNE A PATELOFEMORÁLNE
KOLENNÉ ORTÉZY

GenuPro activ

Patelárna kolenná ortéza (26 mmHg)
2347 02




ODPORÚČA SA PRI
Patelárna tendinitída

TYP PACIENTA
Postupujúca tendinitída u športujúcich pacientov

ZAPAMÄTAJTE SI

- 1. **Proprioceptívna stimulácia** vďaka silikónovej **patelárnej vložke** v tvare písmena Y, ktorá vytvára pevnú podporu jabĺčka a slúži ako ochrana patelárnej šľachy
- 2. **Pružné bočné výstuže. Protišmyková silikónová bočná úprava** proti zosunutiu
- 3. **Anatomický dizajn** pre lepšie prispôbenie sa morfológii: anatomický tvar v oblasti lýtky, zóna pohodlia v oblasti podkolennej jamky, elastický úplet v oblasti stehna a lýtky
- 4. **Elastický kompresívny úplet** (približne 26 mmHg)



	(a)	(b)	
1	35 - 38 cm	25 - 28 cm	Čierna
2	38 - 41 cm	28 - 31 cm	
3	41 - 44 cm	31 - 34 cm	Sivá
4	44 - 47 cm	34 - 37 cm	
5	47 - 51 cm	37 - 41 cm	Biele
6	51 - 55 cm	41 - 45 cm	
6+	55 - 59 cm	43 - 47 cm	

POZN.: v prípade, ak oba odmerané obvody nezodpovedajú jednej veľkosti, vyberte veľkosť zodpovedajúcu obvodu (b).

GenuPro comfort

Patelárna kolenná ortéza
Kód ZP J83490 | 2346 03



ODPORÚČA SA PRI
Počiatková artróza

TYP PACIENTA
Starší pacienti s potrebou podpory pately a kompresie

ZAPAMÄTAJTE SI

- Silikónová patelárna vložka**
- Propriocepcia** je zabezpečená vďaka elastickému kompresívnemu úpletu
- Pružné bočné výstuže**
- Zvýšené pohodlie** vďaka **nadmerne elastickému** úpletu v zadnej časti ortézy
- Protišmyková silikónová bočná úprava** proti zosunutiu

	Béžová	Čierna
1	31 - 33 cm	
2	34 - 36 cm	
3	37 - 39 cm	
4	40 - 42 cm	
5	43 - 45 cm	
6	46 - 48 cm	

Infrapatelárna páska

2304 01

ODPORÚČA SA PRI
Prevenia tendinitídy patelárnej šľachy - propriocepcia

TYP PACIENTA
Športujúci pacienti s opakovaným rizikom recidívy

ZAPAMÄTAJTE SI

- Vyvíja lokálny tlak na patelárnu šľachu a poskytuje podporu jabĺčku vďaka svojmu anatomickému tvaru
- Propriocepciu zabezpečujú silikónové výstupky s masážnym efektom



Univerzálna veľkosť
26 - 50 cm

PatellaReliever

Patelofemorálna kolenná ortéza
2348 01

ODPORÚČA SA PRI
Patelofemorálny syndróm
Patelárna nestabilita
Dislokácia jabĺčka a subluxácia
Patelofemorálna artróza

TYP PACIENTA
Pacienti s bolesťou v oblasti pately, napríklad pri dlhodobom sedení, pri chôdzi dolu schodmi

ZAPAMÄTAJTE SI

- Polmesiacová pelota v oblasti jabĺčka a trakcia kolenného kĺbu strapovacím pásom koriguje **jabĺčko**
- Anatomický úplet vytvárajúci homogénnu kompresiu
- Jemný a pružný úplet v podkolennej jamke zaručuje **maximálne pohodlie**
- Protišmyková silikónová úprava zakomponovaná v úplete **zabezpečuje udržanie ortézy na správnom mieste**
- Jednoduché natiehnutie** ortézy vďaka postranným úchytom
- 2 modely: pravý a ľavý**



	32 cm
1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

Získajte viac informácií z nášho videa:



Silistab® Genu

Paterálna kolenná ortéza (17 mmHg)
Kód ZP J39130 | 2340 05 (biela) - 2345 04 (čierna)



ODPORÚČA SA PRI
Patelárna tendinitída / Mierna osteoartróza kolena

TYP PACIENTA
Pacient s obmedzenou aktivitou
Pacient s miernou osteoartrózou kolena

ZAPAMÄTAJTE SI

- Patelárna vložka**
- Propriocepcia** je zabezpečená vďaka elastickému kompresívnemu úpletu (približne 17 mmHg)
- Pružné bočné výstuže**
- Pohodlná vďaka tkanine **džersej** v oblasti podkolennej jamky
- Protišmyková silikónová bočná úprava proti zosunutiu

	31 až 35 cm
1	31 - 33 cm
2	34 - 36 cm
3	37 - 39 cm
4	40 - 42 cm
5	43 - 45 cm
6	46 - 48 cm

KÍBOVÉ KOLENNÉ ORTÉZY NA PODPORU VÄZOV

Genu Dynastab®

Kolenná ortéza s dvojosovým kĺbom

Kód ZP J39125

2370 05



ODPORÚČA SA PRI

Mierne až stredné vyvrtnutie
Návrat k aktivitám

TYP PACIENTA

Návrat k športu, pacienti vyžadujúci
strednú podporu


ZAPAMÄTAJTE SI

Zabezpečuje stabilitu bočnými **výstužami s dvojosovým kĺbom a nastaviteľnými pevnými popruhmi** na suché zipsy

Polkruhové strapovacie popruhy zabraňujú priškrteniu krvného obehu

Anatomický tvar pre lepšie **prispôbenie sa morfológii**: zóna pohodlia v oblasti podkolennej jamky, elastický úplet v oblasti stehna

Jednoduché natiahnutie ortézy vďaka postranným úchytom



Genu Ligaflex®

Kolenná ortéza na podporu väzov s kĺbom TM5

Kód ZP J39124

2375 03 (zatvorená) - 2375 04 (otvorená)



Dlhá verzia,
zatvorený model
(dostupný aj otvorený model)

Krátka verzia,
otvorený model
(dostupný aj zatvorený model)

ODPORÚČA SA PRI

Stredné vyvrtnutie / Návrat k športu

TYP PACIENTA

Návrat k športu, pacienti
vyžadujúci silnú podporu

ZAPAMÄTAJTE SI


Drží pevne na končatine vďaka TM5 kĺbu, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena (valivý a kĺzavý)

Integrovaný **protišmykový silikón** v úplete a **súčinná závesná páska** nad lýtkom


Anatomicky tvarovaný úplet so zónami pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky a **homogénny obojstranne zatvárací strapovací systém** pomocou polkruhových popruhov zabraňujúci turniketovému efektu

Jednoduché natiahnutie ortézy vďaka postranným úchytom a rôzne verzie produktu (krátka a dlhá verzia, zatvorený a otvorený model)

ZATVORENÁ VERZIA



OTVORENÁ VERZIA



Získajte viac informácií
z nášho videa:



Genu Ligaflex® ROM

Kolenná ortéza na podporu väzov s nastavením flexie a extenzie

Kód ZP J39122

2386 05 (otvorená) - 2386 04 (zatvorená)



ODPORÚČA SA PRI

Ťažké vyvrtnutie / Rehabilitácia

TYP PACIENTA

Pacienti s ťažkým vyvrtnutím kolena, počas rehabilitácie

ZAPAMÄTAJTE SI

Drží pevne na končatine vďaka TM5 kĺbu, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena (valivý a kĺzavý)


Vymedzenie rozsahu pohybu **bez použitia náradia** a obmedzenie extenzie so širokým rozsahom nastavenia

Integrovaný **protišmykový silikón** v úplete a **súčinná závesná páska** nad lýtkom

Anatomicky tvarovaný úplet so zónami pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky a **homogénny obojstranne zatvárací strapovací systém** pomocou polkruhových popruhov zabraňujúci turniketovému efektu

Flexia / Extenzia so širokým rozsahom nastavenia

Flexia					
0°	30°	45°	60°	75°	90°
Extenzia					
0°	5°	10°	15°	20°	30°



Získajte viac informácií
z nášho videa:



Extra tip
!

Na podporu
redukcie opuchu
a úľavy od bolesti
doporučte
Argicalm



Bold

Pevná kolenná ortéza na podporu väzov
s nastavením flexie a extenzie

Kód ZP J92683 | 7857 01



ODPORÚČA SA PRI

Stredné vyvrtnutie / Návrat k športu

TYP PACIENTA

Návrat k športu, pacienti vyžadujúci maximálnu
podporu (lyžovanie, motokros, ...)

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevný hliníkový rám s TM5 kĺbom, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena (valivý a kĺzavý)

Vymedzenie rozsahu pohybu a obmedzenie extenzie so širokým rozsahom nastavenia


Súčinná závesná páska nad lýtkom

Pohodlie zabezpečuje stehenný a holenný okraj rámu vyrobený z **prispôsobiteľného polyméru** spolu s mäkkými penovými podložkami

2 modely: pravý a ľavý

Flexia / Extenzia so širokým rozsahom nastavenia

Flexia (voliteľná)						
0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Extenzia						
0°	5°	10°	15°	20°		



Získajte viac informácií
z nášho videa:



**Set na nastavenie
rozsahu pohybu**

Univerzálna veľkosť

PEVNÉ KOLENNÉ ORTÉZY NA PODPORU VÄZOV

Rebel® Standard

U03002



ODPORÚČA SA PRI
Podpora väzov

TYP PACIENTA

Pacienti vyžadujúci podporu väzov pri športe

ZAPAMÄTAJTE SI

Drží pevne na končatine v ideálnej polohe vďaka **TM5+ kĺbu**, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena a **súčinnej závesnej páske**

Stabilitu vykonáva **hliníkový rám** s osobitným **anatomicky tvarovaným profilom** holennej časti rámu, ktorý zabraňuje rotácii ortézy na končatine



XS	8 - 9 cm
S	9 - 10 cm
M	10 - 11,5 cm
L	11,5 - 13 cm
XL	13 - 14 cm

Rebel® Lock

U30202



ODPORÚČA SA PRI
Podpora väzov

TYP PACIENTA

Pacienti s ťažkou laxicitou alebo oslabeným štvorhlavým svalom

ZAPAMÄTAJTE SI

Rozsah pohybu možno zablokovat v extenzii jednoduchým stlačením rámu

Stabilitu vykonáva **hliníkový rám** s osobitným **anatomicky tvarovaným profilom** holennej časti rámu, ktorý zabraňuje rotácii ortézy na končatine

2 modely: pravý a ľavý



XS	8 - 9 cm
S	9 - 10 cm
M	10 - 11,5 cm
L	11,5 - 13 cm
XL	13 - 14 cm

Rebel® Pro

Kód ZP J92684 | U03102



ODPORÚČA SA PRI
Podpora väzov

TYP PACIENTA

Pacienti vyžadujúci podporu väzov pri rizikových športoch

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevnejší hliníkový rám ako v štandardnej verzii

Sada na kompresiu a zavesenie (C/S pack) pre dokonaľšie držanie ortézy na končatine

2 modely: pravý a ľavý



XS	8 - 9 cm
S	9 - 10 cm
M	10 - 11,5 cm
L	11,5 - 13 cm
XL	13 - 14 cm
XXL	14 - 15 cm



ActionReliever

Odl'ahčovacia kolenná ortéza na liečbu gonartrózy
2349 01



ODPORÚČA SA PRI

Mediálna alebo laterálna osteoartróza kolenného kĺbu

TYP PACIENTA

Pacient s artrózou vyžadujúci mierne odlahčenie

ZAPAMÄTAJTE SI

Trojbodový systém odlahčenia

Proti sebe orientované nastaviteľné anatomicky tvarované popruhy vytvárajú dynamický 3-bodový systém pôsobiaci tlakom: maximálny účinok je dosiahnutý pri plnej extenzii

Účinkuje kombináciou pevného nastaviteľného kolenného kĺbu na postihnutej strane a flexibilnej dlahy na nepostihnutej strane

Systém do kríža prepojených strapovacích popruhov umožňuje ich presné ukotvenie počas cyklu chôdze

Úroveň pôsobenia kompresie obnovuje proprioceptívnu stimuláciu

Anatomicky tvarovaný úplet so zónami pohodlia a integrovanými silikónovými vláknami vytvára homogénnu kompresiu

Jednoduché zapínanie: magnetické spony automaticky zapadnú na svoje miesto

Jednoduché nastavenie: individuálne nastavenie predných strapovacích popruhov slúžiacich na dotiahovanie/uvoľňovanie

Ortéza je pod oblečením neviditeľná

Dostupná vo verziách mediálna vľavo/ laterálna vpravo a mediálna vpravo/laterálna vľavo



- 1 32 - 34 cm
- 2 35 - 37 cm
- 3 38 - 41 cm
- 4 42 - 45 cm
- 5 46 - 49 cm
- 6 50 - 53 cm

Získajte viac informácií
z nášho videa:



KOLENNÉ ORTÉZY NA OSTEOARTRÓZU

RebelReliever®

Pevná odľahčovacia kolenná ortéza na mediálnu alebo laterálnu gonartrózu

U03309



Pozri
KLINICKÉ
ŠTÚDIE
na str. 12-13-14-15

Štandardné veľkosti

	(a)	(c)	(b)	(c)
	15 cm	15 cm		
XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm	
S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	
M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	

ODPORÚČA SA PRI

Mediálna alebo laterálna osteoartróza kolenného kĺbu

TYP PACIENTA

Pacient s artrózou vyžadujúci maximálne odľahčenie

ZAPAMÄTAJTE SI

- Odľahčenie postihnutých oblastí** zabezpečuje trojbodový tlakový systém s **Loadshifter systémom**
- Voľnosť pohybu** zabezpečuje TM5+ kĺb, ktorý kopíruje prirodzený pohyb kolena. Otvorená zóna na zadnej strane kolena
- Súčinná závesná páska nad lýtkom a špeciálne tvarovaný profil holennej časti rámu **zabraňuje rotácii**
- Pohodlie** zabezpečuje vnútorná penová výstelka
- Praktické:** Uzatváracie spony a nastavenie stupňa odľahčenia bez náradia
2 modely: pravý a ľavý

Získajte viac informácií
z nášho videa:



Ligaflex® Immo

2400 03



ODPORÚČA SA PRI

Imobilizácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA

Pacienti, ktorým iné ortézy nesedia

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie zabezpečené 4 nastaviteľnými dlahami, transparentnými pre RTG lúče

Protišmyková konštrukcia a upínacie strapovacie pásy vytvárajú dokonalú podporu končatiny

Tri posuvné panely zaručujú **prispôsobenie sa každému obvodu lýtky a stehna**

- 1 50 - 60 cm
2 60 - 70 cm
3 70 - 80 cm
4 > 80 cm

Ligaflex® Immo 0° a 20°

0°: Kód ZP J39128 | 20°: Kód ZP J39129

0°: 2410 03 / 20°: 2420 03



ODPORÚČA SA PRI

Imobilizácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA

Pacienti, ktorí uprednostňujú zatvorenú verziu produktu

ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie zabezpečené 3 nastaviteľnými dlahami

Protišmyková konštrukcia a upínacie strapovacie pásy vytvárajú dokonalú podporu končatiny

Praktické: 2 verzie (0° a 20°) a 2 dĺžky (krátka a dlhá)

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII

- H +
- H < 1,75 m (50 cm)
S 35 - 45 cm
M 45 - 52 cm
L 53 - 62 cm
XL 63 - 75 cm
- H > 1,75 m (60 cm)
M 45 - 52 cm
L 53 - 62 cm
XL 63 - 75 cm
- Krátka 50 cm
Dlhá 60 cm


Extra tip

Pre návrat k aktivitám a pre ochranu kĺbov odporúčte **Ligastrap® Genu**



Genuimmo® 0 a 20°

0°: Kód ZP J87656 | 20°: Kód ZP J87657
0°: 2415 01 / 20°: 2425 01



ODPORÚČA SA PRI
Imobilizácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA
Pacienti so zranením vyžadujúcim si liečbu

ZAPAMÄTAJTE SI

- 1 Znehybnenie** je zabezpečené 3 tvarovateľnými dlahami
 - 2 Prispôsobí sa morfológii** vďaka 4 nezávislým výškovo nastaviteľným upínacím pásom
 - 3 Pohodlie** zaručujú mobilné suché zipsy, ktoré sa prispôbia morfológii pacienta
 - 4 Jednoduché nasadenie:** označený smer natiahnutia ortézy. Jednoduchý prístup ku kolenu počas ošetrovania
- 2 verzie (0° a 20°)**

H	+	
H < 1,75 m (50 cm)		
S	35 - 45 cm	
M	45 - 52 cm	
L	53 - 62 cm	
XL	63 - 75 cm	
H > 1,75 m (60 cm)		
M	45 - 52 cm	
L	53 - 62 cm	
XL	63 - 75 cm	

Ligaflex® Post-op

Kód ZP J79193
2384 01



ODPORÚČA SA PRI
Rehabilitácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA
Pacienti po operácii alebo počas rehabilitácie

ZAPAMÄTAJTE SI

- Znehybnenie** zabezpečujú 2 nastaviteľné postranné dlahy
- Podpora a kontrola rozsahu pohybu **monocentrickým kĺbom:**
- Nastavenie flexie od 0° do 120° a extenzie od 0° do 75°
- Penová výstelka** zabezpečuje pevné držanie na končatine
- Pohodlie** vďaka podložkám na kondyloch
- 2 verzie (otvorená a zatvorená)**



ROM Suspension
solution

U04804



ODPORÚČA SA PRI
Rehabilitácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA
Pacienti s ťažkým poranením väzov kolena a po operácii

ZAPAMÄTAJTE SI


- Znehybnenie** zabezpečujú 2 nastaviteľné postranné dlahy
- Systém SnapLock na nastavovanie výšky ortézy bez použitia náradia**
- Nastavenie **rozsahu pohybu kĺbu** (bez použitia náradia), **flexie a extenzie odstupňované po 10°**
- Zvýšené pohodlie** vďaka priedušným penovým podložkám
- Jednoduché nasadenie** pomocou klipsových spôn



Univerzálna veľkosť

ROM-R

U04601



ODPORÚČA SA PRI
Rehabilitácia - ťažké vyvrtnutie

TYP PACIENTA
Pacienti s ťažkým poranením väzov kolena a po operácii

ZAPAMÄTAJTE SI

- Znehybnenie** vytvárajú 2 **zhodné postranné dlahy**
- Nastavenie výšky vďaka **systému SnapLock** bez použitia náradia
- Nastavenie flexie a extenzie bez použitia náradia odstupňované po 15°
- DropLock systém** umožňuje znehybniť končatinu bez námahy pri 0, 15, 30 a 45°
- Penovo vzduchové vložky prispôbujú ortézu morfológii končatiny

Univerzálna veľkosť



ČLENOK

Vedeli
STE,
že... ?

6,000
Denne navštívi
odborného lekára
6000 pacientov kvôli
vyvrtnutiu členku (to
znamená **250**
pacientov každú
hodinu!).


Najohrozenejšou skupinou
sú **športovci a mladí ľudia**, ktorí
stále rastú¹.

PRINCÍP ÚČINKU

ČLENKOVÝCH ORTÉZ, ČLENKOVÝCH
DLÁH A WALKEROV


PROPRIOCEPTÍVNA ČLENKOVÁ ORTÉZA

Zdokonalená propriocepcia (vnímanie vonkajších vplyvov na ľudské telo) pôsobením **kompresívneho úpletu**





ČLENKOVÁ ORTÉZA NA PODPORU VÄZOV

Stabilizuje členok v anatomickej polohe použitím **elastických strapovacích pásov**



ČLENKOVÁ DLAHA

Dokonalé znehybnenie členka má analgetický a ochranný účinok. Jej kompresívny účinok napomáha **zredukovať opuch**



WALKER

Znehybnenie členka má analgetický a ochranný účinok. Redukcia opuchu je zabezpečená **nastaviteľnou kompresiou**, čo je vhodné pri sledovaní pooperačnej liečby



ČLENOK

⁽¹⁾ Ameli. (2018, avril). Reconnaître une entorse de la cheville.
Consulted on <https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaître-entorse-cheville>

ČLENOK

Aké riešenie na
AKÚ DIAGNÓZU

Aká
PRESKRIPCIA ?

Aká
INDIKÁCIA ?

ČLENKOVÁ ORTÉZA

ČLENKOVÁ DLAHA

WALKER

Ochorenia
Achillovej šľachy

Nešpecifikovaná mierna bolesť a/alebo
návrat k predošlým aktivitám – Pro-
priocepčia – Následky vyvrtnutia

Mierne vyvrtnutie

Návrat k športu
Následok poranenia
Chronická laxicita

Vyvrtnutie

Následky
zlomeniny členka
Zlomenina spodnej
tretiny predkolenia

Členková podpora
Achillovej šľachy

PROPRIOCEPTÍVNE členkové ortézy

**ČLENKOVÁ ORTÉZA
NA PODPORU VÄZOV**

Mierne vyvrtnutie

Stredne ťažké
vyvrtnutie

Obmedzená
aktivita
● ○ ○

Mierna aktivita
● ● ○

Intenzívna aktivita
● ● ●

Lineárne
športy (napr. beh)

Kolektívne športy
(basketbal, volejbal, ...)

Mierna aktivita
● ● ○

Intenzívna aktivita
● ● ●

Silistab® Achillo

MalleoSoft

MalleoAction

MalleoPro activ

Ligastrap® Malleo

MalleoDynastab® Boa®

Ligacast® Anatomic

Ligacast® Air+

Ligastrap® Immo

MalleoDynastab® Boa®

XL®

TD Walker

ČLENOK

MalleoSoft

Kód ZP J39118 | 3600 02



ODPORÚČA SA PRI

Mierna nešpecifikovaná bolesť
Následky vyvrtnutia
Prevenia a regenerácia

ZAPAMÄTAJTE SI

Propriocepcia zabezpečená vďaka
elastickej kompresívnej tkanine
(približne 17 mmHg)
Anatomicky tvarovaná tkanina
so zónou pohodlia v oblasti členka



- 1 19 - 21 cm
- 2 21 - 23 cm
- 3 23 - 25 cm
- 4 25 - 27 cm
- 5 27 - 30 cm

MalleoAction

Kód ZP J87654 | 2361 02



ODPORÚČA SA PRI

Mierna nešpecifikovaná bolesť
Následky vyvrtnutia
Prevenia a návrat k aktivitám

ZAPAMÄTAJTE SI

**Dostatočná podpora a proprio-
cepcia** zabezpečená vďaka elastickej
kompresívnej tkanine (približne 22,5
mmHg)
Anatomicky tvarovaná tkanina
so zónou pohodlia v oblasti členka,
patentované postranné úchyty
na jednoduché nasadenie pomôcky

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII



- 1 19 - 21 cm
- 2 21 - 23 cm
- 3 23 - 25 cm
- 4 25 - 27 cm
- 5 27 - 30 cm

Silistab® Malleo

Kód ZP J72316 | 2365 01



ODPORÚČA SA PRI

Mierna nešpecifikovaná bolesť
Následky vyvrtnutia
Prevenia a regenerácia

ZAPAMÄTAJTE SI

Silikónová vložka chráni členok
a vytvára podporu priehlavku
Propriocepcia zabezpečená vďaka
elastickej kompresívnej tkanine
(približne 21 mmHg)
Anatomicky tvarovaná tkanina



- 1 19 - 20 cm
- 2 21 - 22 cm
- 3 23 - 24 cm
- 4 25 - 27 cm
- 5 28 - 30 cm
- 6 31 - 33 cm

Silistab® Achillo

Kód ZP J72315 | 2355 02



ODPORÚČA SA PRI

Prevenia a manažment ochorenia Achillovej šľachy
Tenosynovitída Achillovej šľachy

ZAPAMÄTAJTE SI



1 Odľahčenie Achillovej šľachy a limitá-
cia vibrácií vďaka jemným silikónovým
podpätkám: 2 páry podpäteniek 2v1,
ktoré možno navzájom spojiť, umožňujú
dosiahnuť 3 výšky odľahčenia v závislosti
od priebehu ochorenia (5, 8 alebo 13 mm)



2 Ochrana šľachy a odľahčenie vďaka
anatomicky tvarovanej silikónovej výstuži
obopínajúcej Achillovu šľachu s masážnym
účinkom



**3 Anatomicky tvarovaný úplet so zónou
pohodlia** v oblasti členka



4 Praktické postranné úchyty na jednodu-
ché nasadenie ortézy



**5 Elastický kompresívny úplet má proprio-
ceptívny a analgetický účinok**
(približne 23 mmHg)



- 1 19 - 21 cm
- 2 21 - 23 cm
- 3 23 - 25 cm
- 4 25 - 27 cm
- 5 27 - 30 cm

Získajte viac informácií
z nášho videa:



MalleoPro activ

Kód ZP J79925 | 2368 02



ODPORÚČA SA PRI

Vyvrtnutie a následky vyvrtnutia
Poúrazové a pooperačné zápalové prejavy
Prevenia a návrat k aktivitám

ZAPAMÄTAJTE SI

Podpora a propriocepcia vďaka elastickej kompresívnej tkanine (približne 27 mmHg) a **integrovanej zábrane supinácie**

Anatomicky tvarovaná tkanina so silikónovou zónou pohodlia a pelotou vytvára ochranu členka

2 modely: pravý a ľavý



- 1 28 - 29 cm
- 2 30 - 31 cm
- 3 32 - 33 cm
- 4 34 - 35 cm
- 5 36 - 38 cm

Čierna



Sivá



Ligastrap® Malleo

Kód ZP J39119 | 2180 03



ODPORÚČA SA PRI

I. a II. stupeň poškodenia väziva následkom vyvrtnutia
Chronická hyperlaxicita
Návrat k aktivitám

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora bočných väzov vďaka elastickej kompresívnej tkanine (približne 27,5 mmHg) a **dvojitému prekriženiu elastických strapovacích pásov**

Dodatočné bočné spevnenie v polohe miernej everzie vďaka **odnímateľnému strapovaciemu popruhu**

Pohodlné nosenie: minimálna hrúbka úpletu a nastavenie pomocou suchého zipsu, pohodlné aj v topánkach

Protišmyková úprava na lýtku zabezpečujúca lepšie držanie ortézy




- 1 19 - 21 cm
- 2 21 - 23 cm
- 3 23 - 25 cm
- 4 25 - 27 cm
- 5 27 - 30 cm

Získajte viac informácií
z nášho videa:



MalleoDynastab® BOA®

členková ortéza so zosilnenou
obojsstrannou podporou
2351 02



ODPORÚČA SA PRI

Mierne, stredne ťažké alebo ťažké vyvrtnutie
Prevenia chronickej nestability
Návrat k športu

ZAPAMÄTAJTE SI




Ortéza so zvýšenou stabilizáciou členka vďaka ľahkej a odolnej kovovej výstuži a strapovacím pásmom



Upínací systém s Boa® technológiou: zabezpečuje jednoduché, ale rovnomerné dotiahnutie, ktoré ani časom nepovolí



Jednoduché nasadenie a snímanie vďaka veľkému otvoru



Pohodlie zabezpečuje tenký anatomicky tvarovaný úplet tým možno ortézu nosiť v akomkoľvek type obuvi. **3D priedušný úplet s mikro pórami účinne odvádza vlhkosť**



- 1 19 - 22 cm
- 2 22 - 26 cm
- 3 26 - 30 cm

Získajte viac informácií
z nášho videa:



Boa® je registrovaná obchodná značka spoločnosti
Boa Technology Inc.

MalleoDynastab®

Kód ZP J39121 | 2350 03



- 1 19 - 22 cm
- 2 22 - 26 cm
- 3 26 - 30 cm

**Presná regulácia
sily fixácie pomocou
osvedčeného šnuro-
vacieho systému**



Členkové vyvrtnutia: riad'te sa RICE protokolom



(R) Relatívny kľud: potom použite francúzsku barlu, vychádzkovú palicu počas cestovania

(C) Kompresia: použite napr. kompresívne podkolenky Venoflex FAST



(I) Ľad: použite napr. Argicalm (v.2) na 20 minút



(E) Elevácia: poloďte poranenú nohu v sede alebo ľahu



Ligastrap® Immo

Stabilizujúca dlahá s odnímateľnými popruhmi

2337 02



ODPORÚČA SA PRI
Stredne ťažké až ťažké vyvrtnutia

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora členka vďaka 2 pevným bočným dlahám a dvojitému systému upínania

Prídavné bočné spevnenie vďaka odnímateľnému strapovaciemu popruhu

Vnútrotná výstelka z termoregulovateľného materiálu Outlast®, ktorý poskytuje dlhodobé pohodlie

Prispôsobí sa pacientovej morfológii: bočné výstuže s asymetrickými vyhlbeniami na členok

Jednoduché zapínanie vďaka slučkovému systému a strapovacím popruhom na suchý zips umožňuje presné nastavenie a rovnomerné dotiahnutie ortézy

2 modely: pravý a ľavý



0 < 160 cm

1 > 160 cm

Ligacast® Air+

Stabilizujúca dlahá s nafukovacími vložkami

2334 01



ODPORÚČA SA PRI
Stredne ťažké až ťažké vyvrtnutia (funkčná alebo pooperačná liečba)
Zlomenina členka (liečba počas rehabilitácie)

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora členka vďaka 2 pevným bočným dlahám

Vystužená ochrana vďaka **nafukovacím vložkám**, ktoré umožňujú dokonalé prispôsobenie sa morfológii

Cirkulujúci vzduch vo vnútri vložiek má masážny účinok a pomáha znižovať opuch

Jednoduché nasadenie vďaka strapovacím popruhom na suchý zips a nastaviteľnému popruhu pod pätou

Samostatný nafukovací balónik na nastavenie tlaku vzduchu po správnom nasadení ortézy

Obojstranný model

Univerzálna veľkosť

Ligacast® Anatomic

Stabilizujúca dlahá s výstelkami so štruktúrou včelieho plástu

Kód ZP J39120 | 2315 01



ODPORÚČA SA PRI
Stredne ťažké až ťažké vyvrtnutia (funkčná alebo pooperačná liečba)
Zlomenina členka (liečba počas rehabilitácie)

ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora členka vďaka 2 pevným bočným dlahám

Pružné okraje zabezpečujú prispôsobenie sa anatomickým pomerom

Vnútrotné výstelky so štruktúrou včelieho plástu pre väčšie pohodlie pri nosení

Jednoduché nasadenie vďaka strapovacím popruhom na suchý zips a nastaviteľnému popruhu pod pätou

Prispôsobí sa pacientovej morfológii: bočné výstuže s asymetrickými vyhlbeniami na členok

2 modely: pravý a ľavý

DOSTUPNÝ AJ V JUNIOR VERZII



0 < 160 cm

1 > 160 cm



NOHA

Aké riešenie na
AKÚ DIAGNÓZU

Aká
PRESKRIPCIA ?

VLOŽKY A PODPÄTENKY

PERONEÁLNE
ORTÉZY

ODĽAHČOVACIA OBUV

Aká
INDIKÁCIA ?

Tlmenie nárazov kĺbov

Burzitída

Metatarzalgia

Plantárna fascitída

Ostroha
pätovej kosti

Odľahčenie päty
v prípade:
Plantárny vred
Po operácii

Odľahčenie
priehlavku v prípade:
Plantárny vred
Po operácii
Úrazy
a zlomeniny



NOHA

VLOŽKY
A PODPÄTENKY

Pedipro

6510 01 Vložky tlmiace nárazy
Kód ZP J58515
6500 01 Podpätenky tlmiace nárazy
Kód ZP J58517



ODPORÚČA SA PRI

Tlmenie nárazov kĺbov
Burzitída
Plantárna fascitída

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružný silikón tlmiaci nárazy a umožňujúci rozloženie tlaku
Zvýšené pohodlie vďaka vetracím kanálikom zaručujúcim lepšiu ventiláciu
Zdokonalená podpora podpäteniek v topánkach vďaka samolepiacemu systému
Predávajú sa v pároch
Hrúbka pod pätou: 8 mm



VLOŽKY	
1	37 - 39
2	40 - 41
3	42 - 43
4	44 - 46
PODPÄTENKY	
1	36 - 39
2	40 - 46

Podosil

T478801
LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Pretaženie chodidiel, syndróm plochej nohy
Ostroha pätovej kosti
Odľahčenie v prípade výmeny členkového, kolenného alebo bedrového kĺbu

ZAPAMÄTAJTE SI


Silikónové viskoelastické vložky **s hypoalergénnou povrchovou úpravou**
Dodatočné odľahčenie ostrohy na päte vďaka vypuklej zóne pod pätou
Zvýšené pohodlie vďaka **povrchu z bavlnenej textílie**, ktorú pokožka dokonale toleruje
Predávajú sa v pároch



Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
EUR	cm
35 - 36	22,3 - 23
37 - 38	23,7 - 24,3
39 - 40	25 - 25,7
41 - 42	26,3 - 27
43 - 44	27,7 - 28,3
45 - 46	29 - 29,7
47 - 48	30,3 - 31

Sohli

T479841
LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Liečba vbočených chodidiel napriamením pätovej kosti

ZAPAMÄTAJTE SI

Väčšie pohodlie vďaka **povrchu z textílie**
Tenké okraje bez kompresívnych bodov
Predávajú sa v pároch



Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
EUR	cm
19 - 20	10,7 - 11,3
21 - 22	12 - 12,7
23 - 24	13,3 - 14
25 - 26	14,7 - 15,3
27 - 28	16 - 16,7
28 - 30	17,3 - 18
31 - 32	18,7 - 19,3
33 - 34	20 - 20,7
35 - 36	21,3 - 22
37 - 38	22,7 - 23,3

Pedipro softer

Podpätenky s modulárnymi vložkami
Kód ZP J83489
6605 01



ODPORÚČA SA PRI

Tlmenie nárazov kĺbov
Ostroha pätovej kosti

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružný silikón tlmiaci nárazy a umožňujúci rozloženie tlaku
Podpätenky s postupným pôsobením vďaka výrezom na vkladanie vložiek: zelená vložka je určená na pohodlie pri ostrohe päty, modrá vložka určená pre zdravé nohy alebo iné ťažkosti
Zvýšené pohodlie vďaka **vetracím kanálikom** zaručujúcim lepšiu ventiláciu
Vysoký okraj na lepšie umiestnenie v topánke
Predávajú sa v pároch
Hrúbka pod pätou: 10 mm



1	36 - 39
2	40 - 46

Pedipro plus

Vložky tlmiace nárazy s antibakteriálnym povrchom
6610 01 | Kód ZP J58516
Podpätenky tlmiace nárazy s antibakteriálnym povrchom
6600 01 | Kód ZP J58518



ODPORÚČA SA PRI

Tlmenie nárazov kĺbov
Metatarzalgia
Plantárna fascitída

ZAPAMÄTAJTE SI

Pružný silikón tlmiaci nárazy a umožňujúci rozloženie tlaku
Zóny pohodlia vďaka **anatomicky tvarovaným integrovaným vložkám** v oblasti päty a metatarzu (v prípade vložiek Pedipro® Plus) a v oblasti ostrohy na päte (v prípade podpäteniek Pedipro® Plus)
Antibakteriálny povrch (Cambrelle/Amicor™) zlepšujúci hygienu a pohodlie
Zdokonalená podpora podpäteniek v topánkach vďaka samolepiacemu systému
Predávajú sa v pároch
Hrúbka pod pätou: 8 mm



VLOŽKY	
1	37 - 39
2	40 - 41
3	42 - 43
4	44 - 46
PODPÄTENKY	
1	36 - 39
2	40 - 46



NOHA

Elastocalx N

T479801

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Osteoartróza členka, kolena a bedrového kĺbu - Degeneratívne ochorenie chrbtice - Zápal Achillovej šľachy z mechanického podráždenia - poruchy svalov a šliach - Nadmerné zaťažovanie - Odlišná dĺžka končatín - Naklonená panva

ZAPAMÄTAJTE SI

Symetrická s plochým ukončením bez bočného vychýlenia - Ľahko sa prispôsobí v každom type obuvi

Zloženie: silikón


Jeden model pravý - ľavý

		Veľkosť topánky EUR	Dĺžka chodidla cm
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7
3	L	41 - 43	26,3 - 26,7
4	XL	44 - 46	27,3 - 30,7

Elastocalx S/P

T479811

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Korekcia supinácie (vybočenie von) a pronácie (rotácia chodidla dovnútra) Deformity varus a valgus

ZAPAMÄTAJTE SI

Ľahko sa prispôsobí v každom type obuvi

Zloženie: silikón


Jeden model pravý - ľavý

		Veľkosť topánky EUR	Dĺžka chodidla cm
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7
3	L	41 - 43	26,3 - 27,7
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7

ElastocalxPlus

T479821

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Ostroha pätovej kosti – odľahčenie päty

ZAPAMÄTAJTE SI

Flexibilný bod na ostrohu na päte

Zloženie: silikón


Jeden model pravý - ľavý

		Veľkosť topánky EUR	Dĺžka chodidla cm
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7
3	L	41 - 43	26,3 - 27,7
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7

ElastocalxFlex

T479911

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Ostroha pätovej kosti – odľahčenie päty

ZAPAMÄTAJTE SI

Štruktúra medových plástov na päte

Ľahko sa prispôsobí v každom type obuvi

Zloženie: silikón

Jeden model pravý - ľavý

		Veľkosť topánky EUR	Dĺžka chodidla cm
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7
3	L	41 - 43	26,3 - 27,7
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7

Podo-med T500501

Topánka na odľahčenie päty

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Po operačnom zákroku / Plantárny vred Úrazy a zlomeniny

ZAPAMÄTAJTE SI

Odľahčenie: Integrovaná plantárna podrážka, nastaviteľná formou

Bezšvová vypchávk zabraňuje vytváraniu tlakových zón

Jednoduché nasadenie a údržba vďaka veľkému otvoru a nastaveniu pomocou suchých zipsov

	Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
S	35 - 37	22 - 23
M	38 - 40	24 - 25
L	41 - 43	26 - 27
XL	44 - 46	28 - 29

Podo-med T500451

Topánka na odľahčenie prednej časti nohy s dlhou podrážkou

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Po operačnom zákroku / Plantárny vred / Úrazy a zlomeniny

ZAPAMÄTAJTE SI

Odľahčenie: Základňa klinového tvaru s dorzálnou flexiou 10°

Predĺžená podrážka na ochranu chodidla

Zaoblená päta pre bezpečnú a pohodlnú chôdzu

Bezšvová vypchávk zabraňuje vytváraniu tlakových zón

	Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
XS	32 - 34	20 - 21
S	35 - 37	22 - 23
M	38 - 40	24 - 25
L	41 - 43	26 - 27
XL	44 - 46	28 - 29

Podo-med T500301

topánka na odľahčenie prednej časti nohy

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Po operačnom zákroku / Plantárny vred Úrazy a zlomeniny

ZAPAMÄTAJTE SI

Odľahčenie: Základňa klinového tvaru s dorzálnou flexiou 10°

Zaoblená päta pre bezpečnú a pohodlnú chôdzu

Bezšvová vypchávk zabraňuje vytváraniu tlakových zón

Jednoduché nasadenie a údržba vďaka veľkému otvoru a nastaveniu pomocou suchých zipsov

	Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
S	35 - 37	22 - 23
M	38 - 40	24 - 25
L	41 - 43	26 - 27
XL	44 - 46	28 - 29

Podo-med T500471

topánka na odľahčenie prednej časti nohy s dlhou podrážkou a strapovacím pásom

LEN NA OBJEDNÁVKU



ODPORÚČA SA PRI

Po operačnom zákroku / Plantárny vred / Úrazy a zlomeniny

ZAPAMÄTAJTE SI

Odľahčenie: Základňa klinového tvaru s dorzálnou flexiou 10°

Predĺžená podrážka, fixácia zadnej časti chodidla pomocou upínacieho pásu na suchý zips na ochranu a podporu nohy

Zaoblená päta pre bezpečnú a pohodlnú chôdzu

Bezšvová vypchávk zabraňuje vytváraniu tlakových zón

	Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla
XS	32 - 34	20 - 21
S	35 - 37	22 - 23
M	38 - 40	24 - 25
L	41 - 43	26 - 27
XL	44 - 46	28 - 29

Pero-med

T479122

LEN NA OBJEDNÁVKU



ZAPAMÄTAJTE SI

Krátka ortéza presahujúca členok
Dizajn umožňujúci diskkrétne ukrytie
vo vnútri topánky

Modely: pravý - ľavý

1	31 - 32
2	33 - 34
3	35 - 37
4	38 - 40
5	41 - 43
6	44 - 46
7	47 - 49

Pero-med Adapt

T479601

LEN NA OBJEDNÁVKU



ZAPAMÄTAJTE SI

Účinná **podpora** chodidla **v pravom uhle**
pre zaistenie bezpečnej chôdze
Pohodlie zabezpečené vďaka **posuvnému
upínaciemu pásu**, ktorý zabraňuje dráždeniu
Prispôsobí sa morfológií pacienta vďaka tepelne
tvarovateľnému plastu
Dizajn umožňujúci diskkrétne ukrytie
vo vnútri topánky

Modely: pravý - ľavý

S	35 - 37
M	37 - 39
L	39 - 41
XL	41 - 44

Pero-med AFO III/II

Kód ZP J92224

T479652



ZAPAMÄTAJTE SI

Účinná **podpora** chodidla **v pravom uhle**
pre zaistenie bezpečnej chôdze
Pohodlná vďaka svojmu **anatomickému
tvaru a ľahkosti**
Dizajn umožňujúci nosenie ortézy vo všetkých
typoch topánok s nízkou podrážkou

Modely: pravý - ľavý

S	35 - 37
M	37 - 39
L	39 - 41
XL	41 - 44

HalluxPro night

Nočná ortéza na Hallux valgus

T479302



ZAPAMÄTAJTE SI

Pohodlná pomôcka vďaka svojej ľahkosti
a anatomickému tvaru
Jednoduché použitie vďaka **uzatváraníu
na suchý zips**, ktorý umožňuje lepšie
prispôbenie morfológií pacienta
Pomôcka je určená na použitie počas noci –
nie je vhodná na použitie počas chôdze

Modely: pravý - ľavý

	Veľkosť topánky	Dĺžka chodidla (cm)
S	< 38	< 24,3
M	38 - 41	24,3 - 26,3
L	> 41	> 26,3

Sprystep Original

Dynamická špirálovitá

podpora AFO

U01703

LEN NA OBJEDNÁVKU



NOVINKA

ODPORÚČA SA PRI

Prepadávanie nohy neurologického, traumatologické-
ho alebo svalového pôvodu

ZAPAMÄTAJTE SI

Zloženie z ľahkého kompozitného materiálu ponúka
dobrú kombináciu ohybnosti a pevnosti na dosiahnu-
tie **zlepšenia chôdze a pohodlia**

Posterior-laterálna podpora: špirálovitá podpora
unikátne umiestnená za členkom zvyšuje energiu
potrebnú na návrat a dokonale sedí

Prispôsobiteľná vložka a uťahovacie pásy

Modely: pravý - ľavý

	Výška	Veľkosť topánky
XS	30 cm	33 - 37
S	32 cm	36 - 39
M	34 cm	38 - 42
L	36 cm	41 - 44
XL	38 cm	44 - 47

Získajte viac informácií
z nášho videa:



NOHA



DETSKÝ SORTIMENT

Aké riešenie na
AKÚ DIAGNÓZU

TRUP A HORNÁ KONČATINA

DOLNÁ KONČATINA

Aká
PRESKRIPCIA ?

KRČNÝ
GOLIER

KLAVIKULÁRNA
BANDÁŽ

DLAHY NA
ZÁPÄSTIE/
PALEC

DLAHY
NA ZÁPÄSTIE

KOLENNÁ
ORTÉZA

KOLENNÁ
DLAHA

ČLENKOVÁ
ORTÉZA

ČLENKOVÁ
DLAHA

Bolesti krčnej
chrbtice

Zlomenina
kľúčnej kosti

Úrazy epifýzy
a šliach
zápästia a palca
Zlomenina
člnkovitej kosti


Úrazy epifýzy
zápästia
Tendinitída
zápästia

Propriocepcia

Úrazy epifýzy
Imobilizácia
kolena pri 0°

Propriocepcia

Úrazy epifýzy
Zlomenina
členka



DETSKÝ SORTIMENT

Krk

Ortel C1 junior

Ľahký krčný golier

Kód ZP J79198 | 2620 001 004



ZAPAMÄTAJTE SI

Odnímateľná pevná vložka na nastavenie úrovne opory

Presné nastavenie pomocou suchého zipsu



24 - 27 cm

Rameno

Ligaflex® junior

Klavikulárna imobilizačná bandáž junior

Kód ZP J79201 | 2640 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Bezpečné znehybnenie vďaka inteligentnému systému umožňujúcemu nastavenie detskej veľkosti odstrihnutím (šírka pliec menej ako 34 cm)

Pohodlie zabezpečené penovou kotviacou podložkou na chrbte

Navliekanie pomocou systému suchých zipsov a upínanie pomocou spony

Univerzálna veľkosť (šírka pliec < 34 cm)

KOLENO

GenuAction junior

Elastická kompresívna kolenná ortéza

Kód ZP J86973 | 2615 01



ZAPAMÄTAJTE SI

Podpora a propriocepcia zabezpečená vďaka elastickejmu kompresívnemu úpletu (približne 23 mmHg)

Anatomicky tvarovaný úplet so zónami pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky



28 - 31 cm

Ligaflex® Immo 0° junior

Imobilizačná dlahá na koleno pri 0°


Kód ZP J79192 | 2610 001 004



ZAPAMÄTAJTE SI

Znehybnenie zabezpečené 4 tvarovateľnými dlahami transparentnými pre RTG lúče

Upínacie pásy na suchý zips zabezpečujú dokonalú podporu



30 - 35 cm

Zápästie - Palec

Manurhizo junior

Imobilizačná dlahá na zápästie a palec

Kód ZP J79195 | 2630 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora palca a zápästia vďaka 2 tvarovateľným anatomickým dlahám (dlaň a palec).

Pohodlie zabezpečuje vnútro vystužené penou

Jednoduché nasadenie a snímanie vďaka

4 upínacím pásmom na suchý zips

2 modely: pravý a ľavý



10 - 13 cm

Zápästie

ManulImmo® junior

Imobilizačná dlahá na zápästie

Kód ZP J79194 | 2635 02



ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora zápästia vďaka anatomicky tvarovanej dlahé pod dlaňou

Jednoduché nasadenie a snímanie vďaka 4 upínacím pásmom na suchý zips

2 modely: pravý a ľavý



10 - 13 cm

ČLENOK

MalleoAction junior

Elastická kompresívna členková ortéza

Kód ZP J87655 | 2625 01



ZAPAMÄTAJTE SI

Podpora a propriocepcia zabezpečená vďaka elastickejmu kompresívnemu úpletu (približne 22,5 mmHg)

Anatomicky tvarovaný úplet so zónou pohodlia v oblasti členka, patentované postranné úchyty



16 - 19 cm

Ligacast® junior

Stabilizujúca členková ortéza

s penovými vložkami

Kód ZP J79191 | 2600 001 004




ZAPAMÄTAJTE SI

Pevná podpora členka vďaka 2 pevným bočným dlahám

Prispôsobí sa morfológii dieťaťa: výškovo nastaviteľný upínací pás cez pätu, presné nastavenie upínacích pásov pomocou suchých zipsov

Pohodlná vďaka penovým vložkám



< 1,40 m

Podpora Vášho úsilia!

Vráťte sa späť k vašim aktivitám a tréningu bez starostí.

Thuasne Sport ponúka celý sortiment ortéz určených špeciálne na športové aktivity. Odľahčené a ergonomicky tvarované produkty napomáhajú zlepšovať stabilitu kĺbov počas športu.

Či už si vyberiete neoprénový alebo textilný materiál, rozhodnete sa pre úroveň podpory na základe vašich potrieb: propriocepcia výberom elastického textilného materiálu alebo zahrievací účinok s neoprénom.

THUASNE  **SPORT**
FOURNISSEUR OFFICIEL

INSEP

(INSEP) French National Institute of Sport, Expertise and Performance

THUASNE podporuje INSEP od roku 2015

Naše produkty sú testované a doporučené športovcami, ktorí každodenne zvyšujú svoje výkony

ČLENOK

ref. 0280 / ref. 0330
ref. 0333 / ref. 0351
ref. 0353 / ref. 0571

1

CHRBÁT

ref. 0361

2

RAMENO

ref. 0576

3

LAKEŤ

ref. 0338
ref. 0352

5

KOLENO

ref. 0270 / ref. 0329
ref. 0331 / ref. 0334
ref. 0354 / ref. 0355
ref. 0570 / ref. 0572 / ref. 0573

4

ZÁPÄSTIE

ref. 0332
ref. 0340
ref. 0356
ref. 0575

Bandáže

HORNÁ končatina



Driekový podporný pás

ref. 0361 **1**

INDIKÁCIE: Prevencia pri pohyboch a postojoch, ktoré spôsobujú bolesti chrbta
Návrat k aktivitám po ustúpení bolesti chrbta alebo lumbagu
Vlastnosti: Tenké a ľahké materiály (pás je možné nosiť priamo na pokožke)



Neoprénová ortéza ramena

ref. 0576 **2**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení kĺbov
Obnovenie aktivít po následkoch úrazov
Oslabené ramenné kĺby
Zahrievací účinok: neoprén
Anatomický tvar: elastický úplet z vnútornej strany
Kód ZP J83501



Elastická podpora lakťa

ref. 0338 **3**

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie lakťa u športovcov - Chronická nestabilita lakťa - Návrat k aktivitám po zranení (vyvrtnutie, operácia)
Kompresívna tkanina: zvyšuje propriocepciu
Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie lakťa
Zdokonalená rozťažnosť: a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie



Epikondylická páska

ref. 0352 **3**

INDIKÁCIE: Prevencia tendinitídy v oblasti lakťového kĺbu - radiálnej a mediálnej epikondylitídy (tzv. tenisového a golfového lakťa)
Vlastnosti: Dve silikónové vložky s masážnym účinkom vyvíjajú cielelú kompresiu a uľavujú napätie na úrovni lakťového kĺbu

S M L XL XXL
60-70 71-86 87-102 103-121 122-140

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L
28-31 32-35 36-40

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL
22-24 25-27 28-30 31-33

1 2 3 4 5
Stabilita

1 2
22-30 30-38

STOP IT!
Tendon



Bandáž zápästia so strapovacím palcom

ref. 0332 **4**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov
Návrat k aktivitám po úraze
Podpora zápästia: strapovací pás so silnou kompresiou
Odparovanie vlhkosti: priedušný strapovací pás
Anatomické prispôsobenie: iba jedna veľkosť
Kód ZP J86975



Strapovacia bandáž zápästia

ref. 0340 **4**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov
Návrat k aktivitám po úraze
Podpora zápästia: strapovací pás so silnou kompresiou
Odparovanie vlhkosti: priedušný strapovací pás
Anatomické prispôsobenie: iba jedna veľkosť



Neoprénová podpora zápästia

ref. 0575 **4**

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie zápästia (funkčná liečba)
Zosilnená podpora: celkom pokrýva kĺb
Zahrievací účinok: neoprén
Anatomický tvar: elastický úplet z vnútornej strany



Imobilizačná ortéza zápästia so šnurovacím systémom Boa®

ref. 0356 **4**

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie zápästia (funkčná liečba)
Vlastnosti: Silná podpora zápästia v správnej polohe (anatomické prispôsobiteľné dlahy). Upínací systém Boa® umožňuje ľahké a rovnomerné utiahnutie.
Optimálne pohodlie: priedušný materiál, vnútorná penová výstelka

BOA

THE BOA GUARANTEE

S M L
14-15,5 16-17,5 18-20

1 2 3 4 5
Stabilita

Univerzálna veľkosť

1 2 3 4 5
Stabilita

Univerzálna veľkosť

1 2 3 4 5
Stabilita

1 2
13-17 17-23

1 2 3 4 5
Stabilita

Boa® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Boa® Technology Inc.



Infrapatelárna páska

ref. 0329 **5**

INDIKÁCIE: Absorpcia vibrácií (prevencia patelárnej tendinitídy, vyskakujúceho jabĺčka) - Femoro-patelárny syndróm - Tendinitída šlachy quadricepsu
Pohodlie: absorpcia vibrácií
Stimulácia propriocepcie: silikón v kombinácii s textilnou páskou



Neoprénová podpora stehna

ref. 0572 **5**

INDIKÁCIE: Natrhnutie svalov v akútnej fáze alebo počas fyzioterapie
Natiahnutie svalov
Presilenie svalov
Zahrievací účinok: neoprén
Kód ZP J79200



Neoprénová kolenná bandáž

ref. 0573 **5**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie kolena)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené kolenné väzy
Zahrievací účinok: neoprén
Stimulácia a propriocepia: elastický úplet z vnútornej strany



Elastická podpora kolena

ref. 0334 **5**

INDIKÁCIE: Mierna podpora nestabilného a bolestivého kĺbu (mierne vyvrtnutie)
Kompresívna tkanina: zvyšuje propriocepciu
Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie jabĺčka
Zdokonalená rozťažnosť: a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie



Vystužená kolenná ortéza

ref. 0355 **5**

INDIKÁCIE: Tendinitída kolenného kĺbu a bolesť v chrupavke kolenného kĺbu - Mierne výron postranných väzov kolenného kĺbu - Návrat k športu po miernom vyklbení a poranení kolenného kĺbu
Vlastnosti: Zóna pohodlia v oblasti pately s naznačeným smerovaním (patelárna pelota) - Pohodlná zóna v oblasti podkolennej jamky - Bočné výstuže zabezpečujúce dobrú podporu



Neoprénová členková bandáž

ref. 0571 **6**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení postranných väzov (vyvrtnutie)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Zahrievací účinok: neoprén
Stimulácia propriocepcie: elastický úplet z vnútornej strany
Kód ZP J79190



Elastická podpora členka

ref. 0333 **6**

INDIKÁCIE: Mierna podpora nestabilného a bolestivého kĺbu (mierne vyvrtnutie)
Kompresívna tkanina: zvyšuje propriocepciu
Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie členka
Zdokonalená rozťažnosť: a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie



Spevnená členková podpora

ref. 0353 **6**

INDIKÁCIE: Stabilizuje členkový kĺb po miernych vytknutiach
Návrat k športovým aktivitám po vyvrtnutiach, operácii alebo úraze
Vlastnosti: Elastický úplet vyvíja rovnomernú kompresiu na kĺb a zlepšuje propriocepciu
Zóna pohodlia v oblasti členku

Univerzálna veľkosť



S M L XL
44-48 49-53 54-58 59-63

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL
19-20 21-22 23-24 25-27

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30

1 2 3 4 5
Stabilita



Spevnená podpora kolena

ref. 0354 **5**

INDIKÁCIE: Chronická nestabilita kolena (natrhnuté skrížené väzy)
Návrat k športovým aktivitám po miernom vyvrtnutí a poranení kolena (vrátane operácie)
Vlastnosti a špecifická charakteristika produktu: Pružná bandáž vyvíja rovnomernú kompresiu na kĺb a zlepšuje propriocepciu
Zóna pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky
Pružné bočné výstuže zabezpečujú dobrú podporu



Otvorená strapovacia kolenná bandáž

ref. 0331 **5**

INDIKÁCIE: Funkčná liečba miernych a stredne ťažkých vyvrtnutí kolena
Návrat k aktivitám po ťažkom vyvrtnutí (skrížené a bočné väzy)
Chronická nestabilita kolena
Vlastnosti: Úplné otvorenie ortézy pre ľahké navliekanie. - Anatomická 3D koncepcia - Pružné prekrížené prispôbitelné pásy zosilňujú dynamickú a bočnú podporu - Pružné bočné výstuže - Priedušná zóna v oblasti pod kolonom - Priedušný perforovaný neoprén má zahrievací účinok



Kolenná ortéza Novelastic®

ref. 0270 **5**

INDIKÁCIE: Funkčná liečba ľahkých a stredne ťažkých vyvrtnutí kolena
Návrat k aktivitám po vážnych zraneniach či operáciách
Vlastnosti: Prekrížené strapovacie pásy pre silnejšiu bočnú podporu
Pružné bočné výstuže pre lepšiu stabilitu
Pohodlný úplet v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky



Neoprénová kolenná bandáž s výstužami

ref. 0570 **5**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie kolena)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Stimulácia propriocepcie: povrch z elastickej tkaniny
Silnejšia podpora kolena: bočné dlahy



Strapovacia členková bandáž

ref. 0330 **6**

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Vynikajúca podpora: elastické strapovacie pásy
Odparovanie vlhkosti: perforovaný neoprén
Anatomický tvar
Kód ZP J86970



Strapovacia členková ortéza Novelastic®

ref. 0280 **6**

INDIKÁCIE: Funkčná liečba miernych a stredne ťažkých vyvrtnutí vnútorných alebo vonkajších postranných väzov
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Vlastnosti: Dvojsmerné strapovacie pásy v tvare „8“ (pre natiahnuté postranné vonkajšie a vnútorné väzy) zabezpečujúce flexiu a extenziu
Zosilnené časti pre vyšší komfort v oblasti zapínania strapovacích pásov



Stabilizačná členková ortéza členka so šnurovacím systémom Boa®

ref. 0351 **6**

INDIKÁCIE: Mierne a stredne ťažké vyvrtnutie bočných väzov členka
Návrat k športu po vyvrtnutiach a zraneniach
Vlastnosti: Pevné bočné výstuže na zaručenie stability členka
Rýchly a spoľahlivý šnurovací systém Boa®
Výrobok z tenkého materiálu sa ľahko umiestni v topánke

BOA®
THE BOA®
GUARANTEE

S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL
32-36 37-40 41-44 45-48

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL
19-22 22-25 25-28 28-30

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30

1 2 3 4 5
Stabilita

S M L
19-22 22-26 26-30

1 2 3 4 5
Stabilita

Boa® is a registered trademark of Boa® Technology Inc.

OSTATNÉ

PRVÁ POMOC

Aluform

Nastaviteľné znehybnenie zlomenej končatiny vďaka kombinácii tvarovateľnej hliníkovej dlahy a výstuže z polyetylénu
Pohodlné vďaka hrubej penovej výstelke
Jednoduché nasadenie vďaka fixačnému systému upínacích pásov na suchý zips
Jednoduchá údržba (umývateľný penový obal)

Dlaha Aluform na dolnú končatinu
7400



Dlaha Aluform na predlaktie
7402



		Ref. č. Thuasne
Tvarovateľná dlaha Aluform	Dolná končatina	7400
	Lakteť	7401
	Predlaktie	7402
	Detská noha	7404
Vak Aluform		7407

Ostatné produkty

Izotermálna plachta
7551



Okamžitý ľadový balíček
7281



Trojstranný obvaz
7545



**&SILIMA®
Serena**
PO RAKOVINE PRSNÍKA
Epitézy, spodná bielizeň, plavky

1 SPODNÁ BIELIZEŇ
Zabraňuje vyklznutiu epitézy - Ponúka väčší **pocit pohodlia** - **Znovu** **dodá** pocit ženskosti

+

2 EPITÉZY
Optické vyrovnanie vzhľadu pacientky - **Široká ponuka** vhodných modelov!

SORTIMENT KOMPRESÍVNYCH PANČÚCH PRE ŽENY A MUŽOV
VENOFLEX

Venoflex Kokoan

Venoflex Incognito Absolu

Venoflex Fast (Coton, Lin or Laine)

Venoflex Simply Coton fin

Venoflex City Confort (Confort Coton or Fil d'Ecosse)

Venoflex Fast (Coton, Lin, Laine, Air)

KOMPRESÍVNA TERAPIA & LYMFOLÓGIA

MOBIDERM

BIFLEX+ PRATIC

MOBIDERM autofit

THUASNE LYMPHOLOGY

CICATREX®

LYMPHATREX

POMÔCKY NÁSLEDNEJ STAROSTLIVOSTI

Barly Globe-Trotter

Vankúš Cervi+

Štvorkolka Move light

Bezkontaktný teplomer

Mechanický vozík Classic DF+



THUASNE

*WINGS
FOR YOUR HEALTH*

THUASNE SK, s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Distribúcia: Mokrán záhon 4 - 821 04 Bratislava
Tel. +421 2 4910 4088, 89 - Fax: +421 2 4445 0080
e-mail: objednavky@thuasne.sk
www.thuasne.sk



www.thuasne.com

Ref. 0116 092 028 - 16 (Déc. 2018)

Vyhradzuje si právo upraviť naše výrobky uvádzané a popísané v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Nezmluvné fotografie.

Overte si prosím dostupnosť produktov pred objednávkou.

