

# ZAISŤOVACIE A FIXAČNÉ SYSTÉMY



## ZAISŤOVACIE A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY DISTRIBUOVANÉ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU PATRIA VO SVOJEJ SKUPINE MEZI TOP PRODUKTY.

**KOMPLETNÝ FIXAČNÝ SYSTÉM CELÉHO TELA** sa skladá z niekoľkých kombinovateľných častí a je vyrobený z veľmi pevného, nehorľavého materiálu **100% TREVIRA® CS**.

- Možno ho ľahko čistiť alebo prať pri teplote do 95 °C.
- Účinný systém polstrovania chráni telo pacienta pred otlakmi a odreninami.
- Súčasťou každého komponentu sú magnetické zámky a kľúče pre bezpečné uzamknutie.
- Unikátny systém farebného rozlíšenia veľkostí pre jednoduché použitie.

**TREVIRA® CS: FLAME RETARDANT MATERIAL** má niekoľko vynikajúcich vlastností, ako napríklad:

- Samo hasnúca prísada, ktorá nie je ovplyvnená počtom praní ani počtom použití.
- Je odolný voči dezinfekčným prostriedkom.
- Materiál je netoxický, nevyvoláva alergie.
- Ľahko sa udržiava, nezráža sa.
- Vyššie uvedené je zabezpečené overenými testami.

Podľa typu pacienta je možné zvoliť **FLEXIBILNÚ FIXÁCIU**, ktorá umožňuje nastavenie rozsahu pohybu pacienta alebo **PEVNÚ FIXÁCIU** s minimálnym časom pre potrebu fixácie.

**ZAISŤOVACÍ SYSTÉM** pre imobilných a čiastočne imobilných pacientov je vhodnou pomôckou pre udržanie tela pacienta v prirodzenej polohe na vozíku či stoličke. Kombinácia suchých zipsov a praciek uľahčuje prácu so systémom a jeho aplikáciu zvládne naozaj každý. Materiál 100% bavlna, ľahká údržba, možno prať do 60°C. Tento systém je dostupný v troch farebných prevedeniach.

Tabuľka veľkostí a farebných prevedení											
Brušný pás BCF 4101				Fixácia zápästia BCF 4120				Fixácia členkov BCF 4130			
veľkosť	dĺžka	obvod	farba	veľkosť	dĺžka	obvod	farba	veľkosť	dĺžka	obvod	farba
<b>S</b>	95 cm	50-75 cm	tm. modrá	<b>S</b>	20 cm	8-18 cm	tm. modrá	<b>S</b>	26 cm	11-22 cm	tm. modrá
<b>M</b>	120 cm	70-110 cm	zelená	<b>M</b>	29 cm	12-22 cm	zelená	<b>M</b>	32 cm	19-28 cm	zelená
<b>L</b>	155 cm	105-145 cm	šedá	<b>L</b>	32 cm	17-27 cm	šedá	<b>L</b>	40 cm	25-35 cm	šedá
<b>XL</b>	175 cm	120-162 cm	sv. modrá	<b>XL</b>	40 cm	23-34 cm	sv. modrá	<b>XL</b>	48 cm	31-43 cm	sv. modrá
Fixácia hrudná BCF 4110				Fixácia stehenná BCF 4140							
veľkosť	dĺžka	obvod	farba	veľkosť	dĺžka	obvod	farba	veľkosť	dĺžka	obvod	farba
<b>S</b>	118 cm	65-104 cm	tm. modrá	<b>S</b>	110 cm	35-62 cm	tm. modrá	<b>S</b>			tm. modrá
<b>M</b>	128 cm	74-114 cm	zelená	<b>M</b>	114 cm	36-72 cm	zelená	<b>M</b>			zelená
<b>L</b>	138 cm	85-124 cm	šedá	<b>L</b>	124 cm	49-82 cm	šedá	<b>L</b>			šedá
<b>XL</b>	160 cm	109-146 cm	sv. modrá	<b>XL</b>	135 cm	52-95 cm	sv. modrá	<b>XL</b>			sv. modrá

## ZAISŤOVACÍ SYSTÉM - FLEXIBILNÁ FIXÁCIA

Umožňuje nastavenie rozsahu pohybu pacienta.

### FIXAČNÝ KOMPLET FLEXIBILNÝ BCF 4000

Velkosť: **M L XL**

FIXAČNÝ KOMPLET FLEXIBILNÝ sa skladá z:

- Fixácia brušná BCF 4100
- Fixácia hrudná flexibilná BCF 4250
- Fixácia zápästia flexibilná BCF4200
- Fixácia členkov flexibilná BCF 4300
- 5 kľúčov, 12 zámkov

### FIXÁCIA BRUŠNÁ BCF 4101

Velkosť: **S M L XL**

Základný prvok fixačného systému pre pripevnenie tela k lôžku s nastaviteľným rozsahom otáčania pacienta. Brušná fixácia je pripravená pre spojenie s fixáciou hrudníka a fixáciou zápästia formou bezpečných úchyty.

### FIXÁCIA HRUDNÁ FLEXIBILNÁ BCF 4250

Zabraňuje vyvlieknutiu pacienta z fixácie brušnej a obmedzuje posadenie pacienta. Možné použiť len v kombinácii s fixáciou brušnou.

### FIXÁCIA ZÁPÄSTIA FLEXIBILNÁ BCF 4200

Velkosť: **M L XL**

Slúži na fixáciu zápästia pacienta s možnosťou nastavenia rozsahu pohybu horných končatín.

### FIXÁCIA ČLENKOV FLEXIBILNÁ BCF 4300

Velkosť: **M L XL**

Slúži na fixáciu dolných končatín v oblasti členkov s možnosťou nastavenia rozsahu ich pohybu.





## ZAISŤOVACÍ SYSTÉM - PEVNÁ FIXÁCIA

Určené pre indocilných pacientov. Komponenty zaisťujú rýchlu a efektívnu fixáciu.

### FIXAČNÝ KOMPLET PEVNÝ BCF 4004

Velkosť: **S M L XL**

FIXAČNÝ KOMPLET PEVNÝ sa skladá z:

- Fixácia brušná BCF 4100
- Rýchlofixácia hrudná pevná BCF 4110
- Rýchlofixácia zápästia pevná BCF 4120
- Rýchlofixácia členkov pevná BCF 4130
- Fixácia stehenná pevná BCF 4140
- 5 kľúčov, 18 zámkov

### FIXÁCIA BRUŠNÁ BCF 4101

Velkosť: **S M L XL**

Základný prvok fixačného systému pre pripevnenie tela k lôžku s nastaviteľným rozsahom otáčania pacienta. Brušná fixácia je pripravená pre spojenie s fixáciou hrudníka a fixáciou zápästia formou bezpečných úchyto.

### RÝCHLOFIXÁCIA HRUDNÁ PEVNÁ BCF 4110

Velkosť: **S M L XL**

Zabraňuje vyvlieknutiu pacienta z fixácie brušnej a zamedzuje posadeniu pacienta. Prvok slúži k efektívnej a rýchlej fixácii hornej časti tela k lôžku.

### RÝCHLOFIXÁCIA ZÁPÄSTIA PEVNÁ BCF 4120

Velkosť: **S M L XL**

Fixuje zápästie pacienta bez možnosti pohybu rúk. Práca s rýchlofixáciou zápästia je veľmi rýchla a možno ju použiť samostatne bez väzby na fixáciu brušnú.

### RÝCHLOFIXÁCIA ČLENKOV PEVNÁ BCF 4130

Velkosť: **S M L XL**

Pevne fixuje členky k lôžku bez možnosti ich ďalšieho pohybu, doba aplikácie je veľmi krátka. Odporúčame použiť v kombinácii s fixáciou stehien u obtiažne zvládateľných pacientov.

### FIXÁCIA STEHENNÁ PEVNÁ BCF 4140

Velkosť: **S M L XL**

Efektívna fixácia nôh je dôležitá pre prevenciu zranení ošetrojúceho personálu pričom stehenná fixácia je jej účinnou pomôckou. Obmedzuje pohyb dolných končatín u problémových pacientov a je vhodným doplnkom fixácie členkov.



## BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Udržiava pacienta na vozíku alebo na stoličke v prirodzenej polohe.

### KOMPLETNÝ KLETT BCC 5100

Velkosť: **L XL**

Bezpečnostný systém pre dolnú a hornú časť tela so suchými zipsami. Klett zabráňuje pacientom vypadnúť z kresla alebo ich sklznutiu zo sedu. Ďalej zabráňuje bočným pohybom hornej časti tela pacienta. Stredný pás, panvová časť a ramenné časti sú polstrované pre optimálne pohodlie. Systémy zaistené pomocou suchých zipsov.



### ŠTANDARDNÝ KLETT + XL BCC 5150, 5151

OBIDVA SETY VO VEĽKOSTIACH:  
**STANDARD, XL**

Bezpečnostný systém pre hornú časť tela so suchým zipsom. Štandard Klett zabráňuje pacientom spadnúť z stoličky pri neuváženom pohybe. Stredný pás, panvové časti a ramenné časti sú polstrované pre optimálne pohodlie. Systém zaistený pomocou suchých zipsov.



### ZAISŤOVACÍ BRUŠNÝ PÁS BCC 5125

Velkosť: **L XL**

Napomáha udržaniu stability tela pacienta pri sedení. Jednoduchá aplikácia pomocou suchého zipsu je hračkou pre každého. Vhodný pre čiastočne imobilných pacientov.



### ZAISŤOVACÍ PANVOVÝ PÁS BCC 5175

Velkosť: **L XL**

Je vhodný pre čiastočne imobilných pacientov, ktorým pomáha udržať prirodzenú polohu tela pri sedení. Na rozdiel od brušného pásu zaisťuje telo aj proti zosunutiu nadol. Jednoduchá aplikácia pomocou suchých zipsov.



### ZAISŤOVACIE PÁSKY RÚK BCS 3150

Chráni neposedných pacientov, často deti, ale aj dospelých proti nechcenému pohybu rúk napr. pri použití infúznej liečby. Komfortné polstrovanie pacienta nijako neobťažuje, pásy sa upevňujú zaviazaním.



## OSTATNÉ

### PREDLŽOVACIE RAMENNÉ PÁSY BCF4260-SE

Predlžovacie ramenné pásy zabraňujú posadeniu pacienta pri zaistení systémom Thorax BCF 4250, BCF 4110 a Kombifix<sup>®</sup> BCF 7125.



### UKAVICE BCF 4770 MP-SE

Rukavice slúžia na prevenciu sebapoškodzovania a zranenia ďalších ľudí.

1 PÁR včítne magnetických zámkov.



## DOPLŇKY

### MAGNETICKÉ ZÁMKY A KLÚČE BCF 4400 & 4500

Magnetické zámky a kľúče sú určené k uzamknutiu a odomknutiu blokovacích systémov. Magnetický zámok (BCF 4400) sa skladá z hlavy zámku (BCF4450) a podstavca (BCF4425).

**Upozornenie:** v prípade, že má pacient kardiostimulátor, musí byť vzdialenosť medzi stimulátorom a magnetom najmenej 15 cm, aby sa zabránilo rušeniu a predišlo sa prípadnej arytmií. Čokoľvek iné môže spôsobiť poruchu.



**BATIST Medical SK, s.r.o.**  
Kopčianska 10,  
851 01 Bratislava, Slovensko  
[www.batist.com](http://www.batist.com)

 **batist**<sup>®</sup>  
M E D I C A L