

Chodúľa pohyblivá, skladacia REZI

ZÁRUČNÝ LIST

Chodúľa pohyblivá, skladacia REZI

Prevedenie: Chodúľa pohyblivá	Zákazník:
Model: REZI	
Výrobné číslo:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval:	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté chyby materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nárokovani na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.

Nikola Tesla 28

921 01 Piešťany

Tel/fax.: 032 776 2949, 033 381 3034

Mob.: +421 917 666 725

+421 907 951 707

e-mail: revomat.servis@gmail.com

matus.bubak@rehacare.sk

Vydal:

Dňa:

.....
Pečiatka a podpis

Výrobca:

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13

D-76307 Karlsbad

Deutschland

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.

M.R. Štefánika 1790/101

922 03 Vrbové



Päťnásobné nastavenie výšky
chodúľky

Popis výrobku

- chodúľa krokovacia skladacia - výškovo nastaviteľná v piatich polohách - zaistovacia predná priečka dvojdielna - bočné strany po rozložení striedavo pohyblivé - duralová konštrukcia povrchovo upravená bronzovým eloxom - možnosť použitia iba na pevnom a rovnom podklade !	Základné parametre chodúle:	
	Celková výška:	82 - 92 cm
	Celková šírka pri rozložení:	53 cm
	Celková hĺbka pri zložení:	10 +/- 2 cm
	Váha:	2,5 kg
	Nosnosť:	120 kg

Údržba chodúle

Na čistenie kostry chodúle je možné použiť bežné saponátové prípravky.