

NÁVOD NA POUŽITIE
Bavlneno-polyesterový poťah

Ref. č. 15/P/B


POZNÁMKA! Pred použitím poťahu si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

URČENÝ ÚČEL

Bavlneno-polyesterový poťah je určený na ochranu povrchu matracu proti preležaninám pred nečistotami a fyziologickými sekrétmi, napr. krvou, slinami.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyčistite jemnou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Poťah umyte a vyčistite podľa informácií na štítku. Po vyčistení dobre osušte.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok v priamom kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutie, prasknutie).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom o kontraindikáciách pri používaní produktu.

Výrobok by mal byť prispôsobený veľkosti tela a to bez alebo s podložkou na upravenie výšky.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu alebo iným zdrojom ohňa, ktoré môžu spôsobiť vznietenie.

Obal produktu nie je hračka.

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a Úradu pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocidných výrobkov.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

35% bavlna

65% polyester

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Varovanie
	Číslo šarže

	Týmto smerom v správnej polohe, neprevracat'
	Skladujte v suchu
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Prat' pri 60 ° C
	Nebielit'
	Sušiť pri normálnej teplote
	Žehliť pri 150 ° C
	Sušiť bez použitia rozpúšťadiel



REHA FUND Sp. z o.o.

Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Vydané: 01/2021

ZÁRUČNÝ LIST

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca ubezpečuje zákazníka, že položka predaja, na ktorú je vystavený tento záručný list, je úplne nová a kvalitná.
- Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- Akékoľvek chyby zariadenia odstráni spoločnosť REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaní servisní technici za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade so zamýšľaným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
- Oprava sa vykoná čo najskôr, najviac 14 dní odo dňa prijatia produktu do servisu.
- Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržba, čistenie a nastavenie krytu, ako je popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. deformácia, roztrhnutie;
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbanlivosťou, vykonaním nezávislých opráv, úprav alebo štrukturálnych zmien.

7. Pred odovzdaním produktu autorizovaným servisným technikom ho vyčistite v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servis.
8. Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV *(vyplňa servis)*

Č.	Dátum nahlásenia	Číslo objednávky	Popis chyby/ Rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisného technika
1.					
2.					

POZNÁMKY