

SKLADACÍ A PRENOSNÝ GELOVÝ VANKÚŠ

3067



Sucesores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com V3 022023

NÁVOD

Podporná pomôcka na prevenciu dekubitov alebo preležanín. Znižuje tlak a umožňuje lepší krvný obeh v pokožke, čím prispieva k prevencii vredov.

Technické vlastnosti:

- Určené pre pacientov alebo používateľov, ktorí dlho sedia a sú vystavení riziku vzniku dekubitov.
- Ideálne na cesty; skladá sa, aby zaberal menej miesta a dá sa ľahko prenášať pomocou rukovätí.
- Materiál: Gél
- Rozmery: 45 x 40 x 3,5 cm
- Maximálna nosnosť: 120 kg
- Čistá hmotnosť: 1,28 kg

Pokyny na starostlivosť

Na čistenie alebo striekanie použite neutrálny čistiaci prostriedok alebo vodu. Sušte na vzduchu. Nesušte v sušičke.

Upozornenie

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom musí byť nahlásený spoločnosti SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Životnosť

Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Prísny dodržiavanie informácií uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov. Životnosť výrobku je ovplyvnená podmienkami jeho používania a skladovania a pravidelnosťou jeho údržby. Dôsledným dodržiavanie údajov uvedených v tomto návode na použitie je možné udržať výrobok v perfektnom stave 24 mesiacov.

Záruka / Záruka

Naším zákazníkom poskytujeme záruku proti výrobným chybám na dva roky od dátumu vystavenia faktúry. Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach predaja.