

NÁVOD NA POUŽITIE

HALCAMP Termofor W 0,7 l v plyšovom obale - hrejivé zvieratko

Termofor v plyšovom poťahu so zvieratkami je perfektný spôsob, ako zohriať vaše dieťa. Špeciálny poťah umožní dieťaťu zabudnúť na bolesť a ochotne sa pritulí k svojmu „teplému plyšovému maskotovi“. Termofor je vyrobený z **prírodného kvalitného kaučuku**, neobsahuje žiadne škodlivé látky a možno ho plniť **studenou aj teplou vodou**.

Termofor v obale v tvare plyšového zvieratka je ideálnym spôsobom, ako zahriať vaše dieťa a **pomôcť mu od bolesti**. Používa sa hlavne pri **bolestiach brucha, uvoľňuje svalové napätie a kŕče**, slúži na **prevenciu aj liečbu reumatických a svalových ťažkostí** a je veľkým pomocníkom pri **infekcii močových ciest**. Pri naplnení studenou vodou pomáha k **zmierneniu opuchov**.

Návod na použitie:

- Nepoužívajte vriacu vodu
- Termofor naplňte vodou s maximálnou teplotou 60 °C, zatvorte zátku a skontrolujte, či je tesný a či nedochádza k úniku, nepoužívajte chybný výrobok!
- Nenaplňte ho až po okraj, ale len do 2/3 objemu. Potom jemným tlakom uvoľnite prebytočný vzduch a pomaly nakláňajte termofor nad rovný povrch, kým sa v otvore neobjaví voda.
- Pri používaní nezaťažujte termofor príliš - nie je vhodné si naň sadieť, líhať, alebo po ňom skákať.
- Aby ste predišli priamemu kontaktu s kožou používateľa s termoforom, zabaľte ho do plyšového obalu.
- Po použití vodu vylejte a termofor zaveste nadol, aby úplne vyschol.

Ďalšie informácie a kontraindikácie:

- Uchovávajte termofor mimo dosahu detí. Termofor nie je hračka! Používanie termoforma deťmi a osobami so zdravotným postihnutím len pod dohľadom dospeléj osoby!
- Poradte sa s lekárom ako často používať termofor podľa zdravotného problému.

Údržba termoforu:

Na čistenie používajte iba vodu s mydlom.

Skladujte ho na suchom a chladnom mieste s otvoreným uzáverom.

Parametre a špecifikácia:

- **Výrobca:** Halcamp
- **Rozmery:** 45 cm
- **Objem:** 0,7 l
- **Materiál zvieratka** príjemný mäkký plyš
- **Materiál termoforu:** kvalitná prírodná guma - neobsahuje nebezpečné a zdraviu škodlivé látky, potvrdené certifikátom: 851970-2012.
- Produkt spĺňa bezpečnostné normy podľa Nariadenia EÚ: EN71 (časť I, II, III).
- **Záruka:** 24 mesiacov



Manufacturer:
HALCAMP Maciej Głowiński
ul. Spółdzielcza 9-11, 55-080
Kąty Wrocławskie,
tel./fax +4871/ 390-57-15,
tel./fax +4871/ 390-57-89
www.halcamp.pl
biuro@halcamp.pl



NÁVOD NA POUŽITIE

HALCAMP Termofor W 0,7 l v plyšovom obale - hrejivé zvieratko

Termofor v plyšovom poťahu so zvieratkami je perfektný spôsob, ako zohriať vaše dieťa. Špeciálny poťah umožní dieťaťu zabudnúť na bolesť a ochotne sa pritulí k svojmu „teplému plyšovému maskotovi“. Termofor je vyrobený z **prírodného kvalitného kaučuku**, neobsahuje žiadne škodlivé látky a možno ho plniť **studenou aj teplou vodou**.

Termofor v obale v tvare plyšového zvieratka je ideálnym spôsobom, ako zahriať vaše dieťa a **pomôcť mu od bolesti**. Používa sa hlavne pri **bolestiach brucha, uvoľňuje svalové napätie a kŕče**, slúži na **prevenciu aj liečbu reumatických a svalových ťažkostí** a je veľkým pomocníkom pri **infekcii močových ciest**. Pri naplnení studenou vodou pomáha k **zmierneniu opuchov**.

Návod na použitie:

- Nepoužívajte vriacu vodu
- Termofor naplňte vodou s maximálnou teplotou 60 °C, zatvorte zátku a skontrolujte, či je tesný a či nedochádza k úniku, nepoužívajte chybný výrobok!
- Nenaplňte ho až po okraj, ale len do 2/3 objemu. Potom jemným tlakom uvoľnite prebytočný vzduch a pomaly nakláňajte termofor nad rovný povrch, kým sa v otvore neobjaví voda.
- Pri používaní nezaťažujte termofor príliš - nie je vhodné si naň sadieť, líhať, alebo po ňom skákať.
- Aby ste predišli priamemu kontaktu s kožou používateľa s termoforom, zabaľte ho do plyšového obalu.
- Po použití vodu vylejte a termofor zaveste nadol, aby úplne vyschol.

Ďalšie informácie a kontraindikácie:

- Uchovávajte termofor mimo dosahu detí. Termofor nie je hračka! Používanie termoforma deťmi a osobami so zdravotným postihnutím len pod dohľadom dospeléj osoby!
- Poradte sa s lekárom ako často používať termofor podľa zdravotného problému.

Údržba termoforu:

Na čistenie používajte iba vodu s mydlom.

Skladujte ho na suchom a chladnom mieste s otvoreným uzáverom.

Parametre a špecifikácia:

- **Výrobca:** Halcamp
- **Rozmery:** 45 cm
- **Objem:** 0,7 l
- **Materiál zvieratka** príjemný mäkký plyš
- **Materiál termoforu:** kvalitná prírodná guma - neobsahuje nebezpečné a zdraviu škodlivé látky, potvrdené certifikátom: 851970-2012.
- Produkt spĺňa bezpečnostné normy podľa Nariadenia EÚ: EN71 (časť I, II, III).
- **Záruka:** 24 mesiacov



Manufacturer:
HALCAMP Maciej Głowiński
ul. Spółdzielcza 9-11, 55-080
Kąty Wrocławskie,
tel./fax +4871/ 390-57-15,
tel./fax +4871/ 390-57-89
www.halcamp.pl
biuro@halcamp.pl

