

PLNĚ VIRUCIDNÍ



ŠIROKÉ SPEKTRUM  
ÚČINNOSTI BĚHEM  
1 MINUTY

BEZ OBSAHU ALDEHYDŮ  
A ALKYLAMINŮ

NA NEINVAZIVNÍ  
ZDRAVOTNICKÉ  
PROSTŘEDKY

# Meliseptol<sup>®</sup> HBV ubrousky

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY



# Meliseptol® HBV ubrousky

## DEZINFEKČNÍ UBROUSKY

Širokospektrý dezinfekční prostředek na vyšetřovací křesla, pracovní plochy nebo vybavení operačních sálů ve formě ubrousků napuštěných přípravkem Meliseptol® rapid.

### VLASTNOSTI:

- Praktické balení v zásobníku s možností doplňování
- Pevný „klik-klak“ uzávěr brání vysychání náplně
- Mimořádně rychlý účinek: během 1 minuty  
Pevné ubrousky jsou napuštěny přípravkem Meliseptol® rapid
- Široké spektrum účinnosti: baktericidní, účinný na obalené i neobalené viry, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní
- Bez obsahu aldehydů a alkylaminů
- Meliseptol® rapid zalistován v seznamech DGHM/VAH, IHO-viruzide\*
- Dermatologicky testován
- Použitelnost od otevření 90 dní

### SLOŽENÍ:

Balení obsahuje 100 ubrousků napuštěných 211 g přípravku Meliseptol® rapid.

100 g roztoku obsahuje: 50,0g Propan-1-olu,  
0,075g didecyldimethylamoniumchloridu  
Pomocné látky: < 5% neionogenních tenzidů, parfém,  
purifikovaná voda

### NÁVOD K POUŽITÍ

Povrch otírejte napuštěným ubrouskem tak, aby byl celý smočený a nechte působit. Neotírejte do sucha, nechte zaschnout! Před použitím na povrchy z materiálů citlivých vůči alkoholům vyzkoušejte jejich kompatibilitu s Meliseptolem® rapid. Neotírejte horké povrchy nebo zapojená elektrická zařízení.

Meliseptol® HBV ubrousky	Katalog. č.
Zásobní box s náplní, 100 ubrousků	19096
Náhradní náplň, 100 ubrousků	19097

**Upozornění:** Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

\*  
DGHM – Německá Společnost pro hygienu a mikrobiologii  
VAH – Společnost aplikované hygieny  
IHO – virucide-liste.de