

ZÁRUČNÝ LIST
Chodítko rehabilitačné
3-kolesové VCBK5

Prevedenie: VCBK5	Zákazník:
Výrobné číslo:	
Doplňky:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval :	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonania zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nároku na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.

Nikola Teslu 28

921 01 Piešťany

Tel/fax.: 032 776 2949, 033 381 3034

Mob.: +421 917 666 725

+421 907 951 707

e-mail: revomat.servis@gmail.com

matus.bubak@rehacare.sk

Vydal:

Dňa:

.....
Pečiatka a podpis

Chodítko rehabilitačné
3-kolesové VCBK5

Výrobca:

mdh SP. z o. o.

úl. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poľsko

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.

M.R. Štefánika 1790/101

922 03 Vrbové



Návod na používanie

Chodítko je určené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Používa sa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme rukovätí chodítka, ktoré sú výškovo nastaviteľné. K regulácii rýchlosti slúžia dve brzdy, ktoré sú spojené lankom s ovládacími páčkami, ktoré sú umiestnené v rukoväti. Brzdy majú aretáciu. Skladanie sa prevádza pákovým systémom v prednej časti chodítka.

Popis výrobku

Chodítko je vyrobené z trubkovej konštrukcie, kolieska majú rozmer 8" a sú z polyuretánu, predné koliesko je otočné. Na zadných kolieskach sú brzdy, ovládané páčkami na rukoväti. Súčasťou chodítka je odnímateľný košík s táckou.

Základné rozmery Chodítka rehabilitačného 3-kolesového VCBK5:

Celková výška	82 - 97 cm
Celková dĺžka:	57 cm
Celková šírka:	64,5 cm
Šírka zloženého chodítka:	26+/-2 cm
Hmotnosť:	6,8 kg
Nosnosť:	110 kg

Údržba chodítka

Na čistenie kostry chodítka a sedačky je možné použiť bežné saponátové prípravky. Jedenkrát ročne je nutné premazať ložiská a brzdy silikónovým olejom.

Dátum poslednej revízie textu: 10.9. 2014

Záručné a pozáručné opravy		
Popis závady	Dátum	Pečiatka a podpis